



# VÝBĚROVÉ PRODUKTY PRO VAŠI ORDINACI

2021/2022

# Vaši odborní konzultanti.



**Eva Kabátová**  
Praha

+420 602 314 189  
eva.kabatova@dentamed.cz



**Mirka Manasijevičová**  
Praha

+420 266 007 124 / +420 725 644 722  
mirka.manasijevicova@dentamed.cz



**Jindřiška Chomátová**  
Praha

+420 266 007 120 / +420 724 083 222  
inka.chomatova@dentamed.cz




**Drahuše Fričová**  
Praha

+420 266 007 122 / +420 777 692 020  
drahuse.fricova@dentamed.cz



**Dana Sršňová**  
Praha a severní Čechy

+420 725 644 729  
dana.srsnova@dentamed.cz



**Kateřina Skolilová**  
Praha a střední Čechy

+420 725 644 728  
katerina.skolilova@dentamed.cz



**Kateřina Fialová**  
Praha a střední Čechy

+420 773 753 763  
katerina.fialova@dentamed.cz



**Lucie Suchardová**  
Severovýchodní a střední Čechy

+420 775 888 734  
lucie.suchardova@dentamed.cz



**Soňa Hrušková**  
Karlovarský kraj

+420 778 882 303  
sona.hruskova@dentamed.cz



**Martin Maga**  
Východní Čechy

+420 602 341 112  
martin.maga@dentamed.cz



**Marek Vyskočil**  
Vysočina

+420 777 692 040  
marek.vyskocil@dentamed.cz



**Ivana Vodhánilová**  
Jižní Čechy

+420 777 692 008  
iva.vodhanilova@dentamed.cz



**Ivana Vávrová**  
Střední a jižní Čechy

+420 725 644 700  
ivana.vavrova@dentamed.cz



**Martina Grabmüllerová**  
Jižní Čechy / laboratoř

+420 604 289 410  
martina.grabmullerova@dentamed.cz



**Eliška Zůnová**  
Ústecký kraj a střední Čechy

+420 770 132 121  
eliska.zunova@dentamed.cz



**Aleš Krupa**  
Severní Morava

+420 608 889 847  
ales.krupa@dentamed.cz



**Petra Bujnošková**  
Severní a střední Morava

+420 776 383 171  
petra.bujnoskova@dentamed.cz



**Alena Smejkalová**  
Střední a jižní Morava

+420 725 644 723  
alena.smejkalova@dentamed.cz

# »»» OBSAH

Výplně a pomůcky	2
Otiskování a pomůcky	14
Materiály na provizoria	20
Jednorázové produkty	24
Nástroje	33
Dezinfekce a sterilizace	53
Ochranné brýle a štíty	62
Diamantové brousky	64
Malé přístroje	66
Ústní hygiena	68
Profesionální profylaxe	72
Endodoncie	74
Různé	77



KVALITA NA PRVNÍ MÍSTĚ.

**MW select** PERMAPLAST LH HYBRID

Světlem tuhnoucí rtg kontrastní hybridní kompozitní materiál pro výplně I. až V. třídy v odstínech VITA. Celkový obsah plniva: 83 hm. %, 75 obj. %.

**Výhody:**

Nelepí se, vysoká pevnost a odolnost vůči otěru, velmi dobrá barevná stálost, dobrá leštitelnost

**Stříkačka, 3 g:**

0000170 A3	1 bal.	592 Kč
0000171 A2	1 bal.	592 Kč
0000172 B3	1 bal.	592 Kč
0000173 C3	1 bal.	592 Kč
0000174 A3,5	1 bal.	592 Kč
0000175 B1	1 bal.	592 Kč

**Kompule, 20x 0,3 g:**

0100130 A2	1 bal.	1 163 Kč
0100131 A3	1 bal.	1 163 Kč
0100132 A3,5	1 bal.	1 163 Kč



**MW select** PERMAPLAST LH NANO

Světlem tuhnoucí vysoce leštitelný kompozit s ultrajemným rentgenoktrastním keramickým plnivem (83% hm.%, 75 obj.%). Díky ultrajemnému plnivu je materiál vysoce homogenní, výborně leštitelný, chameleon efekt zajišťuje optimální přizpůsobení výsledného odstínu výplně.

**Indikace:**

Přímé přední a zadní výplně třídy IV, inleje, onleje a fazety, dostavby, dlahování uvolněných zubů, tvarové a barevné korekce výplní.

**Stříkačka, 4 g:**

0100115 A2	1 bal.	755 Kč
0100116 A3	1 bal.	755 Kč
0100117 A3,5	1 bal.	755 Kč
0100118 B2	1 bal.	755 Kč
0100119 B3	1 bal.	755 Kč
0100120 C3	1 bal.	755 Kč

**Kompule, 20x 0,3 g:**

0100121 A2	1 bal.	1 353 Kč
0100122 A3	1 bal.	1 353 Kč
0100123 A3,5	1 bal.	1 353 Kč



**MW select** PERMAPLAST BULK

Světlem tuhnoucí kompozitní materiál typu Bulk-Fill pro výplně v postranním úseku. Snadná a rychlá aplikace v jedné až 4mm vrstvě, univerzální barva odpovídající přirozenému dentinu, optimální fyzikální vlastnosti, vysoká kvalita a odolnost výplně. Je vysoce radiopákní, neobsahuje Bis-GMA.

**Stříkačka, 2 g, 10 aplikačních kanyl:**

0100114 Universal Hell (světlá)	1 bal.	656 Kč
0100128 Universal Medium	1 bal.	656 Kč

**Kompule, 20x 0,3 g:**

0100113 Universal Hell (světlá)	1 bal.	2 150 Kč
0100129 Universal Medium	1 bal.	2 150 Kč



 **PERMAPLAST LH ONE**

Světlem tuhnoucí rentgenokonstrastní mikrohybridní kompozit s optimálním přizpůsobením odstínu zubu. Díky ultrajemným skelným částicím optimálně odráží barvu okolních zubů. V případě potřeby lze barvu upravit pomocí vrstvy Permaplast LH Flow. Vysoce leštitelný. Obsah plniva: 75% hmotnostních (53% objemových).

**Indikace:**

Přímé přední a zadní výplně třídy I - V podle Blacka, nepřímé výplně, inleje, onleje a fazety, dostavby, dlahování uvolněných zubů, tvarové a barevné korekce pro estetické výplně.

<b>0100147</b>	Stříkačka, 4 g	1 bal.	<b>985 Kč</b>
<b>0100148</b>	Kompule, 20x 0,3 g	1 bal.	<b>1 498 Kč</b>

 **PERMAPLAST LH ONE VISCIOUS FLOW**

Vysoce viskózní a tekutý hybridní kompozit s nanooptimalizovanými plnivými. Světlem tuhnoucí, vysoko rentgenokonstrastní, obsah plniva: 77% hm., 56% obj. Díky ultrajemným skelným částicím se optimálně přizpůsobuje barvě okolních zubů. Vynikající fyzikální hodnoty, tekutý, a přesto stabilní, ideální pro stěny dutin a výplně zubů. Vysoká odolnost proti oděru, velmi snadné leštění. Indikace: Výplně třídy I, II, III a V, výplně na mléčných zubech, stabilizace uvolněných zubů, opravy poškozených kompozitních výplní, těsnění trhlin, podložky, minimálně invazivní výplně.

<b>0100158</b>	Stříkačka, 2 g	1 bal.	<b>675 Kč</b>
----------------	----------------	--------	---------------

 **PERMAPLAST LH CERAMIC**

Světlem tuhnoucí vysoko lesklý leštitelný mikrohybridní kompozit s obsahem keramických částic pro vysoko kvalitní výplně třídy I-V. Díky rozdílné velikosti částic (0,05-0,9 µm) se materiál velmi jednoduše zpracovává a modeluje. Díky vynikajícím mechanickým vlastnostem a optimální fluorescenci můžete dosáhnout stálých, estetických náhrad s kvalitní stálostí barev. Kompozit se nelepí, vykazuje vysokou odolnost proti otěru a také velmi vysokou pevnost v ohybu a lomu. Obsah plniva 80% hm. 68% obj.

**Stříkačka, 4 g:**

<b>0200120</b>	A2	1 bal.	<b>866 Kč</b>
<b>0200121</b>	A3	1 bal.	<b>866 Kč</b>
<b>0200122</b>	A3,5	1 bal.	<b>866 Kč</b>
<b>0200123</b>	B1	1 bal.	<b>866 Kč</b>
<b>0200124</b>	B3	1 bal.	<b>866 Kč</b>
<b>0200125</b>	C3	1 bal.	<b>866 Kč</b>

**Kompule, 20x 0,3 g:**

<b>0200126</b>	A2	1 bal.	<b>1 475 Kč</b>
<b>0200127</b>	A3	1 bal.	<b>1 475 Kč</b>
<b>0200128</b>	A3,5	1 bal.	<b>1 475 Kč</b>
<b>0200129</b>	B1	1 bal.	<b>1 475 Kč</b>
<b>0200130</b>	B3	1 bal.	<b>1 475 Kč</b>
<b>0200131</b>	C3	1 bal.	<b>1 475 Kč</b>

**NOVÉ**



**Jedna barva pro všechny odstíny.**  
Kompozit, který se přizpůsobí odstínu zubu.



**NOVÉ**



**MW select** PERMAPLAST LH FLOW

Hybridní zatékavý kompozit. Světlem tuhne, radiopákní, obsah plniva 55 % hm., 36 obj. %, dodává se v odstínech VITA.

**Indikace:**

Pečetění fisur, preventivní výplně na molárech a premolárech, výplně V. třídy dle Blacka (kazy zubních krčků, eroze kořene, klínovité defekty), minimálně invazivní výplně I. a II. třídy dle Blacka v místech bez silného žvýkacího tlaku, minimálně invazivní výplně III. třídy dle Blacka, korekce defektů zubní skloviny, vyblokování podsekřivin, malé úpravy tvaru a odstínu na sklovině.

**Stříkačka, 2 g a 10 aplikačních kanyl:**

0100105	A1	1 bal.	414 Kč
0100106	A2	1 bal.	414 Kč
0100107	A3	1 bal.	414 Kč
0100108	B3	1 bal.	414 Kč



**MW select** PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW

Světlem tuhne, vysoce viskózní a tekutý hybridní kompozit s nano-plnivem. Diskiopákní, obsah plniva 77 hm.%. Vynikající fyzické vlastnosti, zatékavý, ale přesto pevný materiál, je ideální na stěny kavit a výplně zubních krčků. Vysoká odolnost proti abrazi, dobrá leštitelnost.

**Indikace:**

Výplně I., II., III. a V. třídy, výplně na mléčných zubech, stabilizace uvolněných zubů, opravy vadných kompozitních výplní, pečetění fisur, podložky, minimálně invazivní výplně.

**Stříkačka, 2 g a 10 aplikačních kanyl:**

0100165	A1	1 bal.	686 Kč
0100166	A2	1 bal.	686 Kč
0100167	A3	1 bal.	686 Kč
0100168	B3	1 bal.	686 Kč
0100187	světle růžová	1 bal.	686 Kč
0100188	tmavě růžová	1 bal.	686 Kč

**Kompule, 20x 0,3 g:**

0100185	A2	1 bal.	1 886 Kč
0100186	A3	1 bal.	1 886 Kč



**MW select** PERMAPLAST BUILD UP

Duálně tuhne, dostavbový materiál v praktické Automix stříkačce, vhodný i pro cementování kořenových čepů, optimálně se přizpůsobuje přirozenému zubu.

**5 ml automix stříkačka, 5 míchacích kanyl a 5 intraorálních koncovek:**

0000107	A2	1 bal.	1 234 Kč
<b>Příslušenství:</b>			
0000109	Endošpičky, 10 ks	1 bal.	232 Kč
0000110	Hnědé míchací kanyly, 10 ks	1 bal.	396 Kč
0000111	Intraorální špičky, 10 ks	1 bal.	232 Kč



 **APPLI-ETCH**

Gel s 36% kyselinou fosforečnou na leptání skloviny a dentinu s optimální thixotropií a tečením. Zelená barva, aplikační stříkačky v praktickém zásobníku.

9x 1,4 ml v aplikační stříkačce,  
**0100101** 25 aplikačních koncovek 1 bal. **1 163 Kč**



 **BIG-ETCH**

Gel s 36% kyselinou fosforečnou na leptání skloviny a dentinu s optimální thixotropií a zatékáním. Barva: zelená. Zásobní stříkačka 50 ml (62 g).

50ml zásobní stříkačka,  
 10 aplikačních stříkaček,  
**0100100** a 50 aplikačních kanyl 1 bal. **1 471 Kč**



 **LEPTACÍ GEL**

Kyselina ortofosforečná 37%, thixotropní, na leptání skloviny a dentinu, barva modrá.

Stříkačka 2 ml  
**0000178** a 3 ohýbatelné kanyly 1 bal. **272 Kč**



 **APLIKAČNÍ KANYLY**

Aplikační kanyly pro bodově přesnou aplikaci leptacího gelu. Vhodné pro Luer- a Luer Lock stříkačky.

zahnuté, 45°, modré transparentní,  
 délka 10 mm, Lumen Ø 0,7 mm,  
**0100102** 25 ks (1.) 1 bal. **319 Kč**

rovné, transparentní,  
 Lumen Ø 0,4 mm, 50 ks (2.) 1 bal. **383 Kč**

zahnuté, 45°, černé,  
 délka 10 mm, Lumen Ø 0,5 mm,  
**0098103** 100 ks (3.) 1 bal. **923 Kč**



**M+W select PERMABOND UNIVERSAL**

Světlem tuhnutí jednosložkový vazebný systém pro techniku self-etch i total-etch vhodný pro všechny světlem tuhající kompozita. Vynikající přilnavost ke sklovině i dentinu, optimální viskozita a tixotropie. Není nutné skladovat v chladničce.

**0000186** Lahvička, 5 ml 1 ks **1 675 Kč**



**M+W select PERMABOND**

Světlem tuhnutí jednosložkový vazebný systém pro techniku totálního leptání. Rychlé a bezpečné zpracování prostřednictvím jedné aplikace. Velmi dobrá smáčivost povrchu zajišťuje optimální vazbu na sklovinu a dentin. Lze použít se všemi světlem tuhajícími kompozity.

**0000185** Lahvička, 5 ml 1 ks **1 084 Kč**



**M+W select CALCIUMHYDROXIDPASTE**

Pasta hydroxidu vápenatého na vodné bázi s obsahem hydroxidu vápenatého 45%. Vhodné pro přímé a nepřímé uzavření pulpy, pro dočasné plnění kořenových kanálků, jako podložka všech výplňových materiálů. Díky vysoké hodnotě pH nad 12 má antibakteriální účinek. Diskiopákní, biokompatibilní a šetrné k pulpě.

**0200140** Stříkačka 2 ml a 6 kanyl 1 bal. **385 Kč**

**NOVÉ**



**M+W select PERMABOND SE**

Světlem tuhnutí jednosložkový samoleptací adhezivní systém na bázi ethanolu a vody pro všechny světlem tuhající kompozita a kompomery. Velmi krátká doba zpracování, bond se nanáší pouze jednou : aplikace 10 s, působení 20 s, osušení 5 s, osvětlení 10 s = pouze 45 s. Vysoká hodnota vazby, nízká kooperativní citlivost.

**0000181** Lahvička, 5 ml 1 ks **1 712 Kč**







## NORMALLOY KAPSELE

Non-gamma2 amalgám v kapslích.

### Složení:

Ag 69,2 %, Sn 18,6 %, Cu 11,9 %, Zn 0,3 %. Směsný poměr 70 % piliny a 30 % sférické částice.

### Dóza, 50 kapslí:

Velikost 1 žlutá/bílá,			
0000127	400 mg Pu, 435 mg Hg	1 bal.	1 490 Kč
Velikost 2 žlutá/šedá,			
0000128	600 mg Pu, 653 mg Hg	1 bal.	1 825 Kč
Velikost 3 žlutá/černá,			
0000129	800 mg Pu, 865 mg Hg	1 bal.	2 435 Kč

## PISTOLE NA AMALGAM

Plastová pistole na amalgam z pevné, vůči vysokým teplotám a chemikáliím odolné umělé hmoty, sterilizovatelná v autoklávu do 134 °C, nelze sterilizovat horkým vzduchem.

0200115	Zahnutá pistole na amalgám	1 ks	476 Kč
0200116	Zahnutá koncovka	1 ks	175 Kč
0200117	Rovná koncovka	1 ks	175 Kč



## GLASFILL

Vodou ředitelný skloionomerní cement pro výplně třídy I, III a V, pro výplně mléčných zubů, rychle tuhnoucí. Optimální spojení s přirozenou zubní hmotou bez dalšího pojiva. Velmi dobrá odolnost proti oděru. Barva univerzální / světle žlutá (LY).

0400101	10 g prášku, 1 dávkovací lahvička na vodu a 1 odměrka	1 bal.	950 Kč
---------	---	--------	--------

## PROVISO

Samotuhnoucí provizorní výplňový cement pro okamžité použití na zinkoxidové bázi bez obsahu eugenolu, s fluorem. Rychlé tuhnutí, vysoká odolnost. K dispozici ve třech tvrdostech.

### Lahvička, 40 g:

0100160	Bílý (střední)	1 bal.	295 Kč
0100161	Červený (tvrdý)	1 bal.	295 Kč
0100162	Šedý (měkký)	1 bal.	295 Kč



**MW select** PÁSKOVÁ MATRICE

Nerezová pásková matrice do napínačů matric, síla 0.03 mm.

10 m v dávkovači:

0100170	Šířka 5 mm (vhodné i pro SuperMat)	1 role	358 Kč
0100171	Šířka 6 mm (vhodná i pro SuperMat)	1 role	358 Kč
0100172	Šířka 7 mm	1 role	358 Kč



**NOVÉ**



**MW select** NAPÍNAČ MATRIC TOFFLEMIRE

Nerez.

0100195 Universal 1 ks 445 Kč

**MW select** MATRICE TOFFLEMIRE

Nerez.

0,05 mm, 12 ks:

0859115	Tvar 101	1 bal.	64 Kč
0859116	Tvar 102	1 bal.	64 Kč
0859117	Tvar 103	1 bal.	64 Kč
0859118	Tvar 113	1 bal.	64 Kč

0,04 mm, 12 ks:

0859119	Tvar 101	1 bal.	64 Kč
0859120	Tvar 102	1 bal.	64 Kč
0859121	Tvar 103	1 bal.	64 Kč
0859122	Tvar 113	1 bal.	64 Kč

Tvar 101



Tvar 102



Tvar 103



Tvar 113



**MW select** KLEŠTĚ NA MATRICE

Maticové kleště s tvrdokovovým povrchem a dvojitou pružinou, drží a odstraňují i nejtenčí matrici z proximální oblasti.

0300120 Kleště na matrice 1 ks 3 815 Kč



**M+W select** COMPOSITE GUN

Ergonomicky tvarovaná aplikační pistole pro všechny komerčně dostupné kompozitní kapsle (Cavifils, PLT atd.). Díky speciálnímu tvaru lze materiál z kapslí bez větší námahy lépe extrahovat. Autoklávovatelná do 134 °C.

0400105 Composite Gun 1 ks 3 620 Kč



**M+W select** APLIKAČNÍ PISTOLE NA KOMPOZITA

Dávkovací pistole pro přímou aplikaci všech komerčně dostupných kompozitních kompulí (Cavifils, Compules, PLT, atd.). Autoklávovatelná do 121 °C.

0400110 Aplikční pistole na kompozita 1 ks 625 Kč



**M+W select** UNIVERSAL TIPS

Miniaturní aplikátory s chomáčky a ohebným umělohmotným držákem dlouhým 10cm, pro bodově přesnou aplikaci tekutin a gelů. Balené v praktickém kulatém zásobníku pro hygienickou manipulaci.

100 ks:

0500507	Modré (regular)	1 bal.	195 Kč
0500511	Zelené (regular)	1 bal.	195 Kč
0500508	Žluté (jemný)	1 bal.	195 Kč
0500512	Lila (jemný)	1 bal.	195 Kč
0500510	Světle modré (x-jemný)	1 bal.	195 Kč



**M+W select** MICROTIPS

Miniaturní ohebné aplikátory (s chomáčky) s držákem štěteček MicroTip (umělohmotný držák není sterilizovatelný) pro bodově přesnou aplikaci tekutin a gelů (laky, podložky typu liner, leptačí gely, adheziva).

Set: 4x 100 MicroTips v barvě červená, zelená, žlutá, modrá

0098118 a 2 MicroTip držáky 1 bal. 961 Kč

100 ks:

0098114	Červená	1 bal.	212 Kč
0098115	Zelená	1 bal.	212 Kč
0098116	Žlutá	1 bal.	212 Kč
0098117	Modrá	1 bal.	212 Kč

Držák: 2 ks

0098119 bílý a červený 1 bal. 108 Kč






**MW select** FLEXIBRUSH

Ohýbatelné štětečky pro aplikaci tekutin a gelů, délka 10,5 cm.

100 ks:

0005120	Střední modrý	1 bal.	316 Kč
0005121	Střední žlutý	1 bal.	316 Kč
0005122	Extrajemný tyrkysový	1 bal.	316 Kč



**MW select** JEDNORÁZOVÉ ŠTĚTEČKY

Jednorázové bílé nebo červené štětečky.

0200165	Držák štětečků, 3 ks	1 bal.	93 Kč
<b>Štětečky, 50 ks:</b>			
0098110	Bílé	1 bal.	189 Kč
0098111	Červené	1 bal.	189 Kč



**MW select** NEREZOVÝ DRŽÁK ŠTĚTEČKŮ

Držák z nerezové oceli, autoklávovatelný.

0098109	Nerezový držák	1 ks	189 Kč
---------	----------------	------	--------



**MW select** JEDNORÁZOVÉ MÍCHACÍ PALETKY

Míchací paletky s 12 důlků.

0098500	50 ks	1 bal.	292 Kč
---------	-------	--------	--------



## ARTIKULAČNÍ PAPÍR 200 $\mu$

Artikulační papír pro hrubou zkoušku okluze při nasazování korunek, můstků nebo náhrad. Balení v praktickém dávkovači.

Zásobník, 300 listů:

0300900	Modrý	1 bal.	353 Kč
0300901	Červený	1 bal.	353 Kč



## ARTIKULAČNÍ PAPÍR 40 $\mu$

Pro běžnou kontrolu a kontrolu jemné okluze, proužky 22x110 mm.

10 bločků à 12 proužků:

0300902	Modrý	1 bal.	210 Kč
0300903	Červený	1 bal.	210 Kč



## DRŽÁK ARTIKULAČNÍHO PAPÍRU

Velmi kvalitní držák artikulačního papíru z nerezové oceli. Díky speciálnímu frézování je i ta nejtenčí artikulační folie držena pevně na místě po celou dobu a neklouže.

0000900	Držák artikulačního papíru	1 ks	325 Kč
---------	----------------------------	------	--------



## OCCLUSIONS-SPRAY PLUS

Přesné dávkování přes kovovou precizní stříkací trubičku a speciální ventil. Pigmentový film může být vytvořen ve vrstvách a kreslí od 7-10  $\mu$ m. Velmi jemný, snadno odstranitelný vodou. Špičkový okluzní sprej s hnačím plynem neškodným pro ozon. Barva zelená.

0000951	75ml dóza + kovový rozprašovač	1 dóza	468 Kč
---------	--------------------------------	--------	--------



## OCCLUSIONS-SPRAY

Okluzní spray bez obsahu freonů, s hnačím prostředkem, který neškodí ozonu. Zvláště jemný, barevný film, bez vosku, bez rozpouštědel. Toxikologicky absolutně nezávadný. Vystačí na cca 600 aplikací.

75 ml:

0000990	Zelený	1 dóza	362 Kč
0000991	Červený	1 dóza	362 Kč

**M+W select** COMPO-POLIERER

Jednokrokový leštící systém do kolénkového násadce vyrobený ze silikonu bez obsahu latexu pro leštění kompozitních výplní. Autoklávatelný do 134 ° C, barva žlutá, 7000 - 10 000 ot / min.

<b>Set:</b>			
<b>0400890</b>	12 ks á 3 kusy od každého tvaru	1 bal.	<b>645 Kč</b>
<b>10 ks:</b>			
<b>0400896</b>	Špička	1 bal.	<b>425 Kč</b>
<b>0400897</b>	Plamínek	1 bal.	<b>425 Kč</b>
<b>0400898</b>	Úzký kalíšek	1 bal.	<b>425 Kč</b>
<b>0400899</b>	Široký kalíšek	1 bal.	<b>425 Kč</b>



**NOVÉ**



**M+W select** FLEXI -DISC

Disky jednostranně potažené částicemi oxidu hlinitého.

**Všechny hrubosti jsou dostupné ve dvou velikostech:**

- Ø 10 mm pro těžko přístupné oblasti a malé plošky
- Ø 14 mm pro velké plochy
- černé, extra hrubé: kontury
- modré, hrubé: kontury
- lila, střední: dokončování
- růžové, jemné: leštění
- bílé, extra jemné: vysoký lesk

**Set 240 disků:**

30 ks od každé hrubosti a velikosti (kromě černé), 1 mandrel

<b>0400880</b>	do kolénka	1 bal.	<b>1 965 Kč</b>
<b>0400889</b>	Mandrel do kolénka	1 ks	<b>175 Kč</b>



**Náhradní balení, 100 disků:**

	Ø 10 mm	Ø 14 mm
černý, extra hrubý	<b>0400878</b>	<b>0400879</b>
modrý, hrubý	<b>0400881</b>	<b>0400882</b>
Lila, střední	<b>0400883</b>	<b>0400884</b>
růžový, jemný	<b>0400885</b>	<b>0400886</b>
bílý, extra jemný	<b>0400887</b>	<b>0400888</b>
za 1 bal.	<b>785 Kč</b>	<b>785 Kč</b>

**M+W select** FLEXISTRIPS

Pružné jednostranně sypané polyesterové pásky pro leštění a dokončování výplní ze všech materiálů. Délka pásky je 15 cm.

**50 pásků:**

<b>0100885</b>	Hrubé (modré) / střední (Lila)	1 bal.	<b>248 Kč</b>
<b>0100886</b>	Jemné (růžové) / extra jemné (bílé)	1 bal.	<b>248 Kč</b>





## GEL NA LEPTÁNÍ KERAMIKY

5% kyselina fluorovodíková na leptání keramických náhrad. Vazba mezi povrchem keramiky a fixačními kompozity se zvýší vytvořením retenčního naleptaného povrchu. Optimální gelovitá konzistence umožňuje snadnou a přesnou aplikaci.

0000989 Lahvička, 6 ml 1 ks 1 424 Kč



## SILANIZAČNÍ TEKUTINA

Prostředek na ošetření povrchu, který po předchozím nanesení tenké silikátové vrstvy vytváří stálou chemickou vazbu mezi kovem a kompozitem, keramikou a kompozitem a mezi kompozity navzájem. Silan umožňuje vytvořit trvalou vazbu bez okrajové spáry mezi výše uvedenými materiály a kompozitními pryskyřicemi.

0000910 Lahvička, 8 ml 1 ks 1 737 Kč



## PERMABOND LAB NEW FORMULA

Snadno aplikovatelný přípravek pro vytvoření pevné vazby s kovem. Po nanesení se nechá 1 minutu zaschnout, nemusí se vytvrzovat světlem. Univerzální použití se všemi běžnými kovy.

0500950 Lahvička, 5 ml 1 ks 1 975 Kč



## MÍCHACÍ PODLOŽKY


Pro otiskovací hmoty, cementy a kompozita.

Míchací podložky, z otěruvzdorného papíru potaženého na jedné straně:

0000237	9,5 × 7 cm, 60 listů	1 ks	156 Kč
0000238	18 × 12,5 cm, 25 listů	1 ks	169 Kč
0000239	24 × 15 cm, 35 listů	1 ks	198 Kč

Pergamenové míchací podložky


0000115	4 × 4 cm, 75 listů	1 ks	71 Kč
0000118	6,2 × 6,2 cm, 50 listů	1 ks	75 Kč
0000116	7 × 10 cm, 75 listů	1 ks	92 Kč
0000117	14 × 20 cm, 75 listů	1 ks	189 Kč



## FÓLIOVÉ MÍCHACÍ PODLOŽKY

Pro míchání podložkových a dalších materiálů.

0043100 6,4 × 5 cm, 35 listů 1 ks 93 Kč





## MW select ALGICIT DIMENSION

Osvědčený bezprašný alginát, rozměrově stabilní po dobu až 100 hodin, s příchutí máty peprné. Skladovatelnost 5 let od data výroby. K dispozici ve 4 verzích.

### Algicit Dimension:

Tuhnutí: normálně tuhnoucí, čas míchání: 45 s, čas přípravy otisku: 1 min. 45 s., čas tuhnutí v ústech: 30 s, celkový čas: 2 min. 15 s. Barva: modrá.

### Algicit Dimension quick:

Tuhnutí: rychle tuhnoucí, čas míchání: 45 s, čas přípravy otisku: 1 min. 30 s, čas tuhnutí v ústech: 30 s, celkový čas: 2 min. Barva: modrá.

### Algicit Dimension color:

Tuhnutí: normálně tuhnoucí, čas míchání: 45 s, čas přípravy otisku: 1 min. 45 s, čas tuhnutí v ústech: 30 s  
Celkový čas: 2 min. 15 s. Barva: fialová - růžová - bílá.

### Algicit Dimension Ortho:

Alginátová otiskovací hmota určená speciálně pro ortodontii. Vysoká pevnost a pružnost v tahu, lehké vyjímání z úst i při obtížném postavení zubů, rozměrově stabilní až 100 hodin. Čas míchání 45 s, příprava na otisk 1 min. 45 s, doba tuhnutí v ústech - 30s. Barevná indikace fialová - růžová - zelená.

#### Sáček, 500 g:

0400271	Algicit Dimension	1 bal.	176 Kč
0400275	Algicit Dimension quick	1 bal.	176 Kč
0400277	Algicit Dimension color	1 bal.	176 Kč
0400281	Algicit Dimension Ortho	1 bal.	210 Kč
0400272	Prázdná dóza na alginát	1 ks	208 Kč

#### Odměrka:

0400273	1 na alginát a 1 na vodu	1 bal.	34 Kč
0200281	Algicit Adhesiv, 15 ml	1 bal.	285 Kč



## MW select MISKA NA ALGINÁTY / SÁDRU

Samočistící, pružné silikonové kelímky k míchání alginátů, sádry a zatmelovacích hmot. Barva: tmavě zelená.

Vel. 1, střední, 12 cm Ø, 0022971	výška 9 cm	1 ks	152 Kč
Vel. 2, velká, 13 cm Ø, 0022972	výška 11 cm	1 ks	160 Kč

## SIOPLAST A/AS

Vysoce kvalitní, cenově dostupná A-silikonová otiskovací hmota na bázi polyvinylsiloxanů.

### Sioplast A/ A 380 putty

Základní otiskovací hmota pro ruční nebo strojové míchání (5:1), pomerančová příchut.

### Sioplast AS light

Otiskovací hmota nízké viskozity v kartuších pro korekční otisky, mátová příchut.

### Sioplast AS medium

Otiskovací hmota střední konzistence v kartuších pro korekční otisky, mátová příchut.

### Sioplast AS mono/A 380 mono

Otiskovací hmota střední konzistence v kartuších nebo pro strojové míchání (5:1) pro monofázové otisky, mátová příchut.

### Sioplast A

(450 ml báze, 450 ml kat. a 2 odměrné lžičce)

0153220	putty	1 bal.	1 647 Kč
---------	-------	--------	----------

0153221	putty soft	1 bal.	1 647 Kč
---------	------------	--------	----------

### Sioplast A 380 putty:

0237240	2x 380 ml kartuše, 1 fix. kroužek	1 bal.	3 751 Kč
---------	-----------------------------------	--------	----------

### Sioplast A 380 mono:

0153281	2x 380 ml kartuše, 1 fix. kroužek	1 bal.	4 392 Kč
---------	-----------------------------------	--------	----------

### Sioplast AS light

(2x 50 ml kartuše, 12 žlutých míchacích kanyl)

0153225	regular (normálně tuhnoucí)	1 bal.	853 Kč
---------	-----------------------------	--------	--------

0153226	fast (rychle tuhnoucí)	1 bal.	853 Kč
---------	------------------------	--------	--------

### Sioplast AS medium:

2x 50 ml kartuše, 12 zelených

0153227	míchacích kanyl	1 bal.	853 Kč
---------	-----------------	--------	--------

### Sioplast AS mono:

2x 50 ml kartuše, 6 zelených

0153280	míchacích kanyl	1 bal.	1 215 Kč
---------	-----------------	--------	----------

0200280	Silikonadhasiv, 10 ml	1 bal.	295 Kč
---------	-----------------------	--------	--------



## SIOPLAST C

Cenově výhodná, přesná, C-silikonová otiskovací hmota pro dvoukrokové otisky. Materiál typu Putty (Shore A-70) a Putty Soft (Shore A-60) je vhodný i k funkční úpravě okrajů lžičce a k situačním otiskům. Korekční materiál je k dispozici ve třech konzistencích - střední, řídké a extra řídké, je určen pro korekční otisky, k funkčním otiskům a otisku při rebazi.

### Dóza, 900 ml:

0153207	Putty, lesní plody	1 dóza	656 Kč
---------	--------------------	--------	--------

0153208	Putty soft, lesní plody	1 dóza	656 Kč
---------	-------------------------	--------	--------

### Kbelík, 10 kg:

0153209	Putty, lesní plody	1 ks	2 963 Kč
---------	--------------------	------	----------

### Tuba, 150 ml:

0153210	Střední, máta	1 tuba	380 Kč
---------	---------------	--------	--------

0153211	Řídká, máta	1 tuba	380 Kč
---------	-------------	--------	--------

0153212	Extrařídká, máta	1 tuba	380 Kč
---------	------------------	--------	--------

0153213	Katalyzátor tuhnutí Sioplast C, tekutina, 50 ml	1 lahv.	370 Kč
---------	---	---------	--------

0153223	Katalyzátor tuhnutí Sioplast C pasta, 60 ml	1 tuba	370 Kč
---------	---	--------	--------

0200280	Silikonadhasiv, 10 ml	1 bal.	295 Kč
---------	-----------------------	--------	--------



## M+W select SIOPLAST BS SCAN

Skenovatelný materiál na registraci skusu na bázi polyvinylsiloxanu tuhé konzistence, zvláště vhodný pro bezdotykovou 3D optickou registraci a získávání dat v oblasti CAD/CAM. Vysoká optická odrazivost a trvalá rozměrová stabilita. Díky vysoké tvrdosti lze frézovat. Příjemná mátová chuť, barva žlutá.

2x 50 ml kartuše,

0153235 12 zelených míchacích kanyl 1 bal. 1 265 Kč



## M+W select SIOPLAST BS

A-silikon. Rychle tuhnoucí aditivní materiál na registraci skusu na bázi vinylpolysiloxanu v kartuších. S vysokou konečnou tvrdostí. Svěží příchutí jablka.

2x 50 ml kartuše,

0153229 12 zelených míchacích kanyl 1 bal. 1 279 Kč



## M+W select SIOPLAST BS X-HART

A-silikon. Materiál na registraci skusu na bázi aditivního vinylpolysiloxanu v kartuších. Rychle tuhnoucí s extrémní konečnou tvrdostí. Příchutí lesního ovoce.

2x 50 ml kartuše,

0153230 12 zelených míchacích kanyl 1 bal. 1 369 Kč



## M+W select RETRAČNÍ VLÁKNO

Nenapuštěné spletané retrakční vlákno vyrobené ze 100% bavlny. Po zavedení do sulku se netřepí, díky speciálnímu spletaní - malé smyčky vytvářejí vzájemně propojený řetězec, zajišťují vynikající odtažení tkáně a velkou absorpci hemostatik. Balení obsahuje 275 cm vlákna v plastové krabičce s integrovaným odřezávačem ve víčku.

0300270 Velikost 000 1 bal. 325 Kč

0300271 Velikost 00 1 bal. 325 Kč

0300272 Velikost 0 1 bal. 325 Kč

0300273 Velikost 1 1 bal. 325 Kč

0300274 Velikost 2 1 bal. 325 Kč

## M+W select OZUBENÝ ZAVADĚČ VLÁKNA

Díky hladkému povrchu se nástroj snadno čistí, dutá rukojeť o průměru 8 mm s anatomickým tvarováním pro tři prsty zajišťuje bezpečné a pohodlné držení.

0100299 Ozubený zavaděč vlákna 1 ks 550 Kč







# MÍCHACÍ KANYLY / INTRAORÁLNÍ ŠPIČKY / DYNAMICKÉ MÍCHACÍ KONCOVKY

## 3M:

- Dimension Garant L, - Quick <sup>1</sup>
- Express, - 2 Garant <sup>1</sup>
- Express XT Light / Regular Body <sup>1</sup>
- Imprint II Garant Light, - Regular <sup>1</sup>
- Imprint 4 Garant <sup>1</sup>
- Imprint Bite <sup>2</sup>
- Imprint II Garant Monophase <sup>2</sup>
- Imprint II Garant Heavy <sup>2</sup>
- Impregum Garant L Duosoft <sup>5</sup>
- Permadyne Garant <sup>5</sup>
- Protemp 4 Garant <sup>6</sup>

## Coltène Whaledent:

- AFFINIS 50 light, - regular <sup>1</sup>
- AFFINIS PRECIOUS <sup>1</sup>
- Jet Blue Bite <sup>3</sup>
- Magic FoamCord <sup>1</sup>
- PRESIDENT 50 <sup>1</sup>

## Dentsply Sirona:

- Aquasil Bite <sup>2</sup>
- Aquasil Ultra light LV, -XLV <sup>1</sup>
- Aquasil Ultra Mono RS <sup>2</sup>
- Aquasil Ultra Heavy RS <sup>2</sup>

## Detax:

- Detaseal hydroflow lite, - Xlite <sup>1</sup>
- Detaseal hydroflow mono, glassbite, greenbite apple, - colour, monoprnt supra <sup>1</sup>
- Detaseal bite, mollosil plus
- Automix 2, milkbite <sup>3</sup>
- onetime perfect <sup>3</sup>
- pixelbite <sup>3</sup>
- tempofit <sup>4</sup>

## DMG:

- Honigum Light <sup>1</sup>
- Honigum Heavy, - Mono <sup>2</sup>
- Luxatemp <sup>6</sup>
- O-Bite <sup>3</sup>
- Silagum Light, - Medium, - Mono <sup>1</sup>

## DREVE:

- Fresh clear <sup>2</sup>
- REGOFIX <sup>2</sup>
- StoneBite, - scan <sup>3</sup>

## GC:

- Exabite II NDS <sup>2</sup>

## Ivoclar Vivadent:

- Systemp. c&b <sup>6</sup>
- Telio CS C&B <sup>6</sup>
- Virtual Light, - Extra Light <sup>1</sup>
- Virtual Monophase, - Heavy <sup>2</sup>

## Kettenbach:

- Identium Light <sup>1</sup>
- Identium Medium <sup>2</sup>
- Futar Scan <sup>1</sup>
- Futar, -D, - Fast <sup>2</sup>
- Monopren transfer <sup>2</sup>
- Mucopren soft <sup>2</sup>
- Panasil contact plus X-Light <sup>1</sup>
- Panasil contact two in one Light, - initial contact Regular <sup>2</sup>
- Panasil initial contact Light/X-Light <sup>1</sup>

## Kulzer:

- Flexitime Correct-, Light -, Medium Flow <sup>1</sup>
- Flexitime Fast & Scan <sup>1</sup>
- Flexitime Bite, - Heavy Tray, - Mono Phase <sup>2</sup>
- Memosil 2 <sup>2</sup>
- Memoreg 2 <sup>2</sup>
- P2 light <sup>2</sup>
- PreVISION CB <sup>6</sup>
- Provil novo C.D. 2 Mono <sup>2</sup>
- Provil novo C.D. 2 Light, - Medium <sup>1</sup>
- Variotime Medium / Light / Extra Light Flow <sup>1</sup>
- Variotime Heavy Body / Monophase <sup>2</sup>

## MERZ:

- CronMix K plus <sup>6</sup>

## M+W Dental:

- PontiTvar automix 2 <sup>6</sup>
- PontiTvar automix 10:1 <sup>6</sup>
- Sioplast AS light <sup>1</sup>
- Sioplast AS medium, AS mono, - BS, - x-hart <sup>2</sup>

## Omicron:

- betasil light fast set, - vario light <sup>1</sup>
- betasil vario medium <sup>2</sup>
- granit PERFECT 3D <sup>2</sup>
- kristall PERFECT <sup>2</sup>

## R-Dental:

- R-SI-LINE MEDIUM/-FS, - LIGHT/-FS/-SH <sup>1</sup>
- R-SI-LINE Extra-, - Hard-, - Metal-Bite, - Heavy Kingsize <sup>2</sup>
- R-SI-LINE Mono, P.U.M.A. soft <sup>3</sup>

## VOCO:

- Registrado X-tra, Registrado clear <sup>2</sup>
- Ufi Gel SC, - hard C <sup>3</sup>
- Structur Premium, - 2 SC <sup>4</sup>

## Míchací kanyly, 50 ks:

0000287	1:1/2:1, žlutá (1.)	1 bal.	895 Kč
0000288	1:1/2:1, zelená (2.)	1 bal.	895 Kč
0000280	1:1/2:1, růžová (3.)	1 bal.	895 Kč
0000282	1:1/2:1, modrá (4.)	1 bal.	895 Kč
0000283	1:1/2:1, bílá (5.)	1 bal.	895 Kč
0000289	4:1/10:1, modrá (6.)	1 bal.	895 Kč

## Intraorální špičky, 100 ks:

0237224	Žluté (7.)	1 bal.	710 Kč
0000285	Transparentní (8.)	1 bal.	710 Kč
0237241	Dynamické míchací kanyly, 40 ks	1 bal.	1 340 Kč
0237242	Fixační kroužek, 2 ks	1 bal.	275 Kč



**M+W select MÍCHACÍ PISTOLE**

Mísící pistole pro hmoty v kartuších. Píst 4:1 není součástí balení mísící pistole a je nutné jej dokoupit zvlášť.

**Mísící pistole**


<b>0237222</b>	Pro mísící poměr 1:1/2:1 (1.)	1 ks	<b>1 733 Kč</b>
<b>0100183</b>	Pro mísící poměr 4:1/10:1 (2.)	1 ks	<b>1 733 Kč</b>
<b>0000219</b>	Píst 4:1	1 ks	<b>274 Kč</b>



**M+W select MÍCHACÍ PODLOŽKY S MĚŘÍTKEM**

Pro otiskovací hmoty, s rozdělením po centimetrech, hladký lesklý papír, s pevnou spodní podložkou.

<b>0000119</b>	10 × 19 cm, 50 listů	1 ks	<b>156 Kč</b>
----------------	----------------------	------	---------------



**M+W select KÄLTESPRAY**

Mátové aroma. Bez freonů, směs butan / propanu (hořlavá!). Výstupní teplota -50 °C.

<b>0000093</b>	Sprej, 200 ml	1 ks	<b>185 Kč</b>
----------------	---------------	------	---------------

**M+W select DVOJITÉ SÁČKY**

Dvojitě sáčky pro přepravu otisků a modelů. Hlavní komora je opatřena systémem Snap- Lock pro bezpečné uzavření. Vnější "klokání kapsa" slouží pro uložení průvodních listů a záznamů. Tři etikety poskytují prostor pro poznámky. Rozměr: 180 × 245 (225) mm.

**Dvojitě sáčky**

<b>0045996</b>	s logem M+W Dental, 100 ks	1 bal.	<b>585 Kč</b>
----------------	----------------------------	--------	---------------



## TRAY CLEANER

Koncentrát k šetrnému čištění otiskovacích lžic a nástrojů. Tento speciální prostředek velmi rychle rozpouští zbytky alginátů, zinkoxideugenolu, karboxylátových a fosfátových cementů i termoplastických otiskovacích hmot a vosků. Rozpustí se i adheziva na otiskovací lžice. Používá se v 5-10% koncentraci, při velmi silném znečištění lze přímo použít v koncentrované podobě. Roztok lze také použít v ultrazvukové lázni. Tento čistící prostředek je vhodný na nerezavějící povrchy. Díly s obsahem chromniklových slitin a hliníku by se neměly čistit společně.

0100700	Dávkovací lahev, 1 l	1 ks	685 Kč
0100701	Kanistr, 5 l	1 ks	2 550 Kč



## ORANGE CLEANER, SPRAY

Čistící prostředek na bázi pomerančového oleje k odstranění otiskovacích hmot, silikonů, oxidu zinečnatého atd. z povrchů a nástrojů. K dispozici jako čistící roztok a sprej.

<b>Orange Cleaner:</b>			
0000250	Plastová lahev, 250 ml	1 ks	263 Kč
<b>Orange Cleaner Spray:</b>			
0000249	Sprej, 250 ml	1 ks	294 Kč



## SEPTOPRINT KONCENTRÁT

Koncentrát pro dezinfekci zubních náhrad a všech běžných otiskovacích materiálů, jako jsou silikon A / C, hydrokoloidy, algináty, polyethery. Velmi ekonomický, z 1 litru koncentrátu lze připravit 50 litrů dezinfekčního roztoku. Přípravek má baktericidní účinek včetně MRSA, fungicidní, vč. Rotavirů a obalených virů (HBV / HCV / HIV) s dobou expozice 15 minut - 2%. Otisk nejdříve opláchněte čistou vodou. Barva zelená, příjemná květinová vůně.

0100725	Dávkovací lahev, 1 l	1 ks	961 Kč
---------	----------------------	------	--------



## SEPTOPRINT PLUS

Roztok připravený k přímému použití k dezinfekci všech zubních otiskovacích materiálů. Velmi dobrá materiálová kompatibilita a velmi široké spektrum účinnosti s dobou expozice pouze 1 min.

0200725	Kanistr, 5 l	1 ks	1 591 Kč
<b>Dávkovací pumpa</b>			
0000770	pro 2 l, 5 l a 10 l, dávka 20 ml	1 ks	327 Kč



## M+W select KORUNKOVÉ MATRICE

Průhledné, elastické, tenkostěnné plastové korunky, lze stříhat, lze vyplnit všemi výplňovými materiály, propustné pro UV a halogenovou lampu, bezproblémové překrytí krčkových partií, nepojí se s výplňovými materiály.

### Sortiment:

120 ks fontálních a premolárních korunek 1 bal. **2 985 Kč**

### Doplňkové balení:

5 ks od každého tvaru Form 1 bal. **138 Kč**



### Doplňkové balení 5 ks

7,0 116	8,0 115	7,5 114	8,0 113	9,0 112	9,5 111	10,0 110	10,0 210	9,5 211	9,0 212	8,0 213	7,5 214	8,0 215	7,0 216
0300206	0300205	0300204	0300203	0300202	0300201	0300200	0300212	0300213	0300214	0300215	0300216	0300217	0300218

5,0 125	5,5 124	6,0 123	6,0 122	6,5 121	6,5 221	6,0 222	6,0 223	5,5 224	5,0 225
0300211	0300210	0300209	0300208	0300207	0300219	0300220	0300221	0300222	0300223

6,0 136	6,5 135	7,0 134	8,0 133	8,5 132	9,0 131	9,0 231	8,5 232	8,0 233	7,0 234	6,5 235	6,0 236
0300229	0300228	0300227	0300226	0300225	0300224	0300230	0300231	0300232	0300233	0300234	0300235

6,5 143	7,0 142	7,0 242	6,5 243
0300253	0300252	0300254	0300255

5,0 413	5,5 412	6,0 411	6,0 311	5,5 312	5,0 313
0300238	0300237	0300236	0300239	0300240	0300241

5,5 422	6,0 421	6,0 321	5,5 322
0300249	0300248	0300250	0300251

5,5 433	6,0 432	7,0 431	7,0 331	6,0 332	5,5 333
0300244	0300243	0300242	0300245	0300246	0300247

6,5 443	7,0 442	7,0 342	6,5 343
0300257	0300256	0300258	0300259



## PROVIZORNÍ KORUNKY

Polykarbonátové provizorní korunky, v barvě běžného zubního odstínu, pojí se s výplňovými materiály obsahující pryskyřice.



**0100295 Sortiment: 180 ks** 1 bal. **2 611 Kč**

**Doplňkové balení:**  
5 ks od každého tvaru  
(Obj. číslo a tvar níže)

1 bal. **115 Kč**



### Doplňkové balení, 5 ks





 **INTERIM PF**

Materiál pro provizorní korunky a můstky, jednoduše zpracovatelný, barevně stabilní, nízká teplota během polymerace.

**Prášek, 100 g:**

0200170 A2	1 bal.	625 Kč
0200171 A3,5	1 bal.	625 Kč

**Tekutina:**

0200173 100 ml	1 bal.	575 Kč
----------------	--------	--------



 **SILIKONOVÝ KELÍMEK**

Silikonový kelímek na míchání pryskyřic.

0098997 Malý, 8 ml	1 ks	135 Kč
0098998 Střední, 18 ml	1 ks	235 Kč
0098999 Velký, 50 ml	1 ks	395 Kč

 **PONTIFORM AUTOMIX 10:1**

K+B materiál pro krátkodobá i dlouhodobá provizoria. Vyznačuje se vysokou pevností, pružností a odolností, nízkým polymeračním smrštěním, stálostí barvy. Mísící poměr 10:1 optimalizuje množství použitého materiálu, provizorní náhradu lze dokonale vyleštit.

**50ml kartuše, 15 modrých míchacích kanyl:**

0100180 A2	1 bal.	2 454 Kč
0100181 A3	1 bal.	2 454 Kč
0100182 B1	1 bal.	2 454 Kč





## M+W select PONTIFORM AUTOMIX 2

Provizorní C+B hmota v kartuších 4:1. Automatické míchání při přímé aplikaci. Píst není součástí pistole a je nutné jej dokoupit zvlášť.

### Výhody:

- 2-složkový materiál na bázi bisakrylátu, bez metylmetakrylátu
- dobře snášený tkáněmi
- výborná pevnost v ohybu a odolnost vůči otěru, vhodný proto i pro dlouhodobá provizoria
- krátká doba zpracování a nízká teplota při polymeraci (cca 38 °C)
- rychlé tuhnutí při nízké polymerační kontrakci
- optimální leštitelnost, vysoká barevná stabilita
- lze dobře opravovat
- úspora materiálu díky šetrným mísícím kanylám
- velmi dobrý poměr cena / výkon

	Kartuše A2 Universal 50 ml, 0000216 15x modré míchací kanyly	1 bal.	2 067 Kč
	<b>Míchací kanyly, 50 ks:</b>		
	0000289 4:1/10:1, modré	1 bal.	1 006 Kč
	0100183 Míchací pistole 4:1/10:1	1 ks	1 733 Kč
	0000219 Píst 4:1	1 ks	274 Kč

## M+W select PONTIFORM DIRECT MIX

Stejný materiál jako Pontiform automix 2, pouze aplikační forma z automix stříkačky.

0000290	Stříkačka A2 5 ml, 5 mích. kanyl	1 bal.	745 Kč
0000291	Míchací kanyly Direct mix, 20 ks	1 bal.	600 Kč



## M+W select PROVIZORNÍ CEMENT TEMP NE

Samotuhnoucí provizorní cement bez eugenolu s obsahem hydroxidu vápenatého a hydroxyapatitu pro dočasnou fixaci korunek a můstků. Tenká vrstva pro spolehlivou fixaci, cement zůstává elastický, snadno odstranitelný.

0200145	25 g báze, 25 g katalyzátor	1 bal.	488 Kč
---------	-----------------------------	--------	--------

**NOVÉ**



**M+W select HYGIENICKÉ NÁVLEKY K OPG**

Návleky z tenké PE-fólie pro hygienickou ochranu skusových bloků k OPG. Vhodné pro všechny typy OPG.

500 ks:

0100410	Velikost, 4,5 × 2 cm	1 bal.	1 615 Kč
0100411	Velikost, 8,5 × 4 cm	1 bal.	1 615 Kč



**M+W select OCHRANNÉ NÁVLEKY**

Návleky pro ochranu paměťových fólií před světlem a kontaminací. Jednoduchá manipulace díky samolepícím jazýčkům.

250 ks:

0100415	Velikost 0, 22 × 35 mm (1.)	1 bal.	825 Kč
0100416	Velikost 2, 31 × 41 mm (2.)	1 bal.	825 Kč
0100417	Velikost 3, 27 × 54 mm (3.)	1 bal.	825 Kč



**M+W select ÚSTENKY COLORMASK**

Třívrstvé ústenky s elastickým páskem > 99% filtrační výkon, bez latexu a skelných vláken, extra dlouhá kovová nosní spona (potažená plastem).

Na gumičku, 50 ks:

0700520	Bílá	1 bal.	286 Kč
0700521	Modrá	1 bal.	286 Kč
0700522	Fuchsiová	1 bal.	286 Kč
0700523	Lila	1 bal.	286 Kč
0700524	Zelená	1 bal.	286 Kč
0700525	Svěží zelená	1 bal.	286 Kč

S úvazem, 50 ks:

0700530	Bílá	1 bal.	286 Kč
0700531	Modrá	1 bal.	286 Kč
0700532	Fuchsiová	1 bal.	286 Kč
0700533	Lila	1 bal.	286 Kč
0700534	Zelená	1 bal.	286 Kč
0700535	Svěží zelená	1 bal.	286 Kč

**M+W select DRŽÁK ÚSTENEK**

S držákem ústenky lze za hlavu zavěsit jakoukoli obličejovou masku s poutky za ucho. Pohodlné nošení, snadné čištění. Autoklávatelné.

0500549	Držák ústenek	1 ks	85 Kč
---------	---------------	------	-------


NOVÉ



Nový web  
dentamed.cz

# Přehledné informace a možnost nákupu všech produktů

**M+W Dental**<sup>®</sup>  
staráme se o vás



**MW select INJEKČNÍ JEHLY LUER**

Sterilní jednorázové jehly pro stříkačky Luer a Luer Lock (nevhodné pro cylindrické ampule).

100 ks:

0300595	25 krátké, 0,5 × 25 mm, oranžové	1 bal.	97 Kč
0300596	25 dlouhé, 0,5 × 40 mm, oranžové	1 bal.	97 Kč
0300597	27 krátké, 0,4 × 25 mm, šedé	1 bal.	97 Kč
0300598	27 dlouhé, 0,4 × 38 mm, šedé	1 bal.	97 Kč



**MW select INJEKČNÍ KANYLY PRO KARPULE**

Jednorázové injekční kanyly na cylindrické ampule. Sterilní, speciální zkosená hrana zajišťuje bezbolestnou punkci.

100 ks:

0200580	G 25 dlouhé = 0,5 × 42 mm, červené	1 bal.	314 Kč
0200581	G 25 krátké = 0,5 × 25 mm, červené	1 bal.	314 Kč
0200582	G 27 dlouhé = 0,4 × 42 mm, žluté	1 bal.	314 Kč
0200583	G 27 krátké = 0,4 × 25 mm, žluté	1 bal.	314 Kč

*Pro intraligamentární anestezii:*

0200584	G 30 krátké = 0,3 × 25 mm, zelené	1 bal.	314 Kč
0200585	G 30 extrakrátké = 0,3 × 13 mm, zelené	1 bal.	314 Kč



**MW select STŘÍKAČKA S ASPIRACÍ**

Chromovaná samoaspirační stříkačka pro infiltrační anestezii, vhodná pro všechny standardizované ampule 1,7 ml nebo 1,8 ml s perforovanými nebo plnými zátkami. Extrémně lehká, autoklávatelná.

0000310 Stříkačka s aspirací 1 ks 2 152 Kč



 **JEDNORÁZOVÉ SAVKY**

Flexibilní jednorázové savky s odnímatelným víčkem. Díky malé čepičce se silně zaoblenými hranami lze savky použít i na podrážděné sliznice. Díky integrovanému drátu jsou savky velmi flexibilní a přizpůsobí se jakémukoli požadovanému tvaru, neobsahují toxická změkčovadla. Délka 12,5 cm.

100 ks:

0059500	Bílé	1 bal.	85 Kč
0059501	Transparentní	1 bal.	85 Kč



 **JEDNORÁZOVÉ SAVKY BAREVNÉ**

Flexibilní jednorázové savky s odnímatelným víčkem. Díky malé čepičce se silně zaoblenými hranami lze savky použít i na podrážděné sliznice. Díky integrovanému drátu jsou savky velmi flexibilní a přizpůsobí se jakémukoli požadovanému tvaru, neobsahují toxická změkčovadla. Délka 12,5 cm.

karton, 1000 ks:

0059502	Modré	1 karton	845 Kč
0059503	Zelené	1 karton	845 Kč
0059504	Červené	1 karton	845 Kč
0059505	Žluté	1 karton	845 Kč
0059509	Oranžové	1 karton	845 Kč



 **BAREVNÉ ODSÁVACÍ KANYLY**

Tiché, se širokým otvorem. Obzvláště bezpečné uchopení díky drážkám, pohodlně padnou do ruky. Matná barva zabraňuje odrazu světla. Autoklávovatelné. Připojení 16 mm.

Pro dospělé, 10 ks (délka 12,4 cm, šířka 1,5 cm):

0300600	Bílé	1 bal.	358 Kč
0300601	Žluté	1 bal.	358 Kč
0300602	Zelené	1 bal.	358 Kč
0300603	Modré	1 bal.	358 Kč
0300604	Oranžové	1 bal.	358 Kč
0300605	Lila	1 bal.	358 Kč
0300606	Růžové	1 bal.	358 Kč
0300607	Červené	1 bal.	358 Kč
0300608	Svěží zelená	1 bal.	358 Kč
0300609	Vínová	1 bal.	358 Kč

Pro děti, 10 ks (délka 10,8 cm, šířka 1 cm):

0300610	Bílé	1 bal.	358 Kč
0300611	Žluté	1 bal.	358 Kč
0300612	Zelené	1 bal.	358 Kč
0300613	Modré	1 bal.	358 Kč
0300614	Oranžové	1 bal.	358 Kč
0300615	Lila	1 bal.	358 Kč
0300616	Růžové	1 bal.	358 Kč
0300617	Červené	1 bal.	358 Kč
0300618	Svěží zelená	1 bal.	358 Kč
0300619	Vínová	1 bal.	358 Kč



 **CHIRURGICKÉ ODSÁVACÍ KANYLY**

Sterilní, jednotlivě balené chirurgické odsávací kanyly s nasávacím otvorem 2,5 mm. Včetně dvojitého adaptéru 11-16 mm.

0059528	20 kanyl, 1 adaptér	1 bal.	725 Kč
---------	---------------------	--------	--------



**M+W select PAPÍROVÉ KELÍMKY**

Ekologická alternativa k plastovým kelímkům. Kelímek z tvrdého papíru s PE povlakem. Výrazně stabilnější než konvenční plastové jednorázové kelímky. Objem 180 ml.

0400500 Bílé, 1000 ks 1 karton 1 699 Kč



**M+W select DRŽÁK KELÍMKŮ**

Držák naplněných plastových kelímků pro bezpečné uchopení. Vyrobeno z nerezové oceli, matný povrch. Horní průměr 5,5cm, dolní průměr 4,8cm.

0000679 Držák kelímků 1 ks 498 Kč



**NOVÉ**

**M+W select KELÍMKY**

Plastové kelímky na vyplachování úst o obsahu 180 ml, výšce 8,3 cm, horní průměr 7 cm, dolní průměr 4,7 cm. Vhodné do všech běžných dávkovačů.

**1000 ks:**

0700560	Bílé (1.)	1 karton	795 Kč
0700561	Tmavě modré (2.)	1 karton	795 Kč
0700562	Cedrové (3.)	1 karton	795 Kč
0700563	Žluté (4.)	1 karton	795 Kč
0700564	Oranžové (5.)	1 karton	795 Kč
0700565	Lila (6.)	1 karton	795 Kč
0700566	Světle modré (7.)	1 karton	795 Kč
0700567	Vínové (8.)	1 karton	795 Kč
0700568	Černé (9.)	1 karton	795 Kč
0700569	Sortiment 6 barev*	1 karton	795 Kč

**3000 ks:**

0700540	Bílé (1.)	1 karton	1 890 Kč
0700541	Tmavě modré (2.)	1 karton	1 890 Kč
0700542	Cedrové (3.)	1 karton	1 890 Kč
0700543	Žluté (4.)	1 karton	1 890 Kč
0700544	Oranžové (5.)	1 karton	1 890 Kč
0700545	Lila (6.)	1 karton	1 890 Kč
0700546	Světle modré (7.)	1 karton	1 890 Kč
0700547	Vínové (8.)	1 karton	1 890 Kč
0700548	Černé (9.)	1 karton	1 890 Kč
0700549	Sortiment 6 barev*	1 karton	1 890 Kč

\* Oranžové, žluté, tmavě modré, lila, cedrové, světle modré





 **PLASTIJECT**

Polyetylenová kvalitní fólie pro ochranu pacienta, 53 × 75,3 cm.  
Balení v roli.

200 ks:

0048505	Bílé	1 bal.	575 Kč
0048507	Modré	1 bal.	575 Kč
0048509	Zelené	1 bal.	575 Kč



 **PLASTIJECT PLUS**

Rouška pro pacienty z tenké polyetylenové fólie se savou vrstvou buničiny, perforovaná, na roli, s poutky k navázání, 53 × 61 cm.

80 ks:

0075555	Bílé	1 bal.	546 Kč
0075560	Zelené	1 bal.	546 Kč
0075556	Modré	1 bal.	546 Kč
0075561	Žluté	1 bal.	546 Kč
0075562	Oranžové	1 bal.	546 Kč
0075563	Lila	1 bal.	546 Kč
0075564	Růžové	1 bal.	546 Kč



 **NÁVLEKY NA PODHLAVNÍKY**

Univerzální návleky na podhlavníky, vnější strana papír, vnitřní strana polyetylenová fólie pro hygienickou ochranu. Univerzální velikost 25 x 33 cm vhodná pro většinu běžných souprav.

500 ks:

0700555	Bílé	1 bal.	1 190 Kč
0700556	Světle modré	1 bal.	1 190 Kč
0700557	Lila	1 bal.	1 190 Kč
0700558	Cedrové	1 bal.	1 190 Kč
0700559	Modrá capri	1 bal.	1 190 Kč



 **KREPOVÉ UBROUSKY**

V dávkovacím boxu, rozměr 34 × 38 cm. Díky vysoké gramáži jsou vysoce savé a pevné i za mokra. Bílá barva.

0098513	1000 ks	1 bal.	688 Kč
0098521	4x 1000 ks	1 karton	2 325 Kč



 **JEDNORÁZOVÝ DRŽÁK ROUŠEK**

Samolepící jednorázový držák na ubrousky z měkkého krepevého materiálu, který lze stáhnout na libovolnou délku, takže je vhodný pro dospělé i děti. Jednorázové držáky na ubrousky vyhovují současným hygienickým doporučením.

0200516	250 ks	1 bal.	395 Kč
---------	--------	--------	--------



**M+W select ROUŠKY PROFESSIONAL**

Ubrousky pro pacienty z vrstvy polyetylenového filmu a speciální celulózy. Vysoká gramáž zaručuje velmi dobrou absorpci kapalin a nepropustnost pro spolehlivou ochranu. Rozměry 45 × 33 cm.

4× 125 ks:

0085500	Bílé	1 karton	645 Kč
0085507	Žluté	1 karton	645 Kč
0085504	Zelené	1 karton	645 Kč
0085503	Oranžové	1 karton	645 Kč
0085506	Růžové	1 karton	645 Kč
0085505	Lila	1 karton	645 Kč
0085502	Tmavě modré	1 karton	645 Kč



**M+W select NORMTRAY PODLOŽKA**

Filtrový papír na tácky, 18 × 28 cm.

250 ks:

0098530	Bílé	1 bal.	195 Kč
0098507	Zelené	1 bal.	195 Kč
0098508	Modré	1 bal.	195 Kč
0098512	Žluté	1 bal.	195 Kč
0098552	Oranžové	1 bal.	195 Kč
0198533	Lila	1 bal.	195 Kč
0198534	Růžové	1 bal.	195 Kč
0300585	Svěží zelené	1 bal.	195 Kč
0300586	Modré Capri	1 bal.	195 Kč
0300587	Fuchsiové	1 bal.	195 Kč



**M+W select PODLOŽKY NA STOLEK**

Z vysoce savé buničiny ke krytí stolků na instrumenty, rozměr 28 × 36 cm.

250 ks:

0500535	Bílé,	1 bal.	475 Kč
0500540	Žluté	1 bal.	475 Kč
0500537	Oranžové	1 bal.	475 Kč
0500536	Růžové	1 bal.	475 Kč
0500538	Lila	1 bal.	475 Kč
0500542	med. Modré	1 bal.	475 Kč
0500543	Světle modré	1 bal.	475 Kč
0500539	Zelené	1 bal.	475 Kč
0500541	Svěží zelené	1 bal.	475 Kč
0500544	Fuchsiové	1 bal.	475 Kč





## VATOVÉ KULIČKY

Vyrobeno ze 100% bavlny, bělené bez chloru, nesterilní. Hygienické skladování v pevném plastovém boxu.

0400570	Velikost 1, 3 mm, 2,5 g	1 bal.	280 Kč
0400571	Velikost 2, 4 mm, 4 g	1 bal.	335 Kč
0400572	Velikost 3, 5,5 mm, 4 g	1 bal.	255 Kč
0400573	Velikost 4, 7 mm, 10 g	1 bal.	268 Kč



## PĚNOVÉ PELETKY

Vhodné jako nosiče léků.

0000521	Velikost 1, Ø ca. 4 mm, 3000 ks	1 bal.	495 Kč
0000522	Velikost 2, Ø ca. 5 mm, 1000 ks	1 bal.	412 Kč
0000523	Velikost 3, Ø ca. 8 mm, 500 ks	1 bal.	412 Kč
0000542	Klínek, 8 × 6 mm, 500 ks	1 bal.	412 Kč



## ZÁSObNÍK NA VATOVÉ VÁLEČKY

K hygienickému skladování a odběru vatových válečků. Vnitřní rozměry: šířka 43 × výška 85 × hloubka 95 mm.

0063513	Bílý	1 ks	491 Kč
0063531	Žlutý	1 ks	491 Kč
0063532	Modrý	1 ks	491 Kč



## VATOVÉ VÁLEČKY

Vysoce savé válečky z bavlny s příměsí viskozy, díky které jsou válečky tvarově stabilní. Měkký povrch z čisté bavlny poskytuje komfort pro pacienta. Délka 38 mm, baleno v hygienickém sáčku.

300 g:


0500530	Velikost 1, Ø 0,8 cm	1 bal.	254 Kč
0500531	Velikost 2, Ø 1,0 cm	1 bal.	254 Kč
0500532	Velikost 3, Ø 1,2 cm	1 bal.	254 Kč
0500533	Velikost 4, Ø 1,4 cm	1 bal.	254 Kč



**M+W select VATOVÉ POLŠTÁŘKY**

4 x 5 cm, 2 role = 1 000 ks, vhodné do zásobníku Pur-Zellin a Askina Brauncel.

**0400569** 2 role à 500 ks 1 bal. **108 Kč**



**M+W select GÁZOVÉ TAMPONY**

Sterilní gázové tampony ze 100% bavlny, vysoce savé, bez vláken. Baleno v pevném obalu.

<b>0400574</b> Hrášek, 500 ks	1 bal.	<b>486 Kč</b>
<b>0400575</b> Lískový oříšek, 500 ks	1 bal.	<b>552 Kč</b>
<b>0400576</b> Vlašský oříšek, 500 ks	1 bal.	<b>769 Kč</b>
<b>0400577</b> Švestka, 300 ks	1 bal.	<b>769 Kč</b>
<b>0400578</b> Vejce, 150 ks	1 bal.	<b>769 Kč</b>

**M+W select JEDNORÁZOVÝ FILTR**

Jednorázové filtry pro odlučovače a separátory. Filtr je kompletně vyroben z plastu s velmi dobrým filtračním efektem. Univerzálně použitelné pro všechny systémy.

**0100562** Žluté, 12 ks 1 bal. **861 Kč**



**M+W select CHLADÍCÍ OBKLADY**

Okamžitě studené obklady pro vnější, jednorázové použití. Chladicí kapalina se aktivuje energickým stlačením vaku a protřepáním. Rozměry 15 x 17 cm.

**0100695** 10 ks 1 bal. **285 Kč**



**M+W select ZRCÁTKO**

Nerez, bez držátka.

12 ks:

0084601	Velikost 4, duté, Ø 2,0 cm	1 bal.	395 Kč
0084602	Velikost 5, duté, Ø 2,3 cm	1 bal.	395 Kč
0084604	Velikost 4, ploché, Ø 2,0 cm	1 bal.	395 Kč
0084605	Velikost 5, ploché, Ø 2,3 cm	1 bal.	395 Kč



**M+W select ZRCÁTKO RHODIUM**

Nerezové, s rhodiovou čelní stranou, vhodné pro termodezinfekci.

12 ks:

0084610	Velikost 4, ploché	1 bal.	675 Kč
0084611	Velikost 5, ploché	1 bal.	675 Kč

**M+W select ZRCÁTKO EXTRA**

Zrcátko se zesílenou čistou stříbrnou vrstvou (odraz trojitě vrstvy až do nejzazšího okraje), galvanicky poměděno, speciální nehořlavý lak a výsledkem je brilantní, nezkraslený obraz. Zcela kompaktní lem zabraňuje pronikání tekutin do spáry mezi zrcátko a kovový okraj. Autoklávovatelné, sterilizovatelné horkým vzduchem. Při přiměřeném ošetřování je možné provést až 200 sterilizací.

12 ks:

0000660	Velikost 4, ploché	1 bal.	878 Kč
0000661	Velikost 4, duté	1 bal.	878 Kč



**M+W select NEZAMLŽUJÍCÍ ZRCÁTKO EXTRA**


Vlastnosti jako zrcátko Extra, navíc je vybaveno vložkou, udržující teplo, po krátkém zahřátí zůstává déle čistě.

12 ks:

0000662	Velikost 4, ploché	1 bal.	985 Kč
0000663	Velikost 4, duté	1 bal.	985 Kč


**DRŽÁTKO ZUBNÍHO ZRCÁTKA**

0081626	6-hran, nerez, duté (1.)	1 ks	138 Kč
0040640	8-hran, nerez, plné (2.)	1 ks	98 Kč
0000677	Tvarované, nerez, duté (3.)	1 ks	295 Kč
0000680	Univerzální (bez zrcátka) (4.)	1 ks	119 Kč


**DRŽÁTKO ZUBNÍHO ZRCÁTKA COLOR**

Ergonomické a lehké (7 g) držátko zubního zrcátka z barevně stálého plastu, sterilizovatelné do 134 °C.

0181610	Černé	1 ks	125 Kč
0181611	Modré	1 ks	125 Kč
0181612	Zelené	1 ks	125 Kč
0181613	Červené	1 ks	125 Kč
0181614	Bílé	1 ks	125 Kč
0181615	Mátové	1 ks	125 Kč
0181616	Růžové	1 ks	125 Kč
0181617	Šeříkové	1 ks	125 Kč


**PINZETY**

Nerezové pinzety s rýhovanou čelistí.

**Pinzeta London College (1.):**

0098636 15 cm, matná 1 ks 299 Kč

0098646 15 cm, vysoký lesk 1 ks 299 Kč

**Pinzeta Meriam (2.):**

0098628 15 cm, matná 1 ks 299 Kč

**Pinzeta Perry (3.):**

0098629 13 cm, matná 1 ks 299 Kč


**UCHOPOVACÍ PINZETA**

Speciální pinzeta k bezpečnému uchopení malých nástrojů a čepů.

0010602 Uchopovací pinzeta 1 ks 476 Kč


**PINZETA NA PINY**

Speciální nerezová pinzeta s drážkou v čelisti k lepšímu uchopení pinů, papírových a gutaperčových čepů.

0000616 Pinzeta na piny 1 ks 615 Kč





**MW select** ZUBNÍ SONDY

S kulatým držátkem, nerez.

<b>0075690</b>	Tvar 9, rovná (1.)	1 ks	<b>192 Kč</b>
<b>0075691</b>	Tvar 23, kraví roh (2.)	1 ks	<b>192 Kč</b>
<b>0075692</b>	Tvar 17, háček (3.)	1 ks	<b>192 Kč</b>

**MW select** ZUBNÍ SONDY SPECIAL

S velmi jemnou pracovní koncovkou a 8-hranným držátkem, nerez.

<b>0100675</b>	Číslo 8, jednostranná (1.)	1 ks	<b>141 Kč</b>
<b>0100676</b>	Číslo 9, jednostranná (2.)	1 ks	<b>141 Kč</b>
<b>0100677</b>	Číslo 23, jednostranná (3.)	1 ks	<b>141 Kč</b>



**MW select** EXKAVÁTORY

Nerez

<b>0081667</b>	Velikost 1: 1,7/1,7 mm (1.)	1 ks	<b>485 Kč</b>
<b>0081668</b>	Velikost 2: 2,1/2,1 mm (2.)	1 ks	<b>485 Kč</b>
<b>0081669</b>	Velikost 3: 2,5/2,5 mm (3.)	1 ks	<b>485 Kč</b>

**MW select** EXKAVÁTORY

Duté držátko Ø 7 mm, lžička Ø 1,6 / 1,6 mm, nerez, ergonomické.

<b>0000674</b>	Tvar 1 (1.)	1 ks	<b>476 Kč</b>
<b>0000675</b>	Tvar 2 (2.)	1 ks	<b>476 Kč</b>
<b>0000676</b>	Tvar 3 (3.)	1 ks	<b>476 Kč</b>







**MÍCHACÍ LOPATKA**

Pro podložkové materiály, nerez.

**0081645** Šířka 2,5 mm / 3 mm 1 ks **361 Kč**

**MÍCHACÍ LOPATKA EASY CLEAN**

Nerezová s ergonomicky tvarovanou rukojetí. Díky hladkému povrchu lze snadno čistit, dutá 3-prstová rukojeť o průměru 8 mm poskytuje bezpečné uchopení.

**0100615** Šířka 4,5 mm (1.) 1 ks **375 Kč**

**0100616** Šířka 6,0 mm (2.) 1 ks **375 Kč**

**0100617** Šířka 7,5 mm (3.) 1 ks **375 Kč**



**HLADÍTKO HEIDEMANN**

Nerez, duté kulaté držátko, Ø 7 mm, lehké a pružné.

**0000665** Šířka 2 mm (1.) 1 ks **295 Kč**

**0000666** Šířka 2,5 mm (2.) 1 ks **295 Kč**

**0000667** Šířka 3 mm (3.) 1 ks **295 Kč**

**HLADÍTKO HEIDEMANN**

Nerez, 6-hranné držátko.

**0081619** Číslo 19, šířka 2,0 mm (1.) 1 ks **285 Kč**

**0081620** Číslo 20, šířka 2,5 mm (2.) 1 ks **285 Kč**

**0081621** Číslo 21, šířka 3,0 mm (3.) 1 ks **285 Kč**



**LOPATKA NA CEMENT**

Nerez, oboustranná.

**0081642** Úzká, 5 mm (1.) 1 ks **295 Kč**

**0081643** Střední, 6 mm (2.) 1 ks **295 Kč**

**0081644** Široká, 7 mm (3.) 1 ks **295 Kč**

**MW select** APLIKAČNÍ NÁSTROJ

Pro aplikaci kalciumhydroxidových preparátů.


0081658 1,5 mm / 2,0 mm 1 ks 369 Kč



**MW select** NÁSTROJ NA PREPARACI KAVIT

Nástroj pro snadné odstranění dočasných výplňových materiálů.

0081657 Oboustranný 1 ks 369 Kč



**MW select** MODELOVACÍ NÁSTROJE

Kvalitní nerezové nástroje.

0181600	Kulička / kulička, 1,0 mm/1,3 mm (1.)	1 ks	295 Kč
0181601	Kulička / kulička, 1,4 mm/1,8 mm (2.)	1 ks	295 Kč
0181602	Kulička / kulička, 1,9 mm/2,3 mm (3.)	1 ks	295 Kč
0181603	Kulička / kulička, 2,5 mm/3,0 mm (4.)	1 ks	295 Kč
0081608	Kulička / kulička, 1,0 mm/1,4 mm (5.)	1 ks	295 Kč
0081609	Kulička / kulička, 2,2 mm/3,0 mm (6.)	1 ks	295 Kč
0081610	Kulička / kulička, 4,5 mm/3,5 mm (7.)	1 ks	295 Kč
0081611	Hruška / hruška, 1,0 mm/1,5 mm (8.)	1 ks	295 Kč
0081612	Hruška / hruška, 1,5 mm/1,8 mm (9.)	1 ks	295 Kč
0081613	Hruška / hruška, 1,9 mm/2,3 mm (10.)	1 ks	295 Kč
0181604	Kopýtko / kopýtko, 1,0 mm/1,2 mm (11.)	1 ks	295 Kč
0181605	Kopýtko / kopýtko, 1,4 mm/1,6 mm (12.)	1 ks	295 Kč
0181606	Kopýtko / kopýtko, 1,7 mm/1,9 mm (13.)	1 ks	295 Kč
0081607	Kulička / hladítko, 1,9 mm/2,5 mm (14.)	1 ks	295 Kč
0081601	Hladítko/Hladítko, 1,6 mm/1,6 mm (15.)	1 ks	295 Kč
0081603	Hladítko/Hladítko, 1,6 mm/2,0 mm (16.)	1 ks	295 Kč
0181607	Hladítko/Hladítko, 2,0 mm/2,0 mm (17.)	1 ks	295 Kč
0081602	Hladítko/Hladítko, 2,4 mm/2,4 mm (18.)	1 ks	295 Kč
0181608	Hladítko/Hladítko, 2,5 mm/2,5 mm (19.)	1 ks	295 Kč



**M+W select PARODONTOMETR PREMIUM**


Parodontometer s titanovým pracovním hrotem a zirkonitridovým potahem. Speciální design rukojeti pro dokonalé držení bez únavy, snadné čištění a sterilizaci. Odolné barevné kódování ve vysokém kontrastu pro lepší čitelnost, díky použitému titanu vhodné i pro práci s implantáty.

<b>0300635</b>	<b>CP12</b> (3-6-9-12 mm) (1.)	1 ks	<b>1 128 Kč</b>
<b>0300636</b>	<b>CP15</b> (1-15 mm) (2.)	1 ks	<b>1 128 Kč</b>
<b>0300637</b>	<b>CP11,5 WHO s kuličkou</b> (3,5-5,5-8,5-11,5 mm) (3.)	1 ks	<b>1 128 Kč</b>

**M+W select PARODONTOMETER**

S barevným kódováním.

<b>0040672</b>	<b>CP 11,5 WHO s kuličkou</b> , vhodný pro stanovení PS-Indexu (3,5-5,5-8,5-11,5 mm) (1.)	1 ks	<b>538 Kč</b>
<b>0140620</b>	<b>O.M.S. s kuličkou</b> (3-6-9-12 mm) (2.)	1 ks	<b>575 Kč</b>
<b>0040673</b>	<b>CP 12</b> (3-6-9-12 mm) (3.)	1 ks	<b>538 Kč</b>
<b>0140621</b>	<b>CP 15</b> (1 bis 15 mm) (4.)	1 ks	<b>575 Kč</b>
<b>0140622</b>	<b>CP 18</b> (3-5-8-10 mm) (5.)	1 ks	<b>575 Kč</b>



**M+W select KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ NA KOSTI**

Štípací kleště Luer-Friedmann, vyduté dlátovité. Štípací kleště Mikro-Friedmann, jemné. Štípací kleště Mikro-Friedmann, zahnuté, jsou univerzálně použitelné pro horní i dolní čelist, jemná špička /široká 1,6 mm/ umožňuje práci hluboko na alveolární kosti.

<b>0081649</b>	<b>Luer-Friedmann, 14 cm</b> (1.)	1 ks	<b>2 818 Kč</b>
<b>0040680</b>	<b>Mikro-Friedmann, jemné</b> (2.)	1 ks	<b>3 495 Kč</b>
<b>0040690</b>	<b>Mikro-Friedmann, zahnuté</b> (3.)	1 ks	<b>3 688 Kč</b>

**MW select PA-NŮŽKY**

S tvrdokovovými částmi a s mikrosekci (zabraňuje sklouznutí tkáně při stříhání) z ušlechtilé oceli.

<b>0040678</b> G-Fox, zahnuté, 13 cm (1.)	1 ks	<b>1 828 Kč</b>
<b>0040679</b> La Grange, 11,5 cm (2.)	1 ks	<b>1 985 Kč</b>



**MW select PA-NŮŽKY IRIS**

Extra ostré nůžky s mikrosekci z vysoce kvalitní oceli pro velmi vysokou pružnost, houževnatost a odolnost proti zlomení. Rezistentní, antimagnetické a odolné vůči všem dezinfekčním prostředkům a kyselinám, které se vyskytují v zubní ordinaci.

<b>0040697</b> Rovné, délka 10,5 cm (1.)	1 ks	<b>1 395 Kč</b>
<b>0040677</b> Zahnuté, délka 10,5 cm (2.)	1 ks	<b>1 395 Kč</b>



**MW select NŮŽKY NA DÁSEŇ**


Nerez, dvojitě zahnuté s jemnými hroty, které zabraňují sklouznutí dásně

<b>0040650</b> La Grange, délka 11,5 cm	1 ks	<b>1 475 Kč</b>
---	------	-----------------

**MW select MIKRONŮŽKY CASTROVIEJO**

Nerez, zahnuté.

<b>0140600</b> Kulatá rukojeť, délka 15 cm	1 ks	<b>4 473 Kč</b>
--	------	-----------------





## NÁSTROJE NA ZUBNÍ KÁMEN

Jaquette, jednostranné, nerez.

0081651	Tvar číslo 1 (1.)	1 ks	459 Kč
0081652	Tvar číslo 2 (2.)	1 ks	459 Kč
0081654	Tvar číslo 4 (3.)	1 ks	459 Kč



## PREMIUM SCALER

Speciální design rukojeti pro dokonalé držení bez únavy, snadné čištění a sterilizace, vysoká odolnost k čistícím a dezinfekčním prostředkům. Lze sterilizovat do 134 °C.

0300630	204S	1 ks	1 225 Kč
0300631	204SD	1 ks	1 225 Kč
0300632	H6/H7	1 ks	1 225 Kč



## SCALERY

Nástroje pro odstraňování subgingiválního zubního kamene a kongrementů, pro vyhlazování povrchu kořenů. Scalery ve tvaru srpku mají na každém pracovním konci dvě řezné hrany, které se na konci zužují do jednoho bodu.

0500610	204 (1.)	1 ks	765 Kč
0500611	204 S (2.)	1 ks	765 Kč
0500612	204 SD (3.)	1 ks	765 Kč
	H6/H7 – dvojité zahnutí (4.) Mírné naklonění pracovních konců usnadňuje přístup ke všem mesialním a distálním povrchům	1 ks	765 Kč
0500613		1 ks	765 Kč
0500614	CI 2/3 (5.)	1 ks	765 Kč
0500615	Taylor T 2/3 (6.)	1 ks	765 Kč



## TITAN-SCALER

Pro čištění implantátů. Pracovní konce z titanu, kulatá rukojeť z ušlechtilé oceli.

0498697	204 SD (1.)	1 ks	1 350 Kč
0498698	Fig. H6/H7 (2.)	1 ks	1 350 Kč








## KYRETY PREMIUM GRACEY

Speciální design rukojeti pro dokonalé držení bez únavy, snadné čištění a sterilizace, vysoká odolnost k čistícím a dezinfekčním prostředkům. Lze sterilizovat do 134 °C. Barevné provedení snižuje riziko záměny nástrojů.

0300622	1/2 žlutá (1.)	1 ks	1 275 Kč
0300623	3/4 červená (2.)	1 ks	1 275 Kč
0300624	5/6 modrá (3.)	1 ks	1 275 Kč
0300625	7/8 zelená (4.)	1 ks	1 275 Kč
0300626	9/10 béžová	1 ks	1 275 Kč
0300627	11/12 černá (5.)	1 ks	1 275 Kč
0300628	13/14 hnědá (6.)	1 ks	1 275 Kč
0300629	15/16 fialová (7.)	1 ks	1 275 Kč



## KYRETY GRACEY COLOR

Nástroje mají barevné označení odolné až do 180 °C pro rychlou identifikaci příslušného typu. Jsou vyrobeny ze speciální vysoce legované nerezové oceli odolné proti korozi a jsou dodatečně kaleny. Vyznačují se odolností proti zlomení, pružností a vysokou odolností proti korozi. Jsou dobře vyvážené a perfektně padnou do ruky.


0140610	1/2, žlutá (1.) pro frontální úsek (krátká)	1 ks	765 Kč
0140611	3/4, červená (2.) pro frontální úsek (protiúhel, krátká)	1 ks	765 Kč
0140612	5/6, modrá (3.) pro laterální úsek chrupu (střední), dřík a ostří jsou mírně zahnuté	1 ks	765 Kč
0140613	7/8, zelená (4.) pro postranní úsek chrupu (protiúhel, střední) - pro bukální a lingvální plochy	1 ks	765 Kč
0140614	9/10, bílá (5.) pro moláry (protiúhel, dlouhá) - dřík a ostří mírně zahnuté pro špatně přístupné povrchy kořenů	1 ks	765 Kč
0140615	11/12, černá (6.) pro mesiolingvální a mesiobukální oblasti postranních úseků chrupu	1 ks	765 Kč
0140616	13/14, hnědá (7.) pro distální plochy všech molárů	1 ks	765 Kč
0140617	15/16, fialová (8.) pro meziální plochy všech molárů	1 ks	765 Kč



## KYRETY GRACEY

Kyrety jsou přizpůsobeny pro subgingivální scalling a čištění kořenů v různých kvadrantech, umožňují přesnou práci.

<b>0500600</b>	1/2, žlutá, pro frontální úsek, krátká (1.)	1 ks	<b>844 Kč</b>
<b>0500601</b>	3/4, červená, pro frontální úsek, protiúhel, krátká (2.)	1 ks	<b>844 Kč</b>
<b>0500602</b>	5/6, modrá, pro laterální úsek chrupu (střední), dřík a ostří jsou mírně zahnuté (3.)	1 ks	<b>844 Kč</b>
<b>0500603</b>	7/8, zelená, pro postranní úsek chrupu (protiúhel, střední) - pro bukální a lingvální plochy (4.)	1 ks	<b>844 Kč</b>
<b>0500604</b>	9/10, bílá, pro moláry (protiúhel, dlouhá) - dřík a ostří mírně zahnuté pro špatně přístupné povrchy kořenů (5.)	1 ks	<b>844 Kč</b>
<b>0500605</b>	11/12, černá, pro mesiolingvální a mesiobukální oblasti postranních úseků chrupu (6.)	1 ks	<b>844 Kč</b>
<b>0500606</b>	13/14, hnědá pro distální plochy všech molárů (7.)	1 ks	<b>844 Kč</b>
<b>0500607</b>	15/16, fialová, pro meziální plochy všech molárů (8.)	1 ks	<b>844 Kč</b>



## KYRETY COLUMBIA

Univerzální kyrety pro všechny kvadranty.


<b>0040660</b>	COL 2L/2R pro frontální úsek (1.)	1 ks	<b>765 Kč</b>
<b>0040661</b>	COL 4L/4R pro postranní úsek (2.)	1 ks	<b>765 Kč</b>
<b>0040662</b>	COL 13/14 pro postranní i frontální úsek (3.)	1 ks	<b>765 Kč</b>



## KYRETY DLE LANGERA

Kyrety s oboustranným ostřím jsou vyrobeny tak, aby bylo možné ošetřit jak mesiální, tak distální kořenový povrch bez výměny nástroje.

<b>0040663</b>	LA 1/2 (1.)	1 ks	<b>765 Kč</b>
<b>0040664</b>	LA 3/4 (2.)	1 ks	<b>765 Kč</b>
<b>0040665</b>	LA 5/6 (3.)	1 ks	<b>765 Kč</b>



## TITANOVÉ KYRETY LANGER

Na čištění implantátů. Pracovní špičky z titanu, kulatá rukojeť z oceli.

<b>0498694</b>	Langer Fig. 1/2 (1.)	1 ks	<b>1 128 Kč</b>
<b>0498695</b>	Langer Fig. 3/4 (2.)	1 ks	<b>1 128 Kč</b>
<b>0498696</b>	Langer Fig. 5/6 (3.)	1 ks	<b>1 128 Kč</b>

**M+W select** EXTRAKČNÍ KLEŠTĚ




























**Standardní dětské kleště:** károvaně rýhovaná rukojeť, jemné.

**Standardní kleště:** normální velikosti s károvaně rýhovanou rukojeť, okrajové zoubky (kromě dětských kleští).

**Standardní hluboké kleště:** s diamantovou rukojeť a vroubkovanými hranami.

**Kleště Büchs-Haftprofil:** károvaná rukojeť, podélné i příčné drážkování rukojeti, zoubkovaný okraj pro lepší uchopení zubu.

Tvar	1 ks
Standardní dětské kleště	2 145 Kč
Standardní kleště	1 965 Kč
Standardní hluboké kleště	1 965 Kč
Kleště Büchs-Haftprofil	2 298 Kč

1 K III-I   I-III  (Dětské kleště) Standardní 0040600	2 K V-IV   IV-V  (Dětské kleště) Standardní 0040601	4 K V-IV   IV-V  (Dětské kleště) Standardní 0040602	5 K III-I   I-III  (Dětské kleště) Standardní 0040603		
1 3-1   1-3  Standardní 0040605 Büchs 0081631	2 3-1   1-3  Standardní 0040606	7 5-4   4-5  Standardní 0040607 Büchs 0081633	13 5-1   1-5  Standardní 0040615 Büchs 0081638	17 7-6    Standardní 0040608 Büchs 0081634	
18   6-7  Standardní 0040609 Büchs 081 635	22 7-6   6-7  Standardní 0040616 Büchs 081 639	33 5-1   1-5 w  Standardní 0040617 Büchs 081 640	34 N 2-1   1-2  Hluboké 0040622	35 N 5-4   4-5  Hluboké 0040631	
36 N 5-1   1-5  Hluboké 0040628	46 5-1   1-5 w  Standardní 0040613	46 L 6-3   3-6 w  Hluboké 0040629	49 3-1   1-3 w  Standardní 0040620		
51 8-3   3-8 w  Standardní 0040610 Büchs 081 636	51 A 5-3   3-5 w  Standardní 0040611	51 L 6-3   3-6 w  Hluboké 0040624	67 8   8  Standardní 0040612 Büchs 081 637	67 N 7-6   6-7  Hluboké 0040632	
73 7-6   6-7  Standardní 0040614	79 8   8  Standardní 0040618 Büchs 0081641	79 N 8   8  Hluboké 0040633	251 5-3   3-5 w  Hluboké 0040634		



## KOŘENOVÁ PÁKA DLE HEIDBRIKA

Kořenová páka dle Heidbrika. Nerez, s ostrou špičkou.

<b>0040645</b>	Tvar 1, rovná (1.)	1 ks	<b>965 Kč</b>
<b>0040646</b>	Tvar 2, pravá (2.)	1 ks	<b>965 Kč</b>
<b>0040647</b>	Tvar 3, levá (3.)	1 ks	<b>965 Kč</b>



## KOŘENOVÁ PÁKA

Funkční konec je ohnut přes plochu, nerez.

<b>0081685</b>	2 mm (bez obrázku)	1 ks	<b>985 Kč</b>
<b>0081686</b>	3 mm (1.)	1 ks	<b>985 Kč</b>



## KOŘENOVÁ PÁKA BEIN

Nerezové provedení.

<b>0081675</b>	Velikost 1, 2 mm (1.)	1 ks	<b>865 Kč</b>
<b>0081676</b>	Velikost 2, 3 mm (2.)	1 ks	<b>865 Kč</b>
<b>0081677</b>	Velikost 3, 4 mm (bez obrázku)	1 ks	<b>865 Kč</b>



## KOŘENOVÁ PÁKA FLOHR

Nerezové provedení.

<b>0081680</b>	Zahnutá vlevo (1.)	1 ks	<b>965 Kč</b>
<b>0081681</b>	Zahnutá vpravo (2.)	1 ks	<b>965 Kč</b>



## DRÁPOVITÁ PÁKA

Pistolový hák:

<b>0081694</b>	Levý disto-mesiální (1.)	1 ks	<b>1 600 Kč</b>
<b>0081695</b>	Pravý disto-mesiální (2.)	1 ks	<b>1 600 Kč</b>






## KLEŠTĚ NA HROTY KOŘENŮ

S jemnými pracovními konci pro hluboko uložené zbytky kořenů, se zoubkovaným okrajem.

0198616	Horní (1.)	1 ks	3 250 Kč
0198617	Dolní (2.)	1 ks	3 250 Kč



## NÁSTROJ NA SNÍMÁNÍ KORUNEK

Korunková páka pro jednoduché odstranění cementovaných korunek. Díky užšímu konci páka dokonale zapadá do štěrbin pod okrajem korunky, která se tak lépe uvolní a snadněji odstraní.

0300620	Vertikální (1.)	1 ks	1 940 Kč
0300621	Horizontální (2.)	1 ks	1 940 Kč



## PÁKA NA HROTY KOŘENŮ

Jemný oboustranný nástroj pro odstraňování zbytků kořenů, lehká ergonomická dutá rukojeť.


0198620	Páka na hroty kořenů	1 ks	1 379 Kč
---------	----------------------	------	----------



## NÁSTROJ NA ROZLAMOVÁNÍ KORUNEK

Stabilní nástroj z nerezové oceli s dvěma funkčními konci, které se vloží do štěrbin naříznuté korunky, ta se páčením snadno uvolní.

0081683	Nástroj na rozlamování korunek	1 ks	1 665 Kč
---------	--------------------------------	------	----------



## KLEŠTĚ NA ODSTRANĚNÍ KORUNEK

Kleště se zajišťovacím šroubem a vratnou pružinou pro odstraňování korunek. Vyměnitelné plastové čelisti.

0300640	Kleště	1 ks	2 985 Kč
0300641	Plastové čelisti, pár	1 bal.	358 Kč



**M+W select PERIOTOM**

Pro odstranění marginální gingivy a desmodontálních vláken pro vytvoření pěkné extrakce. Násadce Periotomu mají hladké ostří, připevňují se do držáku.

0498687	Číslo 6680, rovný, 1,6 mm (1.)	1 ks	440 Kč
0498688	Číslo 6681, rovný, 2,5 mm (2.)	1 ks	440 Kč
0498689	Číslo 6682, zahnutý, 1,6 mm (3.)	1 ks	440 Kč
0498690	Číslo 7183, zahnutý, 2,5 mm (4.)	1 ks	440 Kč
0498691	Číslo 7184 zahnutý, 1,6 mm (5.)	1 ks	440 Kč
0498692	Číslo 7185 zahnutý, 2,5 mm (6.)	1 ks	440 Kč
0498693	Držák pro periotom 6748 (7.)	1 ks	1 845 Kč



**M+W select OBOUSTRANNÝ PERIOTOM**

Oboustranný Periotom pro jemné oddělení marginální gingivy a desmodontálních vláken. Díky speciální konstrukci rukojeti nástroj pohodlně a bezpečně sedí v ruce.

0198622	Zahnutý 2,5 mm / lžička Hemingway	1 ks	1 125 Kč
0198623	Rovný 2,5 mm / zahnutý 2,5 mm	1 ks	1 125 Kč

**M+W select ANATOMICKÁ / CHIRURGICKÁ PINZETA**

Pinzeta prvotřídní kvality.

<b>Anatomické pinzeta (1.):</b>			
0098618	14 cm, rovná funkční část 2 mm	1 ks	297 Kč
<b>Chirurgické pinzeta (2.):</b>			
0098619	14 cm, rovná funkční část 2 mm	1 ks	348 Kč



**M+W select PINZETA ATRAUMATICKÁ**

Pro parodontologicko-chirurgické výkony. Jemně zoubkované branže umožňují jisté uchopení nejmenších částek tkáně.

0040681	De Bakey, rovná	1 ks	1 971 Kč
0040682	De Bakey, zahnutá	1 ks	1 971 Kč



## JEHELEC MATHIEU

0081660	14 cm, prvotřídní kvalita	1 ks	1 985 Kč
0081661	17 cm, prvotřídní kvalita	1 ks	2 228 Kč
0081662	14 cm, tvrdokovová špička	1 ks	2 723 Kč
0081663	17 cm, tvrdokovová špička	1 ks	2 838 Kč



## JEHELEC LANGENBECK


0040639	18 cm, bez zámku, s tvrdokovovou špičkou	1 ks	3 114 Kč
---------	---	------	----------



## JEHELEC CASTROVIEJO

S vložkami z tvrdého kovu (lze vyměnit), pro jemné jehly.

0040696	Rovný, 14 cm (1.)	1 ks	5 683 Kč
0140601	Rovný, 12,5 cm, kulatá rukojeť, vnitřní pružina (2.)	1 ks	5 952 Kč
0040698	Rovný, kulatá rukojeť, vnitřní pružina, 16 cm (bez obr.)	1 ks	6 390 Kč



## JEHELEC LICHTENBERG

Velmi úzké vypracované funkční konce drží pevně a jistě silně zahnuté jehly bez traumatizace.

0040685	Délka 17 cm, tvrdokovové vložky	1 ks	4 927 Kč
---------	------------------------------------	------	----------

**M+W select RASPATORIUM**

Pro chirurgickou parodontologii.

<b>0040683</b>	P 24 (1.)	1 ks	<b>1 269 Kč</b>
<b>0040684</b>	Molt M 9 (2.)	1 ks	<b>1 342 Kč</b>



**M+W select OSTRÁ LŽIČKA HEMINGWAY**


8-hranné držátko, oboustranná.

<b>0081673</b>	Velikost 1, 1,8 mm (1.)	1 ks	<b>700 Kč</b>
<b>0081674</b>	Velikost 2, 2,3 mm (bez obrázku)	1 ks	<b>700 Kč</b>
<b>0081666</b>	Velikost 3, 2,8 mm (bez obrázku)	1 ks	<b>700 Kč</b>

**M+W select OSTRÁ LŽIČKA HEMINGWAY**

Duté kulaté držátko Ø 7mm, oboustranná.

<b>0000672</b>	Lžička Ø 2,5/2,5 mm (1.)	1 ks	<b>497 Kč</b>
<b>0000673</b>	Lžička Ø 3,5/3,5 mm (2.)	1 ks	<b>497 Kč</b>



**M+W select OSTRÁ LŽIČKA WILLIGER**

Rovná, oboustranná.

<b>0081684</b>	Velikost 00/0 (1.)	1 ks	<b>960 Kč</b>
<b>0081687</b>	Velikost 0/1 (2.)	1 ks	<b>960 Kč</b>

**M+W select OSTRÁ LŽIČKA LUCAS**

K odstraňování granulační tkáně.

<b>0040674</b>	Lucas 85, 2,5 mm	1 ks	<b>1 230 Kč</b>
----------------	------------------	------	-----------------





## ZAVADĚČ DRENŮ LUNIATSCHEK

0081671 Zavaděč drenů Luniatschek 1 ks 297 Kč



## OPERAČNÍ HÁKY

### Middeldorpf:

0081672 26 × 22 mm (1.) 1 ks 1 533 Kč

### Langenbeck:

0081650 50 × 11 mm (2.) 1 ks 1 475 Kč

0081678 40 × 11 mm (3.) 1 ks 1 475 Kč

0081691 30 × 11 mm (4.) 1 ks 1 475 Kč



## RETRAKTOR

Kombinace intraorálního háku pro zajištění optimálního pohledu na operační pole a háku pro odtažení tváře.

0140676 Retraktor 1 ks 2 562 Kč



## DRŽÁTKO SKALPELOVÝCH ČEPELEK

Speciální povrch rukojeti poskytuje bezpečné držení a snadno se čistí.

0140625 Držátko čepelek 1 ks 900 Kč



 **DRTIČ KOSTÍ**

S výměnným titanovým ozubením pro odběr jemně porézní autologní kosti. Průměr 16 mm.

**0140630** Drtič kostí 1 ks **11 127 Kč**



 **MISKA NA MÍCHÁNÍ**

Na míchání autologního a heterologního kostního materiálu.

**0140631** Miska na míchání 1 ks **1 344 Kč**

 **MĚŘÍTKO CASTROVIEJO**

Pro měření odstupu od vlastních zubů a pro určování polohy implantátů.

**0140632** Rovné, 9 cm 1 ks **7 183 Kč**



 **IMPLANTOLOGICKÉ MĚŘÍCÍ KLEŠTĚ**

K měření šířky alveolárního výběžku, oboustranná stupnice.

**0140633** Implantologické měřicí kleště 1 ks **7 225 Kč**







**MW select** KLADÍVKO

S vyměnitelnými plastovými čelistmi, 300 g, Ø 25 mm, 17 cm.

0498699 Kladívko MEAD 1 ks 2 790 Kč



**MW select** PLOCHÉ DLÁTKO

Kostní dlátko o délce 17,5 cm.

Pro preimplantační chirurgii:

0140636	Rovné, 4 mm (1.)	1 ks	2 598 Kč
0140637	Rovné, 6 mm (bez obrázku)	1 ks	2 598 Kč


Pro preimplantační chirurgii  
na vestibulárních plochách:

0140638	Zahnuté, 4 mm (2.)	1 ks	2 598 Kč
---------	--------------------	------	----------

**MW select** DÁVKOVAČ  
KOSTNÍHO MATERIÁLU

Pro aplikaci náhradních kostních výplňových materiálů.

0140640 Ø 2,5 mm 1 ks 3 125 Kč



**MW select** OSTEOTOME

Pro šetrné nadzdvíhnutí antrální sliznice při Sinus-Liftu.

Konvexní:

0140642	Ø 2,8 mm	1 ks	1 600 Kč
0140643	Ø 3,1 mm	1 ks	1 600 Kč
0140644	Ø 3,5 mm	1 ks	1 600 Kč
0140645	Ø 3,8 mm	1 ks	1 600 Kč
0140646	Ø 4,1 mm	1 ks	1 600 Kč

Konvex se zářezkou:

0140647	Ø 3,25 mm, nastavitelná délka pro Sinus-Lift, zejména v molární oblasti	1 ks	1 957 Kč
---------	---	------	----------



## SINUS-LIFT ELEVÁTOR

### Elevátor 01:

0140651 úzký, k odloučení sliznice antra na kostních hranách (1.) 1 ks 1 385 Kč

### Elevátor 02:

0140652 k odloučení sliznice v horní a zadní části antra (2.) 1 ks 1 385 Kč

### Elevátor 03:

0140653 k odloučení sliznice dole, zvláště v místě doplnění mat. (3.) 1 ks 1 385 Kč



## NÁSTROJE PRO SINUS-LIFT

Raspatoria s dutou rukojetí.

### Duté držátko, na měkké tkáni:

0140648 B1 (1.) 1 ks 1 269 Kč

### Na měkké tkáni, větší prac. plocha:

0140649 B2 (2.) 1 ks 1 269 Kč

0140650 B3 (3.) 1 ks 1 269 Kč

### K počátečnímu odloučení sliznice:

0140654 H01 (4.) 1 ks 1 635 Kč

0140655 H02 (5.) 1 ks 1 635 Kč

### K odloučení sliznice v zadním úseku:

0140656 K03 (6.) 1 ks 1 635 Kč

0140657 K04 (7.) 1 ks 1 635 Kč

### K odloučení sliznice ve směru stropu čelistní dutiny

0140658 K78 (8.) 1 ks 1 269 Kč

0140659 K77 (9.) 1 ks 1 269 Kč




**DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY PŘEHLEDNĚ**

	Čištění	Dezinfekce	Baktericidní	Omezeně virucidní	Sporicidní	Fungicidní	TBC	HBV	HCV	HIV	Bez aldehydů	Bez phenolů	Bez alkoholu	Hotový roztok	Koncentrát	Koncentrace	Čas účinnosti	Poznámka	
<b>RUCE</b>																			
Dezinfekce na ruce		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X					Hygienická dezinfekce rukou: 30 s Chirurgická dezinfekce rukou: 5 minut
Waschlotion soft	X										X		X						
<b>PLOCHY</b>																			
Postřiková dezinfekce Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X				1,0'	
Postřiková dezinfekce bez alkoh.	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X				1,0'	
Dezinfekční ubrousky Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-		1,0'	
Wet Wipes Maxi Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-		2,0'	
Wet Wipes Soft	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-		2,0'	
Wet Wipes Soft bez alkoholu	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	-	-	-		2,0'	
Dezinfekce povrchů Plus	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X			X	3	15,0'		
<b>NÁSTROJE</b>																			
Lázeň na vrtáčky	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				5,0'	
Lázeň na nástroje Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	1,5'	15,0'			
<b>SPECIÁLNÍ OBLASTI</b>																			
Septoprint Plus		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X				1,0'	TbB: 15 Min.
Septoprint koncentrát		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	2	15'		15'	TbB: 4% - 15 Min.
Čistič plivátek AF	X	X	X			X	X				X			X				1,0'	
Ultrasuc Super	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X	2	5,0'		5,0'	
Ultrasuc Super Cleaner	X										X	X		X	5-10	0,5-2 h			


**ŘEDĚNÍ DEZINFEKČNÍCH ROZTOKŮ:**

	0,1%	0,25%	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%
<b>1 l</b>	1 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml
<b>2 l</b>	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml
<b>3 l</b>	3 ml	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml
<b>4 l</b>	4 ml	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml
<b>5 l</b>	5 ml	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml
<b>6 l</b>	6 ml	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml	360 ml
<b>7 l</b>	7 ml	17,5 ml	35 ml	70 ml	105 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml	420 ml
<b>8 l</b>	8 ml	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml	480 ml
<b>9 l</b>	9 ml	22,5 ml	45 ml	90 ml	135 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml	540 ml
<b>10 l</b>	10 ml	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml

**Příklad:**

Máme připravit 2 l 1% roztoku na dezinfekci instrumentů. Když se podíváte do tabulky na 2 litry a 1% roztok, najdete množství dezinfekčního prostředku 20 ml.

Nyní odměřte v odměrce 20 ml prostředku. Nalijte toto množství do dezinfekční kádě a doplňte vodou do 2 litrů. Tímto způsobem dostanete správně namíchaný 1% roztok.



**M+W select DEZINFEKCE NA RUCI**

2-propanol 70%. Baktericidní (vč. TBC), fungicidní. Pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Bez parfémů a barviv. Kontraindikace: Dezinfekce rukou M + W se nesmí používat k dezinfekci otevřených ran. M+W Dezinfekce rukou není vhodná pro skladování sterilních nástrojů a stříkaček. Expoziční časy: Bakterie a houby (Candida albicans): Hygienická dezinfekce rukou: 30 s, chirurgická dezinfekce rukou: 5 min.

0100781	Lahev, 500 ml	1 ks	215 Kč
0100782	Lahev, 1 l	1 ks	298 Kč
0100783	Kanistr, 5 l	1 ks	1 465 Kč

**M+W select WASCHLOTION SOFT**

Lékařské mýdlo na mytí rukou s vitamíny a hodnotou pH šetrnou k pokožce. Obsahuje zvlhčující účinné látky, které brání vysychání rukou při častém mytí rukou, vitamíny dodávají pokožce další pružnost a péči. Dermatologicky testováno, příjemně svěží vůně, barva modrá.

0200745	Lahev, 500 ml	1 ks	152 Kč
0200746	Lahev, 1 l	1 ks	242 Kč
0200747	Kanistr, 10 l	1 ks	1 489 Kč



**M+W select SENSORSPENDER 1000**

Senzorový dávkovač na baterie pro dezinfekční prostředky, mýdlo a krém na péči o pokožku (více než 150 000 dávek na sadu baterií). Lze zvolit i síťový provoz. Kompatibilní s většinou přípravků dostupných na trhu. Lze použít až 1000 ml EURO lahve. Rozměry: V362 x Š112 x H123 mm.

0100785	Dávkovač Sensorpender 1000	1 ks	4 995 Kč
0159742	Síťový adaptér	1 ks	770 Kč



## UNIVERZÁLNÍ DÁVKOVAČ

Univerzální dávkovač mýdla a dezinfekčních prostředků na ruce o objemu 0,5L a 1L. Stabilní rameno páky pro snadné a bezpečné ovládání loktem, rozměry 31 cm (včetně páky) × 10 cm × 9 cm. Dodává se včetně 1 prázdné lahve. K dávkovači lze dokoupit odkapávací misku (0400521).

0400523	Univerzální dávkovač	1 ks	1 652 Kč
0400524	Náhradní pumpička	1 ks	145 Kč
0400521	Odkapávací miska	1 ks	350 Kč



## POSTŘIKOVÁ DEZINFEKCE BEZ ALKOHOLU

Postřiková dezinfekce bez obsahu aldehydů a alkoholů k okamžitému použití. Pro rychlou dezinfekci a čištění zdravotnického inventáře, sanitárních zařízení, malých ploch, násadů a kolének a na plochy, které jsou citlivé na alkohol např. akrylátové sklo, umělá kůže. Účinná pro HBV, HCV, HIV, virům A, B, C, rotavirům, baktericidním i fungicidním plísním (1min). Příjemná lehká citronová vůně. 750 ml stříkávací láhev je vybavena duální stříkávací hlavou. Můžete stříkat jako obvykle, ale můžete také přepnout na funkci pěny. Díky této funkci nedochází k rozprašování a pěna lépe přilne ke svislým povrchům.

0000710	Lahev, 750 ml, s dvojitou rozprašovací hlavou	1 ks	415 Kč
0000711	Kanistr, 10 l	1 ks	2 327 Kč

Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.



## POSTŘIKOVÁ DEZINFEKCE PLUS

Dezinfekce ve spreji a ubrouscích bez obsahu aldehydu k čištění a dezinfekci povrchů a zdravotnických předmětů. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol (např. Akrylové sklo, čalounění). Široké spektrum účinnosti. K dispozici jsou 3 varianty vůně: Plus - neutrální vůně, Plus citron - lehká citrusová vůně, Plus jablko - lehká jablečková vůně.

### Plus:

0200727	Lahev bez rozprašovače, 1 l	1 ks	350 Kč
0200728	Plus: Kanistr, 10 l	1 ks	1 995 Kč

### Plus lemon:

0200729	Lahev bez rozprašovače, 1 l	1 ks	350 Kč
0200730	Kanistr, 10 l	1 ks	1 995 Kč

### Plus apple:

0200731	Lahev bez rozprašovače, 1 l	1 ks	350 Kč
0200732	Kanistr, 10 l	1 ks	1 995 Kč
0000749	Rozprašovací hlava	1 ks	98 Kč

Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.



**M+W select DEZINFEKCE POVRCHŮ PLUS**

Koncentrát bez obsahu aldehydu pro čištění velkých ploch a inventáře v lékařské i nelékařské oblasti. Příjemná, lehká vůně. Velmi široké spektrum účinnosti. Používejte pouze podle koncentrací uvedených na štítku! Nevhodný jako postřiková dezinfekce. Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

<b>0200733</b>	Lahev, 2 l	1 ks	<b>794 Kč</b>
<b>0200734</b>	Kanistr, 5 l	1 ks	<b>1 626 Kč</b>



**M+W select DEZINFEKČNÍ UBROUSKY PLUS**

Ubrousky o rozměru 12 x 20 cm namočené v roztoku na bázi alkoholu pro dezinfekci a čištění malých ploch a zdravotnických předmětů. Vysoká kvalita ubrousku, nepouští vlákna. Široké spektrum účinnosti, bez aldehydu. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol (akrylové sklo, čalounění). K dispozici jsou 3 varianty vůní: Plus - neutrální vůně, Plus citron - lehká citrusová vůně, Plus jablko - lehká jablečková vůně.



**Dóza, 100 ubrousků:**

<b>0200735</b>	Plus	1 dóza	<b>245 Kč</b>
<b>0200737</b>	Plus lemon	1 dóza	<b>245 Kč</b>
<b>0200739</b>	Plus apple	1 dóza	<b>245 Kč</b>

**Náplň, 100 ubrousků:**

<b>0200736</b>	Plus	1 bal.	<b>188 Kč</b>
<b>0200738</b>	Plus lemon	1 bal.	<b>188 Kč</b>
<b>0200740</b>	Plus apple	1 bal.	<b>188 Kč</b>

Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

**M+W select WET WIPES MAXI AF**

Ubrousky o rozměru 20 x 30 cm napuštěné roztokem na bázi alkoholu, bez aldehydu, připravené k okamžité dezinfekci lékařského inventáře a lékařských povrchů. Ubrousky vyrobeny z vysoce kvalitního fleecového materiálu, který nepouští vlákna. Široké spektrum účinku, příjemná svěží vůně.

<b>0100766</b>	2 role à 150 ks	1 bal.	<b>1 385 Kč</b>
<b>0100751</b>	Prázdný kbelík na ubrousky	1 ks	<b>236 Kč</b>

Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.



 **WET WIPES SOFT**

Ubrousky o rozměru 28 × 30 cm napuštěné roztokem na bázi alkoholu, bez aldehydu, připravené k okamžité dezinfekci lékařského inventáře a lékařských povrchů. Ubrousky vyrobeny z měkké směsi polyesteru / viskózy a 100% nepouštějí vlákna. Široké spektrum účinku.

2 role à 90 ks:

0100755 AF (svěží vůně)	1 bal.	1 385 Kč
0100756 Lemon	1 bal.	1 385 Kč
0100757 Green Apple	1 bal.	1 385 Kč
0100751 Prázdný kyblík na ubrousky	1 ks	236 Kč

Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.



 **WET WIPES SOFT BEZ ALKOHOLU**

Ubrousky o rozměru 28 × 30 cm napuštěné roztokem bez alkoholu, omezeně virucidní, připravené k okamžité dezinfekci lékařského inventáře a lékařských povrchů. Ubrousky vyrobeny z měkké směsi polyesteru / viskózy a 100% nepouštějí vlákna. Široké spektrum účinnosti, příjemná svěží vůně.

0100758 2 role à 75 ks	1 bal.	1 385 Kč
0100751 Prázdný kyblík na ubrousky	1 ks	236 Kč

Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

 **MAXI WIPES**

Nenapuštěné měkké utěrky o rozměru 20 × 30 cm pro čištění velkých ploch. Utěrky jsou vyrobeny ze směsi polyesteru a vliesu. Struktura zajišťuje rovnoměrný příjem a uvolňování tekutin. Jsou velmi pevné a odolné proti roztržení. Pro impregnaci se doporučuje 1 až 1,5 litru M+W postřikové dezinfekce.

0100763 1 role se 150 kusy	1 bal.	495 Kč
0100751 Prázdný kyblík na ubrousky	1 ks	236 Kč





### M+W select LÁZEŇ NA NÁSTROJE PLUS

Koncentrát pro čištění a dezinfekci dentálních ručních a rotačních nástrojů. Vynikající materiálová snášenlivost, s ochranou proti korozi. Velmi široké spektrum účinnosti s krátkou expoziční dobou (1,5% 15 min., 1% 60 min.). Vhodný také pro použití v ultrazvukové lázni, příjemná vůně.

0200723	Lahev, 2 l	1 ks	1 142 Kč
0200724	Kanistr, 10 l	1 ks	3 973 Kč



### M+W select LÁZEŇ NA VRTÁČKY PLUS

Připravený čistící a dezinfekční prostředek pro vrtáčky, diamantové nástroje a další rotační dentální instrumenty. Nevhodný pro karborundové kameny, gumové, plastové a hliníkové nástroje. Široké spektrum účinnosti, krátká doba expozice od 5 min. Neředí se. Vhodný pro ultrazvukovou lázeň.

0200720	Lahev, 2 l	1 ks	467 Kč
0200722	Kanistr, 5 l	1 ks	988 Kč
0200721	Kanistr, 10 l	1 ks	1 864 Kč

### M+W select DEZINFEKČNÍ VANY

3 l:

0000761	vč. víka a odkapávače, odolné do 60 °C. Rozměry 32x21x12 cm	1 ks	1 651 Kč
---------	---	------	----------

5 l:

0000760	vč. víka a odkapávače, odolné do 60 °C. Rozměry 39,5x26x15cm	1 ks	2 367 Kč
---------	--	------	----------

### M+W select ČISTIČ PLIVÁTEK AF

Roztok připravený k okamžitému použití pro důkladné vyčištění a dezinfekci plivátka v praktické láhvi. Odstraňuje krev, vodní kámen, otiskovací materiály a další nečistoty. Pokrývá široké spektrum účinnosti proti bakteriím a plísním. Následně nutno opláchnout vodou.

0100732	Lahev, 750 ml	1 ks	339 Kč
---------	---------------	------	--------



**M+W select** ULTRASUC SUPER

Dezinfekční a čistící koncentrát bez obsahu aldehydu, fenolu a chloru pro sací systémy všeho druhu na bázi kvartérních amoniových sloučenin (KAS). Pro systémy se separátory amalgámu i bez nich. Jemně pěnlivý, dezodorační účinek. Doba působení 2% - 15 min. Barva čirá.

0000787 Kanystř, 5 l 1 ks 1 395 Kč



**M+W select** ULTRASUC SUPER CLEANER

Vysoce účinný čistící koncentrát pro důkladné čištění odsávacích systémů a odlučovačů amalgámu. Uvolňuje tvrdé usazeniny, inkrustace, znečištění bílkovinami atd. Doporučuje se při použití pískovaček, při čištění odpadních trubek s problematickou vodou nebo kanalizací. Doporučené použití 1x týdně v koncentraci 5-10%, doba expozice asi 1,5 - 2 hodiny.

0000779 Lahev, 2 l 1 ks 676 Kč



**M+W select** SEPTOPRINT PLUS

Roztok připravený k okamžitému použití k dezinfekci všech zubních otiskovacích materiálů. Velmi dobrá materiálová kompatibilita, široké spektrum účinnosti s dobou expozice pouze 1 minutu.

0200725 Kanystř, 5 l 1 ks 1 591 Kč

Dávkovací pumpa  
pro 2l, 5l a 10l a 20 ml

0000770 (hadičku lze upravit) 1 ks 327 Kč

**M+W select** SEPTOPRINT KONCENTRÁT

Koncentrát pro dezinfekci zubních náhrad a všech běžných otiskovacích materiálů, jako jsou silikony A / C, hydrokoloidy, algináty, polyethery. Velmi ekonomický, z 1 litru koncentrátu lze připravit 50 litrů dezinfekčního roztoku. Přípravek má baktericidní účinek včetně MRSA, fungicidní, vč. Rotavirů a obalených virů (HBV / HCV / HIV) s dobou expozice 15 minut - 2%. Otisk nejdříve opláchněte čistou vodou. Barva zelená, příjemná květinová vůně.

0100725 Dávkovací lahev, 1 l 1 ks 961 Kč





## DÁVKOVACÍ POMŮCKY

Dávkovací láhev, 1 l s komorou 60 ml pro přesné dávkování, s nálepkou „Manipulační a ředící tabulka“ (1.)

**0000762** 1 ks **233 Kč**

**0000746** Lahev 1l s rozprašovačem (2.) 1 ks **245 Kč**

Dávkovací pumpa pro 2l, 5l a 10l a 20 ml, hadičku lze upravit (3.) 1 ks **327 Kč**

Dávkovací pumpa pro 500 ml a 1l lahve (4.) 1 ks **172 Kč**

**0000771** Klíč ke kanystru 5l a 10l (5.) 1 ks **140 Kč**

**0000772** Kohoutek ke kanystru 5l a 10l (6.) 1 ks **275 Kč**



3

4

1

2

5

6



## BOWIE&DICK TEST

Jednorázový testovací balíček pro kontrolu průniku páry během sterilizace v autoklávu třídy B.


**0200700** Bowie&Dick Test 1 bal. **195 Kč**



## STERILIZAČNÍ KLEŠTĚ

Délka 20 cm.

**0040687** Sterilizační kleště 1 ks **1 092 Kč**



## KARTÁČEK NA VRTÁČKY

Posuvný, mosaz.

**0059845** Kartáček na vrtáčky 1 ks **72 Kč**







## HELIXCONTROL PRO


Denní test průniku páry malých parních sterilizátorů třídy B, pro kontrolu sterilizace nástrojů s dutinou. Zkušební těleso je vyrobeno z kovu, dlouhodobě odolává vysokým teplotám v autoklávu, lze ho používat trvale a vyměňovat pouze papírové indikátorové proužky, které lze dokoupit samostatně (nelze použít do klasického Helix testu).

<b>Set: 1 testovací tělísko,</b>		
<b>0100777</b>	50 indikátorů	1 bal. <b>3 080 Kč</b>
<b>0100778</b>	Refill: 250 indikátorů	1 ks <b>3 355 Kč</b>

## HELIXCONTROL

Denní test průniku páry malých parních sterilizátorů třídy B.

<b>0100780</b>	300 indikátorů, 1 testovací tělísko	1 bal. <b>4 827 Kč</b>
----------------	-------------------------------------	------------------------



## KOMBIFOLIE

Kombinovaná fólie (papír/fólie) s indikátorem parní sterilizace. Vhodná pouze pro autoklávy.

<b>Role, 100 m:</b>		
<b>0000752</b>	Šířka 5 cm	1 bal. <b>350 Kč</b>
<b>0000753</b>	Šířka 7,5 cm	1 bal. <b>475 Kč</b>
<b>0000754</b>	Šířka 10 cm	1 bal. <b>620 Kč</b>
<b>Role, 200 m:</b>		
<b>0000722</b>	Šířka 5 cm	1 bal. <b>597 Kč</b>
<b>0000723</b>	Šířka 7,5 cm	1 bal. <b>874 Kč</b>
<b>0000724</b>	Šířka 10 cm	1 bal. <b>1 146 Kč</b>
<b>0000725</b>	<b>Rolle, šířka 20 cm, se záhybem 5 cm, délka 100 m, pro kazety a tácky</b>	1 bal. <b>2 375 Kč</b>



## OCHRANNÝ ŠTÍT TYP 701

Sklápěcí ochranný štít z odolného plastu s nastavením elastického pásku. Ochranný štít lze nosit přes všechny brýle s korekčními čočkami a ochranné roušky, váží pouhých 90g. 99% ochrana před UV zářením.

<b>0100070</b>	Ochranný štít 701	1 ks	<b>1 088 Kč</b>
<b>0100071</b>	Náhradní štíty, 5 ks	1 bal.	<b>1 724 Kč</b>



## OCHRANNÝ ŠTÍT LIGHT

Velmi lehký pohodlný štít pro ochranu celého obličeje, snadné čištění mýdlovým roztokem (nepoužívat dezinfekční roztoky).

1 rámeček, 10 obličejových štítů:

<b>0100076</b>	Transparentní	1 bal.	<b>845 Kč</b>
<b>0100077</b>	Růžový, transparentní	1 bal.	<b>845 Kč</b>
<b>0100078</b>	Zelený, transparentní	1 bal.	<b>845 Kč</b>



## OCHRANNÝ OČNÍ ŠTÍT LIGHT

Velmi lehký pohodlný štít pro ochranu očí, snadné čištění mýdlovým roztokem (nepoužívat dezinfekční roztoky).

5 rámečků (tmavě modrý, žlutý, černý, růžový, mátový)

<b>0100079</b>	a 20 očních štítů	1 bal.	<b>930 Kč</b>
----------------	-------------------	--------	---------------



## OCHRANNÉ BRÝLE SOFTPAD

Ochranné brýle, které lze nosit přes vaše dioptrické brýle. Díky technologii SoftPad je zaručen ergonomický, pohodlný a stabilní komfort nošení, délka je individuálně nastavitelná. Brýle jsou odolné proti poškrábání, speciální povrchová úprava proti zamlžování zajišťuje jasný výhled i v obtížných podmínkách. Brýle s oranžovými ochrannými čočkami chrání před modrým světlem polymerizačních lamp.

0100080	Transparentní, černo-zelené	1 ks	575 Kč
0100081	Oranžové, černo-oranžové	1 ks	735 Kč



## OCHRANNÉ BRÝLE LIGHT

Velmi lehké ochranné brýle z nelámavého polykarbonátu, nerozbitné, 99% ochrana před UV-zářením. Měkký nosní můstek, zabraňuje otlacení.

0100087	Bílo-zelené	1 ks	378 Kč
0100088	Bílo-růžové	1 ks	378 Kč



## OCHRANNÉ BRÝLE LIGHT ORANŽOVÉ

Lehké ochranné brýle (pouze 25 g) nabízejí vysoký komfort nošení. Nosní můstek je vyroben z měkkého, neklouzavého silikonu, stejně jako měkké koncové části, které zabraňují nepříjemným otlakům. Brýle jsou vyrobeny z polykarbonátu odolného proti poškrábání, s vrstvou proti zamlžování, mají UV ochranu 99% chrání oči před modrým světlem polymeračních lampy.

0100068	Oranžové	1 ks	657 Kč
---------	----------	------	--------



## OCHRANNÉ BRÝLE

41g lehké ochranné brýle s postranními otvory pro vzduch. Lze nosit přes brýle s korekčními čočkami, u nožiček lze nastavit délku. 99% ochrana před UV zářením.

0100072	Transparentní	1 ks	320 Kč
---------	---------------	------	--------



## M+W DIAMANTOVÉ BROUSKY


Brousky s extrémně vysokou pevností v lomu, efektivním řezným výkonem a dlouhou životností. Speciální proces povlakování Triton™ vytváří vynikající, trvalé diamantové pojivo, které zvyšuje ostré a hladké řezací schopnosti. Neoddělitelné barevné značení ISO brání možnosti záměny. Počítačem řízené výrobní procesy a 100% kontrola kvality podle nejnovějších směrů činí z diamantů M + W FG naprosto bezpečný a vysoce kvalitní nástroj pro každodenní použití. Brousky jsou zabalené v barevném boxu - podle příslušného barevného kódování ISO. Stabilní box zajišťuje hygienické a bezpečné skladování.

### Barevné kódování

<b>černá</b>	extrahrubý	151-181 µm	XC	hrubé předbroušení
<b>zelená</b>	hrubý	150 µm	C	předbroušení
<b>modrá</b>	střední	107-125 µm	M	univerzální broušení
<b>červená</b>	jemný	64 µm	F	ohlazování
<b>žlutá</b>	extrajemný	30-38 µm	SF	předleštění
bílá	ultrajemný	20 µm	UF	finální leštění a uhlazení

<b>Balení 5 ks</b>	cenová skupina 1	cenová skupina 2	cenová skupina 3
1 bal.	328 Kč	395 Kč	523 Kč

### FG-dřík (turbínka), 5 ks



Tvar Velikost	801 009	801 010	801 012	801 014	801 016	801 018	801 021	801 023	802 014	802 017
extrahrubý	-	-	-	0400843	-	-	-	-	-	-
cenová skupina	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
hrubý	-	-	-	0300821	-	-	-	-	-	-
střední	0300818	0300819	0300820	0300822	0300823	0300824	0300825	-	0300827	0300828
extrajemný	-	-	-	-	-	-	-	0300826	-	-
ultrajemný	-	-	-	-	-	-	-	0400848	-	-
cenová skupina	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2

### Kulička

### Maximální otáčky

ISO-Gr. 1/10 mm	Maximální otáčky
007-010	450 000
012-014	450 000
016-018	450 000
021-023	300 000
025-027	160 000
029-031	140 000
033-040	120 000

### FG-dřík (turbínka), 5 ks



Tvar Velikost	805 009	805 010	805 012	805 014	806 012	806 014
střední	0300829	0300832	0300830	0300831	0300834	0300833
cenová skupina	1	1	1	1	1	1

### Obrácený kuželík, krátký

### FG-dřík (turbínka), 5 ks



Tvar Velikost	807 013	807 015
střední	0300835	0300836
cenová skupina	1	2

### Obrácený kuželík, dlouhý

### FG-dřík (turbínka), 5 ks



Tvar Velikost	813 012	813 014	813 016
střední	0300837	0300838	0300839
cenová skupina	1	1	2

### Diabolka

### FG-dřík (turbínka), 5 ks



Tvar Velikost	830R 009	830R 012	830R 016	830L 012	830L 014	830L 016
hrubý	-	0300841	-	0300844	0300846	-
střední	0300840	0300843	0300842	0300845	0300847	0300848
cenová skupina	1	1	2	2	2	2

### Hruška

### FG-dřík (turbínka), 5 ks



Tvar Velikost	909 036
střední	0300898
cenová skupina	3

### Disk


### FG-dřík (turbínka), 5 ks



Tvar Velikost	835 008	835 010	835 012	835 014	835KR 010	835KR 012
extrahrubý	-	0400844	-	-	-	-
cenová skupina	-	3	-	-	-	-
hrubý	-	0300850	-	-	-	-
střední	0300849	0300851	0300852	0300853	0300854	0300855
jemný	-	-	-	-	-	-
extrajemný	-	-	-	-	-	-
cenová skupina	1	1	1	1	1	1

### Válec, krátký

### FG-dřík (turbínka), 5 ks



Tvar Velikost	836 010	836 012	837 010	837 012	837 014
extrahrubý	-	-	-	0400841	-
cenová skupina	-	-	-	3	-
hrubý	-	-	-	0300860	-
střední	0300856	0300857	0300858	0300861	0300863
jemný	-	-	-	-	0300862
extrajemný	-	-	-	0300859	-
cenová skupina	2	2	2	2	2

### Válec

FG-dřík (turbínka), 5 ks	Válec, zaoblený		Válec, špičkatý	
Tvar Velikost	881 010	881 012	885 010	885 012
extrahrubý	-	-	-	0400845
cenová skupina	-	-	-	3
hrubý	-	-	-	0300 896
střední	0300892	0300893	0300894	0300897
jemný	-	-	-	0300895
extrajemný	-	-	-	-
cenová skupina	2	2	2	2

FG-dřík (turbínka), 5 ks	Torpedo				
Tvar Velikost	878 012	879 010	879 012	879 014	879 016
extrahrubý	-	-	-	0400840	-
cenová skupina	-	-	-	3	-
hrubý	-	-	0300886	0300889	-
střední	0300883	0300884	0300887	0300890	0300891
jemný	-	-	0300885	0300888	-
extrajemný	-	-	-	-	-
cenová skupina	2	2	2	2	2

FG-dřík (turbínka), 5 ks	Plamínek		
Tvar Velikost	862 012	863 012	863 014
extrahrubý	-	-	0400842
cenová skupina	-	-	3
hrubý	-	-	0300880
střední	-	0300877	0300881
jemný	-	0300876	0300879
extrajemný	0300875	0300878	0300882
cenová skupina	2	2	2
ultrajemný	0400849	-	0400847
cenová skupina	3	-	3

FG-dřík (turbínka), 5 ks	Kůžel, plochý		Kůžel, oblý	
Tvar Velikost	848 014	848 016	850 012	850 014
střední	0300864	0300865	0300866	0300867
cenová skupina	2	2	2	2

FG-dřík (turbínka), 5 ks	Špička				
Tvar Velikost	859 010	859 012	859 014	859 016	859 018
střední	0300868	0300870	0300871	0300873	-
extrajemný	0300869	-	0300872	-	0300874
cenová skupina	2	2	2	2	2

FG-dřík (turbínka), 5 ks	Poupě		Vejce	
Tvar Velikost	368 016	368 018	368 023	379 023
střední	0300811	0300813	0300815	-
jemný	0300810	-	0300814	-
extrajemný	0300812	-	0300816	0300817
cenová skupina	2	2	3	3
ultrajemný	0400850	-	0400846	-
cenová skupina	3	-	3	-



## STOJÁNEK NA VRTÁČKY

Pro 8 vrtáčků FG a 4 vrtáčky RA. 7,6 cm dlouhý, 3,6 cm vysoký, autoklávatelný do 121 °C.


0000617 Modrý	1 ks	326 Kč
0000618 Žlutý	1 ks	326 Kč
0000619 Zelený	1 ks	326 Kč



## STOJÁNKY NA NÁSTROJE

Nerezová ocel, matná povrchová úprava, zešíkmené, autoklávatelné do 145 °C.

<b>6 × 6,5 cm:</b>		
0000669 pro 30 FG-nástrojů	1 ks	723 Kč
0000678 pro 30 HP/RA nástrojů	1 ks	723 Kč
<b>15 × 7,5 cm:</b>		
0000668 pro 42 FG- a 42 HP/RA nástrojů	1 ks	1 430 Kč






**SUPERLITE COLOR PEN**

Bezdrátová polymerační LED lampa s intenzitou světla až 1 100 mW / cm<sup>2</sup>. Lampa je vyrobena z vysoce odolného plastu, je extrémně lehká - pouze 100 g. Jednoduchá a bezchybná manipulace díky tlačítkovému ovládní, s nabitou baterií je možná doba expozice až 2 000 s. Doba polymerace může být nastavena v krocích po 10 s. Pro polymeraci blízko pulpy je k dispozici speciální světlovod, jehož výstupní výkon snížen o cca 30 % (na vyžádání).

**Technické informace:**

Průměr světlovodu: 8 mm  
 Intenzita světla: až 1 100 mW / cm<sup>2</sup>  
 Rozsah vlnových délek: 410 - 490 nm  
 Hmotnost násadce: 100 g  
 Baterie: Li-ion baterie (800 mAh)  
 Záruka lampa: 24 měsíců  
 Záruka baterie: 6 měsíců  
 Světlovod bez záruky

**1 lampa se zabudovanou baterií,  
 1 nabíjecí kabel, 1 světlovod 8 mm,  
 1 štít proti oslnění, 1 držák na stěnu:**

0200000	Bílá	1 bal.	6 981 Kč
0200001	Oranžová	1 bal.	6 981 Kč
0200002	Světle zelená	1 bal.	6 981 Kč
0200003	Modrá	1 bal.	6 981 Kč
0200004	Lila	1 bal.	6 981 Kč
0200005	Růžová	1 bal.	6 981 Kč
0200006	Šedá	1 bal.	6 981 Kč

**Náhradní baterie**

0200007	Bílá	1 ks	1 900 Kč
0200008	Oranžová	1 ks	1 900 Kč
0200009	Světle zelená	1 ks	1 900 Kč
0200010	Modrá	1 ks	1 900 Kč
0200011	Lila	1 ks	1 900 Kč
0200012	Růžová	1 ks	1 900 Kč
0200013	Šedá	1 ks	1 900 Kč


**SUPERLITE POWER PEN**

Bezdrátová polymerační LED lampa s intenzitou světla až 1 100 mW / cm<sup>2</sup>. Jednoduchá a bezchybná manipulace díky tlačítkovému ovládní, s nabitou baterií je možná doba expozice až 2 000 s. Doba polymerace může být nastavena v krocích po 10 s. Pro polymeraci blízko pulpy je k dispozici speciální světlovod, jehož výstupní výkon snížen o cca 30 % (na vyžádání).

**Technické informace:**

Průměr světlovodu: 8 mm  
 Intenzita světla: až 1 100 mW / cm<sup>2</sup>  
 Rozsah vlnových délek: 410 nm až 490 nm  
 Hmotnost násadce: 100 g  
 Délka násadce bez světlovodu : 148 mm  
 Průměr násadce: max. 25 mm  
 Baterie: Li-ion baterie (800 mAh)  
 Záruka: 24 měsíců / baterie 6 měsíců

**1 lampa se zabudovanou baterií,  
 1 nabíjecí kabel, 1 světlovod 8 mm,  
 1 štít proti oslnění, 1 plastový stojánek na lampu:**

0200025	Stříbrná	1 bal.	8 958 Kč
0200026	Bílá	1 bal.	8 958 Kč
0200027	Černá	1 bal.	8 958 Kč

**Plastový stojánek:**

0200028	Stříbrná	1 ks	1 186 Kč
0200029	Bílá	1 ks	1 186 Kč
0200030	Černá	1 ks	1 186 Kč

**Baterie:**

0100091	Stříbrná	1 ks	2 894 Kč
0100035	Bílá	1 ks	2 894 Kč
0100036	Černá	1 ks	2 894 Kč
0100092	Nabíjecí kabel	1 ks	1 618 Kč



**M+W select SUPERLITE 1300**

Bezdrátová polymerační LED lampa s intenzitou světla až 1300 mW / cm<sup>2</sup>. Snadná obsluha, k dispozici 4 různé režimy. Lampa je vybavena vysoce kvalitní Li-Ion baterií. Plně nabitá baterie vydrží až 4000 cyklů expozice. Ergonomicky tvarovaná rukojeť umožňuje práci bez únavy.

**Technické informace:**

Průměr světlovodu: 8 mm  
 Intenzita světla: max. 1300 mW  
 Rozsah vlnových délek: 430 - 490 nm  
 Hmotnost: nabíječka 560 g, lampa 245 g (včetně baterie a světlovodu)  
 Délka násadce: 196 mm (včetně světlovodu)  
 Rozměr nabíjecí stanice: délka 180 mm, šířka 130 mm, výška 66 mm  
 Baterie: Li-Ion 2200 mAh, 3,7V  
 Záruka: 24 měsíců / baterie 6 měsíců

<b>0100045</b> Superlite 1300	1 ks	<b>11 985 Kč</b>
<b>0100046</b> Nástavec pro bělení	1 ks	<b>1 845 Kč</b>
<b>0100047</b> Baterie	1 ks	<b>2 370 Kč</b>
<b>0100048</b> Světlovod 8 mm	1 ks	<b>1 845 Kč</b>
<b>0100049</b> Nabíjecí kabel	1 ks	<b>1 580 Kč</b>



**M+W select TŘEPAČKA KAPSLÍ**

Univerzální třepačka pro většinu běžně dostupných kapslí. Libovolně nastavitelný čas, k dispozici 10 paměťových předvoleb. Velmi tichý chod, okamžité zrychlení 4 200 ot./min., jednoduchý LED display. Záruka 2 roky.

<b>0200020</b> Třepačka kapslí	1 ks	<b>9 885 Kč</b>
--------------------------------	------	-----------------

**M+W select ZUBNÍ KARTÁČKY**

Zubní kartáček s integrovaným čističem jazyka na zadní straně hlavy. Šikmé štětiny zajišťují důkladné čištění i v těžko přístupných oblastech. Polstrovaná a ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje bezpečné držení.

0059810 Zelený	1 ks	35 Kč
0059811 Modrý	1 ks	35 Kč
0059812 Růžový	1 ks	35 Kč
0059813 Žlutý	1 ks	35 Kč



**M+W select JEDNORÁZOVÉ ZUBNÍ KARTÁČKY ULTRAFRESH**

Jednotlivě balené jednorázové třířadé kartáčky, impregované zubní pastou.

100 ks:

0400820 Tmavě modré	1 bal.	483 Kč
0400821 Zelené	1 bal.	483 Kč
0400822 Oranžové	1 bal.	483 Kč
0400823 Růžové	1 bal.	483 Kč
0400824 Žluté	1 bal.	483 Kč
Mix barvy modré, oranžové, žluté a zelené	1 bal.	483 Kč



**M+W select MEZIZUBNÍ KARTÁČKY COMFORT**

Mezizubní kartáčky s ergonomickou rukojetí pro lepší manipulaci. Válcové nylonové kartáčky jsou připevněny k jemnému, pevnému kovovému drátu potaženému plastovým povlakem, který chrání povrchy zubů nebo implantáty. Víčko chrání nylonové štětiny a činí mezizubní kartáček ideálním společníkem mimo domov. V případě potřeby lze víčko nasadit na rukojeť a použít k prodloužení mezizubního kartáčku.

**Praxis-Kit:**

180 kartáčků, á 20 ks od každé velikosti, s víčkem

0000879 (kromě fialové a šedé)	1 bal.	2 680 Kč
--------------------------------	--------	----------

**8 kartáčků s víčkem:**

0000889 Bílé, superjemné-soft, Ø kartáčku/drátu 1,6/0,40 mm	1 bal.	135 Kč
0000881 Růžové, xxx-jemný, Ø kartáčku/drátu 1,8/0,42 mm	1 bal.	135 Kč
0000882 Oranžové, xxx-jemné, Ø kartáčku/drátu 2,0/0,44 mm	1 bal.	135 Kč
0000883 Červené, xx-jemné, Ø kartáčku/drátu 2,5/0,45 mm	1 bal.	135 Kč
0000884 Modré, extra-jemné, Ø kartáčku/drátu 3,0/0,45 mm	1 bal.	135 Kč
0000885 Žluté, jemné, Ø kartáčku/drátu 3,5/0,57 mm	1 bal.	135 Kč
0000886 Zelené, střední, Ø kartáčku/drátu 5,0/0,57 mm	1 bal.	135 Kč
0000887 Lila, velké, Ø kartáčku/drátu 6,0/0,77 mm	1 bal.	135 Kč
0000888 Šedé, extra-velké, Ø kartáčku/drátu 9,0/1,06 mm	1 bal.	135 Kč



**M+W select** PÁRÁTKA SOFT STICKS

Mezizubní čistič pro snadné a efektivní odstranění plaku v mezizubních prostorech. Elastické silikonové štětiny jemně vklouznou do mezizubního prostoru a zároveň masírují dásně. Jednoduchá aplikace i s ortodontickými aparáty. Balení šetrné k životnímu prostředí.

**0200848** Párátka Soft Sticks, 32 ks 1 bal. **85 Kč**



**M+W select** ČISTIČ JAZYKA

Kombinace s 2řadými štětínkami a 3 měkkými škrabkami umožňuje jemné a důkladné čištění povrchu jazyka. Protiskluzová rukojeť zajišťuje snadnou manipulaci.

**0200825** Čistič jazyka 1 ks **65 Kč**



**M+W select** ORTHOFLOSS MINT

Zubní nit s načechranou střední částí zejména pro čištění velkých prostor mezi zuby, rovnátky, implantáty a části pod můstkem. Voskované, jemné počáteční a koncové kusy lze použít pro konvenční mezizubní čištění. Velmi jemná mátová chuť, netřepí se. Dávkovač s 50 ks na roli.

**0000872** Dispenzer, 50 ks 1 role **65 Kč**



**M+W select** ZUBNÍ VLÁKNO

Pevné zubní vlákno se zařízením pro snadné odřezávání, mátová příchůť. Zubní vlákno Riser - pro citlivé dásně.

**Zubní vlákno:**

**0000875** Voskované, 25 m 1 bal. **64 Kč**

**0000876** Nevoskované, 25 m 1 bal. **64 Kč**

**Zubní vlákno Riser (pro citlivé dásně):**

**0000877** Lehce voskované, 15 m 1 bal. **64 Kč**







**M+W select** HEXAGUM 0,12%

Vyplachovací roztok bez obsahu alkoholu. Obsahuje 0,12% chlorhexidinglukonátu. S příjemnou chutí žvýkačky. Používá se na odborné čištění a péči dutiny ústní i hrdla. Ideální jako preventivní prostředek před každým stomatologickým zákrokem. Zajistí svěží dech, zničí škodlivé mikroorganismy a redukuje vznik zubního plaku. Používání tohoto přípravku předchází vzniku zubních kazů, gingivitě a parodontóze. Lze použít i na podrážděné dásně.

0100880	Lahev, 500 ml	1 ks	320 Kč
0100881	PET-lahev, 5 l (bez pumpičky)	1 ks	1 070 Kč
	Dávkovací pumpička pro 5 l		
0100884	PET-lahev	1 ks	213 Kč

**M+W select** HEXAGUM FORTE 0,2%

Silnější verze vyplachovacího roztoku M+W Hexagum, která obsahuje 0,2% chlorhexidinglukonátu. Bez alkoholu a s příjemnou příchutí žvýkačky. Používá se na odborné čištění a péči dutiny ústní i hrdla. Ideální jako preventivní prostředek před každým stomatologickým zákrokem. Zajistí svěží dech, zničí škodlivé mikroorganismy a redukuje vznik zubního plaku. Používání tohoto přípravku předchází vzniku zubních kazů, gingivitě a parodontóze. Lze použít i na podrážděné dásně.

0100883	Lahev s dávkovací pumpičkou, 500 ml	1 ks	358 Kč
---------	-------------------------------------	------	--------



**M+W select** GUMCARE

Kosmetická ústní voda pro profesionální péči o ústní dutinu. Udržuje svěží dech a díky antibakteriálním účinkům podporuje správnou hygienu úst a hrdla. Optimální k výplachu před každým stomatologickým zákrokem.

**Složení:** 0,1% benzalkoniumchlorid, bez obsahu alkoholu a fluoridů, je tedy vhodná pro děti a dospělé.

0100875	Lahev, 300 ml	1 ks	249 Kč
0100876	PET-lahev, 5 l (bez pumpičky)	1 ks	1 195 Kč
	Dávkovací pumpička pro 5 l		
0100884	PET-lahev	1 ks	213 Kč





 **ORTHO BOX**

Pevná plastová krabička na ortodontické aparáty, protetické práce a jiné, s otvory pro vzduch. Rozměry 80 x 80 x 43 mm.

0198015	Bílá	1 ks	56 Kč
0198016	Růžová	1 ks	56 Kč
0198017	Modrá	1 ks	56 Kč
0198018	Červená	1 ks	56 Kč
0198096	Neonově zeleno-žlutá	1 ks	56 Kč
0198097	Zelená	1 ks	56 Kč

**Páska k Ortho boxu:**

0759030	Červená	1 ks	36 Kč
0759031	Zelená	1 ks	36 Kč
0759032	Modrá	1 ks	36 Kč
0759033	Černá	1 ks	36 Kč
0759034	Bílá	1 ks	36 Kč



 **KRABIČKA NA ROVNÁTKA**

Krabička z odolného plastu o rozměru 78x73x30 mm (šxhxv).

0998015	Bílá	1 ks	37 Kč
0998016	Růžová	1 ks	37 Kč
0998017	Modrá	1 ks	37 Kč
0998018	Zelená	1 ks	37 Kč
0998019	Neonově žluto-zelená	1 ks	37 Kč

 **KARTÁČEK NA ČIŠTĚNÍ PROTÉZ**

Kartáček se 2 čistícími hlavami. Velké ploché pole štětín slouží k důkladnému čištění vnějších oblouků, malé zužující se pole štětín pro těžko dostupná místa ve vnitřních obloucích zubních náhrad.

0200820	Kartáček na čištění protéz	1 ks	62 Kč
---------	----------------------------	------	-------



**NOVÉ**

**M+W select LEŠTÍCÍ KARTÁČKY**

Barevné nylonové leštící kartáčky do kolénka. Nejsou sterilizovatelné ani termodezinfikovatelné.


Balení, 10 ks:			
0200875	Nylon, růžové, soft	1 bal.	298 Kč
0200876	Nylon, modré, střední	1 bal.	298 Kč
0200877	Nylon, bílé, hart	1 bal.	298 Kč
0200878	Nylon, bílé, soft	1 bal.	298 Kč
Velké balení, 100 ks:			
0200879	Nylon, růžové, soft	1 bal.	1 995 Kč
0200880	Nylon, modré, střední	1 bal.	1 995 Kč
0200881	Nylon, bílé, hart	1 bal.	1 995 Kč
0200882	Nylon, bílé, soft	1 bal.	1 995 Kč



**M+W select LEŠTÍCÍ KALÍŠKY NA PROFYLAXI**

Leštící kalíšky s lamelami pro důkladné čištění a leštění. Bez latexu.

Montované do kolénka, 10 ks:			
0200885	Modré, měkké	1 bal.	135 Kč
0200886	Fialové, střední	1 bal.	135 Kč
0200887	Žluté, tvrdé	1 bal.	135 Kč
Montované do kolénka, 100 ks:			
0200888	Modré, měkké	1 bal.	1 090 Kč
0200889	Fialové, střední	1 bal.	1 090 Kč
0200890	Žluté, tvrdé	1 bal.	1 090 Kč
Nemontované (Snap-on), 10 ks:			
0200891	Modré, měkké	1 bal.	95 Kč
0200892	Fialové, střední	1 bal.	95 Kč
0200893	Žluté, tvrdé	1 bal.	95 Kč
0200833	Mandrel Snap-On do kolénka, 10 ks	1 bal.	375 Kč



**M+W select PROFYLAKTICKÁ PASTA**

Čistící a leštící pasta pro profesionální čištění zubů fluoridem a příjemnou mátovou chutí. Díky svým optimálním tixotropním vlastnostem se skvěle nanáší a nestříká.

- Na výběr jsou 4 hrubosti:  
 RDA 250: pro silné nánosy  
 RDA 170: pro střední zbarvení a usazeniny  
 RDA 120: pro malé usazeniny a změnu barvy  
 RDA 40: extra jemná pro finální leštění

Tuba 60 ml/ 100 g:			
0200860	RDA 250, modrá	1 tuba	377 Kč
0200861	RDA 170, zelená	1 tuba	377 Kč
0200862	RDA 120, růžová	1 tuba	377 Kč
0200863	RDA 40, žlutá	1 tuba	377 Kč



## PROFYLAKTICKÝ PRÁŠEK

Profylaktický prášek na bázi hydrogenuhlíčitanu sodného pro účinné odstraňování tvrdých usazenin a zbarvení. Pouze pro supragingivální použití, vhodný pro všechna komerčně dostupná prášková tryskací zařízení. Hrubost 43 µm. Baleno v praktické lahvi 300 g.

Lahev 300 g:

0100887	Citron	1 ks	668 Kč
0100888	Máta	1 ks	668 Kč



## PROFYLAKTICKÝ PRÁŠEK PERIO

Profylaktický prášek na bázi přírodních cukrů pro sub- a supra-gingivální použití.

**Subgingivální aplikace:** odstranění periodontálních biofilmů, čištění implantátů.

**Supragingivální aplikace:** odstranění supragingiválních biofilmů a změna barvy kolem sulku, odstranění zbarvení v citlivých oblastech, leštění zubů. Konečné leštění není nutné. Vhodné pro všechna komerčně dostupná přístroje. Hrubost 15 µm. Balení v praktické 120 g lahvi, neutrální chuť.

0100891	Lahev, 120 g	1 ks	588 Kč
---------	--------------	------	--------



## PEČETIDLO FISUR

Světlem tuhnoucí bílý kompozit pro utěsnění trhlin, s kontinuálním uvolňováním fluoridu.

2x 2ml stříkačka,

0200135	6 aplikačních kanyl	1 ks	640 Kč
---------	---------------------	------	--------



**NOVÉ**


**KOŘENOVÉ NÁSTROJE**

Kvalitně a přesně zhotovené nástroje s velmi dobrým řezným výkonem a vysokou pevností. Nástroje jsou barevně označeny dle velikosti ISO a sterilizovatelné do 134 °C. Balení obsahuje vždy 6 jednotlivě zabalených kusů.

▲ K-Reamer	21 mm		25 mm	
08	0200621		0200632	
10	0200622		0200633	
15	0200623		0200634	
20	0200624		0200635	
25	0200625		0200636	
30	0200626		0200637	
35	0200627		0200638	
40	0200628		0200639	
45	0200629		0200640	
50	0200630		0200641	
15-40	-		0200631	
<b>balení, 6 ks</b>	<b>252 Kč</b>		<b>252 Kč</b>	

■ K-File	21 mm		25 mm	
08	0200642		0200653	
10	0200643		0200654	
15	0200644		0200655	
20	0200645		0200656	
25	0200646		0200657	
30	0200647		0200658	
35	0200648		0200659	
40	0200649		0200660	
45	0200650		0200661	
50	0200651		0200662	
15-40	-		0200652	
<b>balení, 6 ks</b>	<b>252 Kč</b>		<b>252 Kč</b>	

● Hedström	21 mm		25 mm	
08	0200600		0200610	
10	0200601		0200611	
15	0200602		0200612	
20	0200603		0200613	
25	0200604		0200614	
30	0200605		0200615	
35	0200606		0200616	
40	0200607		0200617	
45	0200608		0200618	
50	0200609		0200619	
15-40	-		0200620	
<b>balení, 6 ks</b>	<b>252 Kč</b>		<b>252 Kč</b>	



**VÝPLACHOVÉ ENDOKANYLY**

Sterilní tupé ohebné výplachové kanyly pro Luer nebo Luer-lock stříkačky.

100 ks:

0059506	23 mm, Ø 0,3 mm, žluté (1.)	1 bal.	<b>432 Kč</b>
0059507	23 mm, Ø 0,4 mm, šedé (2.)	1 bal.	<b>360 Kč</b>
0059508	38 mm, Ø 0,5 mm, oranžové (3.)	1 bal.	<b>296 Kč</b>



**ENDO MESSSYSTEM**

Stojánek pro 11 endodontických nástrojů pro přesné stanovení délky a jejich sterilní ukládání, z ušlechtilé oceli s matným povrchem, včetně krytu.

0000684	Endo Messsystem	1 ks	<b>1 115 Kč</b>
---------	-----------------	------	-----------------




**ENDO MESSBLOCK**

Pro nastavení délky endodontických nástrojů, papírových a guta-perčových čepů. Rozměry 103 × 25 × 32 mm. Autoklávatelné do 134 °C.

0400680	Endo Messblock	1 ks	<b>335 Kč</b>
---------	----------------	------	---------------

**NOVÉ**





 PAPIROVÉ ČEPY

Barevně kódované, délka 28 mm.

**Kónicita .02, 200 ks:**

0100644	ISO 15, bílé	1 bal.	164 Kč
0100645	ISO 20, žluté	1 bal.	164 Kč
0100646	ISO 25, červené	1 bal.	164 Kč
0100647	ISO 30, modré	1 bal.	164 Kč
0100648	ISO 35, zelené	1 bal.	164 Kč
0100649	ISO 40, černé	1 bal.	164 Kč
0100650	ISO 15-40 sortiment	1 bal.	164 Kč

**Kónicita .02, 120 ks:**

0100651	ISO 45, bílé	1 bal.	164 Kč
0100652	ISO 50, žluté	1 bal.	164 Kč
0100653	ISO 55, červené	1 bal.	164 Kč
0100654	ISO 60, modré	1 bal.	164 Kč
0100655	ISO 70, zelené	1 bal.	164 Kč
0100656	ISO 80, černé	1 bal.	164 Kč
0100657	ISO 45-80 sortiment	1 bal.	164 Kč

**Kónicita .04, 60 ks:**

0200670	ISO 15, bílé	1 bal.	164 Kč
0200671	ISO 20, žluté	1 bal.	164 Kč
0200672	ISO 25, červené	1 bal.	164 Kč
0200673	ISO 30, modré	1 bal.	164 Kč
0200674	ISO 35, zelené	1 bal.	164 Kč
0200675	ISO 40, černé	1 bal.	164 Kč
0200676	ISO 15-40 sortiment	1 bal.	164 Kč

**Kónicita .06, 60 ks:**

0200677	ISO 15, bílé	1 bal.	164 Kč
0200678	ISO 20, žluté	1 bal.	164 Kč
0200679	ISO 25, červené	1 bal.	164 Kč
0200680	ISO 30, modré	1 bal.	164 Kč
0200681	ISO 35, zelené	1 bal.	164 Kč
0200682	ISO 40, černé	1 bal.	164 Kč
0200683	ISO 15-40 sortiment	1 bal.	164 Kč

 GUTAPERČOVÉ ČEPY

Barevně kódované, délka 28mm, rentgenokonstrastní, rozměrově stabilní.

**Kónicita .02, 100 ks:**


0100630	ISO 15, bílé	1 bal.	256 Kč
0100631	ISO 20, žluté	1 bal.	256 Kč
0100632	ISO 25, červené	1 bal.	256 Kč
0100633	ISO 30, modré	1 bal.	256 Kč
0100634	ISO 35, zelené	1 bal.	256 Kč
0100635	ISO 40, černé	1 bal.	256 Kč
0100636	ISO 15-40 sortiment	1 bal.	256 Kč
0100637	ISO 45, bílé	1 bal.	256 Kč
0100638	ISO 50, žluté	1 bal.	256 Kč
0100639	ISO 55, červené	1 bal.	256 Kč
0100640	ISO 60, modré	1 bal.	256 Kč
0100641	ISO 70, zelené	1 bal.	256 Kč
0100642	ISO 80, černé	1 bal.	256 Kč
0100643	ISO 45-80 sortiment	1 bal.	256 Kč

**Kónicita .04, 60 ks:**

0200684	ISO 15, bílé	1 bal.	256 Kč
0200685	ISO 20, žluté	1 bal.	256 Kč
0200686	ISO 25, červené	1 bal.	256 Kč
0200687	ISO 30, modré	1 bal.	256 Kč
0200688	ISO 35, zelené	1 bal.	256 Kč
0200689	ISO 40, černé	1 bal.	256 Kč
0200690	ISO 15-40 sortiment	1 bal.	256 Kč

**Kónicita .06, 60 ks:**

0200691	ISO 15, bílé	1 bal.	256 Kč
0200692	ISO 20, žluté	1 bal.	256 Kč
0200693	ISO 25, červené	1 bal.	256 Kč
0200694	ISO 30, modré	1 bal.	256 Kč
0200695	ISO 35, zelené	1 bal.	256 Kč
0200696	ISO 40, černé	1 bal.	256 Kč
0200697	ISO 15-40 sortiment	1 bal.	256 Kč






 PERMAROOT

Kořenový výplňový materiál na bázi epoxiaminu, bez obsahu jodoformu a paraformaldehydu. Díky síťovým strukturám je materiál extrémně pružný a těsní pevně a trvale. Je RTG kontrastní, rozměrově stabilní, díky mikrobicidnímu účinku chrání před reinfekcí. Snadné míchání a aplikace z praktické dvoukomorové stříkačky.

0100300	Dvoukomorová stříkačka, 5 ml	1 bal.	890 Kč
0100301	Míchací kanyly, 25 ks	1 bal.	484 Kč
0100302	Endo-koncovky, 25 ks	1 bal.	215 Kč



 PĚNOVÉ VLOŽKY

0198634	Výška 1 cm, Ø 5 cm, 25 ks, vhodné pro Clean Stand	1 bal.	299 Kč
0198629	Výška 0,5 cm, Ø 5 cm, 50 ks, vhodné pro Clin Grip a Interim-Stand	1 bal.	299 Kč
0198628	Výška 1 cm, Ø 6 cm, 25 ks, vhodné pro Twin-Bloc	1 bal.	299 Kč

 PINZETA NA PINY

S drážkou v čelisti k lepšímu uchopení pinů, papírových a gutaperčových čepů.

0000616	Pinzeta na piny	1 ks	615 Kč
---------	-----------------	------	--------



 ENDO-EX

Velmi jemné kleště pro odstraňování zalomených kořenových nástrojů, čepů, jemných kostních a kořenových úlomků.

0040694	Endo-Ex	1 ks	2 264 Kč
---------	---------	------	----------



## VLOŽKY DO ZÁSUVK

Organizéry vhodné pro standardní zásuvky k vybavení praxe. Vyrobeny z vysoce kvalitního, nárazuvzdorného plastu. Krémově bílá barva.

### Plochá vložka (31×41×2 cm):

0559060	4 přihrádky	1 ks	945 Kč
0559063	pro 34 nástrojů	1 ks	945 Kč

### Hluboká vložka (31×41×8,5 cm):

0559061	4 přihrádky	1 ks	945 Kč
0559062	6 přihrádek	1 ks	945 Kč



## DAPPEN LAHVIČKA

Z čirého skla, není vhodné pro sterilizaci a termodezinfekci.

0100030	Čirá	1 ks	84 Kč
0100031	Žlutá	1 ks	84 Kč
0100032	Růžová	1 ks	84 Kč
0100033	Zelená	1 ks	84 Kč
0100034	Modrá	1 ks	84 Kč



## UNIVERZÁLNÍ DÁVKOVAČ RUČNÍKŮ

Uzamykatelný dávkovač ručníků vyrobený z bílého plastu s průhledem. Kapacita až 600 papírových ručníků. Lze použít pro všechny ručníky C, ZZ i Interfold - se složenými záhyby (adaptér se prodává samostatně). Rozměry dávkovače jsou 36,5 × 27,6 × 13,0 cm (v × š × h).

0100502	Dávkovač	1 ks	843 Kč
0100503	Adapter Interfold	1 ks	71 Kč





KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ.

**Dentamed (ČR), spol. s r. o.**  
Pod Lipami 41  
130 00 Praha 3

+420 266 007 111  
info@dentamed.cz  
mwdental.cz | dentamed.cz

Dentamed