

# Endodoncie

do každé ordinace

Platnost do  
30. června 2022

2022  
01

SPECIÁLNÍ NABÍDKA POTŘEB PRO ENDODONCII

## Výkony bez hranic.



Dentamed

Volejte zdarma **800 149 657**

Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3 / [info@dentamed.cz](mailto:info@dentamed.cz) / [dentamed.cz](http://dentamed.cz)

# Naši specialisté na endodoncii jsou tu k Vaším službám

- pomohou zorientovat se v široké nabídce
- přivezou, předvedou a poradí s produkty ve Vaší ordinaci
- poskytnou konzultace po telefonu
- jsou nápomocni při praktických školeních
- pomohou se záručními i pozáručními opravami

Začínáte s endodoncií?  
Postavíme Vám „endo“ na míru.  
Chybí Vám něco?  
Potřebujete poradit?

**Kontaktujte nás.**



**Alena Puhlovská**

produkt manažer  
endodoncie

+420 602 445 616

alena.puhlovska  
@dentamed.cz



**Miroslava Trajerová**

Čechy

+420 724 359 918

miroslava.trajerova  
@dentamed.cz



**Roman Fiala**

Čechy

+420 608 722 287

roman.fiala  
@dentamed.cz



**Martin Čech**

Vých. Čechy a Vysočina

+420 606 810 415

martin.cech  
@dentamed.cz



**Daniel Gurica**

Morava a Slovensko

+420 602 166 533

daniel.gurica  
@dentamed.cz



[dentamed.cz/endodoncie](https://dentamed.cz/endodoncie)



# Obsah

- Endo novinky 2022 | str. 4-9
- Lupové brýle | str. 10-11
- Endo přístroje | str. 12-21
- Kofferdam | str. 22-27
- Kavita a zprůchodnění | str. 28-29
- Ni-Ti nástroje | str. 30-35
- Reendo a pomůcky | str. 36-37
- Výplachy | str. 38-43
- Biomateriály a aplikace | str. 44-51
- Kořenové výplně | str. 52-53
- Obturace | str. 54-56
- Kořenové čepy | str. 57-60
- Ultrazvuk | str. 61
- Zalomené nástroje | str. 62-63
- Apikální chirurgie a piezo | str. 64-65



## Teoretické školení i praktický kurz v Praze Endodoncie bez stresu

Pro stomatology

Nové téma

Workshop

Překlad do ČJ

Dr. Grzegorz Witkowski (PL)

### Teoretická část

Endodontické ošetření může být pro praktického zubního lékaře velmi stresující. Ošetření má několik aspektů, které vedou k úspěchu nebo k selhání. Na této přednášce se naučíte jak na endodontické ošetření, aby bylo předvídatelné a úspěšné a zároveň co dělat, pokud něco selhává. Pokud máte rádi klinický přístup a klinické tipy a triky, je tato přednáška právě pro vás.

### Praktický nácvik

Během praktik si provedete typické endodontické ošetření, od preparace až po zaplnění kanálku. Budeme diskutovat jak zvolit vhodné nástroje a obturační techniky a také co je nejdůležitější částí každého endodontického ošetření. Zároveň se naučíte, jak řešit typické endo problémy.



## Víkendové školení v Doksech

Pro stomatology

Nové téma

## Nové trendy v endodoncii

MUDr. Ivan Martin ml.  
Dr. Grzegorz Witkowski (PL)

### Pátek, 24. června 2022

Endodontické ošetření může být pro praktického zubního lékaře velmi stresující. Ošetření má několik aspektů, které vedou k úspěchu nebo k selhání. Na této přednášce se naučíte jak na endodontické ošetření, aby bylo předvídatelné a úspěšné a zároveň co dělat, pokud něco selhává. Pokud máte rádi klinický přístup a klinické tipy a triky, je tato přednáška právě pro vás.

Během praktik si provedete typické endodontické ošetření, od preparace až po zaplnění kanálku. Budeme diskutovat jak zvolit vhodné nástroje a obturační techniky a také co je nejdůležitější částí každého endodontického ošetření. Zároveň se naučíte, jak řešit typické endo problémy. **Doprovodný program: Večerní prohlídka hradu Houska**

### Sobota, 25. června 2022

Biomateriály – velké téma současné stomatologie. Chemické složení kalcium silikátových materiálů, vlastnosti, indikace. Přehled biomateriálů na českém trhu. Výplachy a jejich vliv na konečné zaplnění kořenového kanálku. Nehody s výplachovými roztoky a jejich akutní řešení. Praktický nácvik aplikace biomateriálů (k dispozici 5 typů a 5 typů MTA), rozdílné konzistence, rozdílné indikace.

**Doprovodný program: okružní plavba po Máchově jezeře a večer diskuze se sklenkou vína.**

### Neděle, 26. června 2022


PRF – využití nejen v endodoncii. Podstata a výhody krevních derivátů. Využití bude prezentováno na klinických případech.

# Endodoncie online & přehledně

**4 261** endo produktů  
na [eshop.dentamed.cz](http://eshop.dentamed.cz)

**endopřístroje** přehledně  
na [dentamed.cz](http://dentamed.cz)

pravidelný **mailing**  
s endonovinkami



**ProTaper Ultimate** je poslední generací preparačních nástrojů. Kompletní sekvence pokrývá většinu anatomí, se kterými se v kořenovém kanálku setkáte. Nástroje jsou vyrobené z drátů o síle 1 mm, pouze nástroj FX je stejně jako původní generace z drátu o síle 1,2 mm. Otáčky 400 ot/min, torze 4,0 – 5,2 Ncm. Balení obsahuje 3 ks, 6 ks nebo sekvence 5 ks (Slider, Shaper, F1 – F3). Délky 21, 25 nebo 31 mm.

**MAILLEFER**


Novinka

- ★ Zvýšená flexibilita a odolnost proti cyklické únavě
- ★ Vyrobeno z užšího drátu 1 mm (kromě FX) – méně redukuje tvrdé zubní tkáň
- ★ Kratší sekvence
- ★ Rovnoměrné rozložení pracovního zatížení – plynulé přechody
- ★ Více prostoru pro detrit
- ★ Méně tření = méně smear layer
- ★ Méně alternuje průběh kořenového kanálku
- ★ Rotační i ruční varianty (silikonová držátka)

SX	020/.03v	NiTi Gold nástroj na úpravu vchodu do kořenového kanálku
Slider	016/.02v	NiTi m-wire nástroj na vytvoření Glide Path ( hladké cesty )
Shaper	020/.04v	NiTi Gold nástroj na preparaci v koronálních dvou třetinách
F1	020/.07v	NiTi Gold nástroj na opracování apikální třetiny
F2	025/.08v	NiTi Gold nástroj na opracování apikální třetiny
F3	030/.09v	NiTi Gold nástroj na opracování apikální třetiny
FX	035/.12v	NiTi blue nástroj, kterým lze začít u velkých a rovných k. kanálků
FXL	50/.10v	NiTi blue nástroj na apikální třetinu, pracovní část 7 mm

balení	běžná cena	akční cena	od 5 balení
Nástroje, 3 ks	1 261 Kč	<b>1 140 Kč</b>	<b>1 070 Kč</b>
Nástroje, 5 ks	2 101 Kč	<b>1 899 Kč</b>	<b>1 790 Kč</b>
Nástroje, 6 ks	2 521 Kč	<b>2 280 Kč</b>	<b>2 140 Kč</b>

Kompletní sekvence je dostupná i v ruční verzi.



### Výplachová plastová kanyla 30G

Výplach

Modrá výplachová kanyla z polypropylenu 30G, délka 27 mm, kónus .04. Kalibrace 18, 19, 20 a 22 mm.



obj. číslo	příslušenství	běžná cena	akční cena
9039373	Výplachová kanyla, 40 ks	2 128 Kč	<b>1 890 Kč</b>
9052907	Výplachová kanyla, 5 ks	343 Kč	<b>310 Kč</b>

### Smart Lite Pro EndoActivator Již brzy na trhu!




### Endoactivator

Aktivace výplachu

Bezdrátový ruční přístroj (pracuje na baterie AA) pro aktivaci výplachového roztoku v kořenovém kanálku během endodontického ošetření. Má tvar kolénkového násadce, umožňuje snadší přístup do postranního úseku. Tři rychlosti - vysoká, střední, pomalá, sonický motor.

MAILLEFER



modrá = 035

červená = 025

žlutá = 015

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9027409	Set	17 439 Kč	<b>15 700 Kč</b>
9027225	Přístroj	10 887 Kč	<b>9 800 Kč</b>
902812X	Koncovky, 25 ks	1 941 Kč	<b>1 740 Kč</b>
0188025	Ochranný obal, 100 ks	833 Kč	<b>760 Kč</b>


Dentsply  
Sirona  
Endodontics

### Gutaperčové čepy Conform Fit

obj. číslo: 9052791



**520 Kč** ~~583 Kč~~

Conform Fit gutaperčové čepy jsou vyráběné vstříkováním, to umožňuje precizní tvar. Neobsahují přírodní gutaperču. Přenos tepla až 5 mm. Balení 60 ks. Sortiment obsahuje 12x F1, 24x F2 a 24x F3.



### Papírové čepy ProTaper Ultimate

Vysoce absorpční papírové čepy přesné velikosti. Balení 180 ks.



obj. čísla: 9052785-90

**760 Kč** ~~842 Kč~~

AH Plus® biokeramický sealer

# V čem tento sealer vyniká?

Bioaktivita biokeramických sealerů je důležitá, ale pro zajištění stabilního utěsnění potřebujete víc. Utěsnění apikální oblasti je kompletní až poté, co sealer ztuhne. AH Plus® biokeramický sealer se odlišuje od jiných sealerů tím, že rychle tuhne, je velmi odolný vůči vymytí a vykazuje vyšší radioopacitu oproti jiným přípravkům na trhu.

**vysoká  
odolnost  
vůči vymytí**

**25 %  
vyšší  
radioopacita**

**60 %  
rychlejší  
tuhnutí**

 **Dentsply  
Sirona**

## AH Plus® biokeramický sealer

Návod krok za krokem

- 1 Po dokončení preparace vydezinfikujte a vysušte kořenový kanálek.
- 2 Vybte hlavní čep, který odpovídá velikosti apikální preparace.
- 3 Odstraňte šedý kryt z kanyly, vytlačte malé množství sealeru a zlikvidujte ho.
- 4 Nasadte na stříkačku novou kanylu 24G.
- 5 Zkontrolujte, zda je možné sealer snadno vytlačit.



### Vlastnosti, varování a preventivní opatření:

- Doba tuhnutí: 2-4 hodiny
- Nepoužívejte u pacientů, kteří jsou alergičtí na jakoukoli součást biokeramického sealeru AH Plus®
- Vyhnete se přeplnění
- Sealer by měl být aplikován ihned po zavedení kanyly 24G, protože může ztuhnout při kontaktu se vzduchem
- Skladování: Po použití očistěte vnější část stříkačky a odstraňte všechny přebytečný sealer. Našroubujte skladovací uzávěr dodávaný s produktem pevně na konec stříkačky. Vložte stříkačku do fóliového pouzdra a pouzdro neprodyšně uzavřete.





## Rychlejší tuhnutí

4 hodiny

## Rozměrově stabilní

nízká rozpustnost 0,11% a vysoká odolnost vůči vymytí pro stabilní a dlouhodobé utěsnění kořenového kanálku

## Vyšší radioopacita

oproti jiným materiálům na trhu

## Biokompatibilní

zajišťuje ideální prostředí pro tvorbu hydroxyapatitu, čímž usnadňuje tělu vlastní proces hojení

## Estetika

neobsahuje oxid bismutitý, takže nezabarvuje zub, radioopákním činidlem je oxid zirkoničitý

## Odstranitelnost

je odstranitelný i po ztuhnutí běžným ručním nebo strojovým Ni-Ti nástrojem

obj. číslo	příslušenství	zaváděcí cena	akční cena
9052864	Starter Kit: 1x sealer v 3g stříkačce, 20x aplikační kanyla a 5x skladovací uzávěr	3 655 Kč	<b>3 100 Kč</b>
9052862	Refill: 3g sealer ve stříkačce a 5x sklad. uzávěr	2 999 Kč	<b>2 700 Kč</b>
9052863	Kanyly, 20 ks	935 Kč	<b>860 Kč</b>



- Kanylu 24G zavedte maximálně do střední třetiny kořenového kanálku.
- Vytlačujte sealer, dokud se neobjeví v ústí kořenového kanálku. Udržujte během vytlačování koncovku ponořenou do sealeru z důvodu eliminace bublin.



- Zavedte hlavní čep do kořenového kanálku a dotlačte ho na apikální stop.
- Vyhňte se nadměrnému tlaku, aby nedošlo k přetlačení za foramen apicale.



- Odřízněte a odstraňte koronární část hlavního čepu ve vstupu do kořenového kanálku
- Kondenzujte koronární část čepu pluggerem odpovídající velikosti a tvaru.
- Zkontrolujte rentgenovým snímkem.

dentsplysirona.com/ifu

# ZenFlex™

## NiTi Rotační Tvarovací Nástroj

### Maximální síla. Minimálně invazivní.

Anatomie kořenového kanálku každého pacienta je jedinečná. Se systémem ZenFlex budete mít k dispozici efektivitu řezání a správnou rovnováhu mezi silou a flexibilitou, kterou potřebujete k tomu, abyste se mohli přizpůsobit širokému spektru zakřivení i v těch nejsložitějších anatomických kořenových kanálkách. Prozkoumejte celou řadu odlišujících se funkcí, díky nimž je ZenFlex chytrou investicí pro vaši endodontickou praxi.



### BALENÍ PO 6 KUSECH

Kónicita	Hrot	21mm	25mm	31mm
.04	.20	818-1206	818-1207	818-1208
.04	.25	818-1256	818-1257	818-1258
.04	.30	818-1306	818-1307	818-1308
.04	.35	818-1356	818-1357	818-1358
.04	.40	818-1406	818-1407	818-1408
.04	.45	818-1456	818-1457	818-1458
.04	.50	818-1506	818-1507	818-1508
.04	.55	818-1556	818-1557	818-1558
.06	.20	818-2206	818-2207	818-2208
.06	.25	818-2256	818-2257	818-2258
.06	.30	818-2306	818-2307	818-2308
.06	.35	818-2356	818-2357	818-2358
.06	.40	818-2406	818-2407	818-2408
.06	.45	818-2456	818-2457	818-2458
.06	.50	818-2506	818-2507	818-2508
.06	.55	818-2556	818-2557	818-2558

### SORTIMENTNÍ SADA

Kónicita	Hrot	21mm	25mm
.04	.20 .25 .30 .35 .40 .45	818-1421	818-1425
.06	.20 .25 .30 .35 .40 .45	818-1621	818-1625

Název: ZenFlex™. Určený účel: ZenFlex™ je rotační nástroj, který se používá k tvarování a čištění kořenových kanálků při endodontickém ošetření. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na [www.kerrdental.com](http://www.kerrdental.com).


**1315 Kč**  
včetně DPH

## KUP 2 balení ZenFlex za cenu 1!

Nabídka platí do 30. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Díky tvaru a patentovanému způsobu tepelného zpracování, ZenFlex poskytuje kvalitu a vlastnosti pro zvládnutí i té nejsložitější anatomie kořenových kanálků.

- Vysoká účinnost řezání
- Minimálně invazivní
- Ideální rovnováha síly a pružnosti
- Řízená paměť



### Doporučené Gutta Perči:

.04 Kónicita - 952-0011, Gutta Percha Medium Fine  
.06 Kónicita - 972-0102, Auto Fit Greater Taper .06 Gutta Percha

Pro větší flexibilitu a kontrolu, ZenFlex spolupracuje s vaším endo motorem a násadci 8:1.

# Kerr™

Novinka

## PIEZOMED MODULE ZCELA MĚNÍ SVĚT CHIRURGICKÝCH PŘÍSTROJŮ



STAČÍ JENOM PŘIPOJIT  
A Z CHIRURGICKÉHO MOTORU  
SE HNED STANE PIEZO.  
DVA CHIRURGICKÉ PŘÍSTROJE  
V JEDNOM!

Speciální nabídka!  
**Novinka!**  
při uvedení na trh



### Kompletní sestava

- › Piezomed Module Plus SA-435M
- › Implantmed Plus SI-1023
- › Kolénko 20:1 WS-75 L
- › Kabelový nožní ovladač S-N2
- › Světelný motor EM-19 LC

**249 591 CZK**



### Pouze piezo chirurgie kdykoli rozšiřitelná na kompletní sestavu přidáním motoru

- › Piezomed Module Plus SA-435M
- › Řídicí jednotka Implantmed SI-1023
- › Kabelový nožní ovladač S-N2

**168 251 CZK**




### PRO UŽIVATELE IMPLANTMED PLUS SI-1023

### Piezomed Plus Module SA-435M Plug and play

- › Výkon 24W
- › Světelný piezonásadec SA-40 L
- › Funkce automatické detekce hrotů
- › Momentový klíč
- › Knihovna oblíbených hrotů
- › 6 hadiček

**147 015 CZK**



### Osstell Beacon

Díky němu změříte nejen primární stabilitu implantátu, ale i jeho postupující osseo-integraci a můžete tak lépe rozhodnout o jeho zatížení.

**Propojitelný  
s Implantmed Plus SI-1023**

**59 500 CZK**

Produkty na této straně jsou zdravotnické prostředky. Všechny informace o správném použití naleznete v návodu k použití, který je ke stažení u jednotlivých produktů na webových stránkách [eshop.dentamed.cz](http://eshop.dentamed.cz).

 **OSSTELL**  
A W&H COMPANY

# Opravdu potřebujete mikroskop?

**ZVĚTŠENÍ  
A ERGONOMIE  
PŘI PRÁCI**

**Pracujte efektivně a šetřete náklady  
s prizmatickými lupami SurgiTel**

- ✦ Jediné zvětšení 10× na trhu
- ✦ Prizmatická optika pro perfektní zvětšení
- ✦ Širší zorné pole – patentovaný design
- ✦ Vyšší hloubka ostrosti – unikátní technologie výroby
- ✦ Ergo Fit nosní sedla pro stabilitu a snadnou úpravu
- ✦ Individuální přizpůsobení vašemu typu obličeje
- ✦ K dispozici FLM ( front-lens-mounted) a TTL (through-the-lens)
- ✦ Zvětšení od 2,5× do 10×

## George Grayson

*Používám 8,0× TTL se světlem H.I. Mini LED, to mi umožňuje vizualizaci až 30µm nebo 0,03mm. Při tomto zvětšení jsou i fraktury lehce viditelné. Někdy je potřeba použít mikroskop s vizualizací 10µm – 0,01mm. Při zvětšení 6,5× / 8,0× dosáhnete vizualizace od 50µm – 0,05mm, což je komfortní pro většinu úkonů. Mikroskop tak používám jen zřídka.*



## MUDr. Marek Matoušek

*Pracovat bez zvětšení je jako pracovat se zavázanýma očima. Čím lepší optika, tím zábavnější práce a po čase i radostnější kontrola.*





# Šetřete své oči díky šetrnému světlu

Škodlivost modrého světla se objevuje hlavně z nepřirozeného zdroje, tedy toho, který nepochází ze slunečního záření. Povrch našich očí nedokáže zabránit průniku paprsků modrého světla do sítnice, což může z dlouhodobého hlediska vést k řadě zdravotních problémů (ne-kvalitní spánek, digitální únava očí – rozmazané vidění, suchost, bolesti hlavy a v nejhorším případě i trvalé poškození sítnice).



světlo	využití	barva světla	teplota světla
Cool	chirurgie	bluish white / namodralá bílá	5700 K
Neutral	endo a ostatní	neutral white / neutrální bílá	4000 K
Warm	endo a ostatní	halogen like white / bílá jako halogen	3000 K



## Micro LED

Nejlehčí světlo, výkon 3 W, 10 000 – 48 000 Lx, průměr paprsku 10 mm, hmotnost 7.9 g, výdrž baterie 9 hodin, dobíjení 2-3 hodiny. Varianty teploty světla: cool, neutral a warm. Oranžový filtr v ceně.

Micro LED

**27 990 Kč** ~~35 200 Kč~~

## H.I. Mini LED

Velmi intenzivní světlo, výkon 3 W, 10 000 – 75 000 Lx, průměr paprsku 8 mm, hmotnost 12,6 g, výdrž baterie 9 hodin, dobíjení 2-3 hodiny. Varianty teploty světla: cool, neutral a warm. Oranžový filtr není v ceně.

Mini H.I. LED

**31 200 Kč** ~~45 600 Kč~~

Oranžový filtr

**600 Kč** ~~840 Kč~~



# SurgiTel®

# Prověřená kvalita

**VDW**<sup>®</sup>

Endo  
Easy  
Efficient



## VDW Gold Reciproc

Endomotor s apexlokátorem. Rotační a reciprokační pohyb, knihovna nástrojů, možnost vlastního nastavení, Auto Reverse, kontrola torzního momentu. 200-3200 ot./min, 0,2-5,0 Ncm torze, ANA program – automatické snížení torze při rozeznání náročné anatomie.

Akční cena platí pro samostatný endomotor.

VDW Gold Reciproc

**69 900 Kč** ~~100 732 Kč~~



## VDW Silver Reciproc

Endomotor s rotačním a reciprokačním pohybem. Knihovna nástrojů, možnost individuálního nastavení, autoreverse. 250-1000 ot./min., 0,2-4,1 Ncm torze.

Akční cena platí pro samostatný endomotor.

VDW Silver Reciproc

**40 900 Kč** ~~57 417 Kč~~



Sledujte Facebook Dentamed Endo tým, kde budeme o nových akčních nabídkách informovat.

## VDW Reciproc Direct

První reciprokační kolénko na trhu

Kolénko Reciproc Direct lze připojit na jakoukoliv zubní soupravu. Jednoduše ho připojte na váš elektrický nebo vzduchový motor a získáte přístup k reciprokační jednonástrojové endodoncii. Profitujte z inovativního inženýrství, díky kterému lze použít Reciproc nástroje bezpečně a účinně.

**VDW**® Endo  
Easy  
Efficient




objednávací číslo: 9051170

**25 600 Kč** ~~30 517 Kč~~

## Raypex 6

Skládací provedení, velký barevný dotykový displej, automatická kalibrace, intuitivní ovládání. Pracuje na NiMH dobíjecí baterie, nabíječka je součástí balení.



objednávací číslo: 0058006

**24 990 Kč** ~~33 676 Kč~~

## VDW Reciproc Direct Starter Kit Blue

Objednávací číslo: 9037002

Balení Reciproc Direct Starter Kit Blue (9037002) obsahuje kolénko, 24 ks nástrojů Reciproc Blue 25 mm (sterilní, 12x R25, 6x R40, 6x R50), mazací nástavec pro ruční lubrikaci, návod k použití a uživatelská kartička.



objednávací číslo: 9037002

**36 990 Kč** ~~44 075 Kč~~

## ProPex PIXI

Kontrola a komfort. Multifrekvenční technologie, pracuje ve vlhkých i suchých kanálcích, není třeba kalibrovat, vizuální a zvuková kontrola (4 nastavení hlasitosti). Pracuje na dobíjecí baterie (1.2V AAA NiMH). Nabíječka je součástí balení.

**MAILLEFER**

**Dentsply  
Sirona**  
Endodontics



objednávací číslo: 9030177

**19 900 Kč** ~~22 842 Kč~~

# Pro svobodu pohybu



Pro ty z Vás, kteří preferují **svobodu bezdrátového provedení** a samostatné přístroje.

Novinka

## E-Connect Pro

Bezdrátový endomotor s rotačním a reciprokačním pohybem. 9 editovatelných rotačních programů (M1-M9), 1 reciprokační program (M0) s 5ti možnostmi nastavení: Reciprokace One Mode Fwd 30°-Rew150°, Fwd 150°-Rew 30°, Fwd 180°-Rew 30°, Fwd 210° - Rew 30° a Fwd 250° - Rew 30°. Max. počet otáček 1.000. Lze upravit počet otáček a torzi. Autoklávatelné kolénko s miniaturní hlavičkou, nasazení v rozsahu 340°.

Integrovaná funkce pro propojení endomotoru s apexlokátorem E-Pex.

objednávací číslo: 9050445

**17 900 Kč** ~~21 900 Kč~~


obj. číslo	příslušenství	běžná cena	akční cena
9038199	Stojánek na handpiece	501 Kč	<b>440 Kč</b>
9038197	Pevný izolační návlek, 1 ks	167 Kč	<b>150 Kč</b>
9038198	Jednorázové návleky, 100 ks	835 Kč	<b>710 Kč</b>
9038680	Háček na nástroje, 2 ks	835 Kč	<b>710 Kč</b>
9038636	Retní klip, 2 ks	417 Kč	<b>380 Kč</b>
9050452	Tester apexlokátoru	334 Kč	<b>280 Kč</b>

## E-Pex Pro

Apexlokátor s pokročilou multifrekvenční technologií. Vysoká přesnost ve vlhkých i sušších kanálcích. Velký 3,5" LCD barevný displej, automatická kalibrace, kompaktní velikost a dobrá stabilita. Výkonná 1500 mAh Lithium baterie. Vhodný pro propojení s endomotorem E-Connect Pro. Retní klipy a háčky na nástroje jsou shodné s těmi pro E-Connect S.

objednávací číslo: 9050446

**5 900 Kč** ~~6 900 Kč~~





# Vše v jednom




Pro ty z Vás, kteří preferují svobodu bezdrátového provedení a vše v jednom přístroji.

## E-Connect S

Bezdrátový endomotor se zabudovaným apexlokátorem, rotačním, reciprokačním a adaptivním pohybem

- Rotační pohyb, zpětný chod
- Reciprokační pohyb, lze nastavit v rozpětí 30°-370°
- Torze 0,5 – 4,0 Ncm, otáčky 120 – 1000 ot./min.
- Mikrohlavička kolénka s pozlacenými kontakty
- Integrovaný multifrekvenční apexlokátor s přiblížením na posledních 0,5 mm. Funkce Auto slow-down, Auto-stop a Auto-reverse. Lze použít i jako samostatný apexlokátor
- ATC adaptivní kontrola torze, při zatížení automaticky přepne na reciprokační pohyb a při uvolnění se vrátí k rotačnímu pohybu
- Auto-start – pokud je funkce zapnuta a pacient má připnutý retní klip, spustí se motor automaticky po zavedení do kanálku a při vytažení se sám vypne
- Knihovna nástrojů – přednastaveno je 26 různých systémů, dalších 11 programů je pro individuální nastavení
- Autoklárovatelný průhledný návlek na kolénko, kromě hygienické funkce slouží i jako izolátor při používání apexlokátoru
- Displej lze přetočit podle toho, zda s motorem pracuje pravák či levák



obj. číslo	příslušenství	běžná cena	akční cena
9038199	Stojánek na handpiece	501 Kč	<b>440 Kč</b>
9038197	Pevný izolační návlek, 1 ks	167 Kč	<b>150 Kč</b>
9038198	Jednorázové návleky, 100 ks	835 Kč	<b>710 Kč</b>
9038680	Háček na nástroje, 2 ks	835 Kč	<b>710 Kč</b>
9038636	Retní klip, 2 ks	417 Kč	<b>380 Kč</b>
9038200	Tester apexlokátoru	334 Kč	<b>280 Kč</b>

objednací číslo: 9038100

**21 900 Kč\*** ~~36 900 Kč~~

\* Akční cena platí při nákupu 6 balení NiTi nástrojů dle vlastního výběru. Bez této akce je akční cena 26 990 Kč.



## Air Pex Eighteeth

Mini bezdrátový apexlokátor s indukčním nabíjením. Hmotnost 15 g, rozměry 4,8 x 2,8 x 1,6 cm.



objednací číslo: 9039970

**6 900 Kč** ~~9 600 Kč~~



# Eighteeth



## **E-xtreme**


Make Essence to Extreme

Smaller Lighter Quieter than ever



### Specifications

E-CAN Mini Contra Angle  
Weight: 23.5 g



## **E-connect Pro**

Cordless Endomotor




Connect with E-PEX



### Specifications

E2 Contra Angle  
Weight: 45 g




## **E-value**

Brushless Endo Motor



### Specifications

E-CAN Pro Contra Angle  
Weight: 25 g




## **E-connect S**

Endomotor With  
Built-in Apex Locator



### Specifications

E2 Contra Angle  
Weight: 45 g



# Porovnání endomotorů



**E-xtreme**



99 g



120-650 rpm



0.5-4.0 N·cm



REC, FWD, REV



360°



800 mAh



**E-connect Pro**



160 g



120-1000 rpm



0.5-4.0 N·cm




REC, FWD, REV



340°



1500 mAh



Connect with E-PEX



**E-value**



160 g



120-1000 rpm



0.5-4.0 N·cm



ATC, REC, FWD, REV



360°



1900 mAh



**E-connect S**



170 g



120-1000 rpm



0.5-4.0 N·cm



ATC, REC, FWD, REV



340°



1500 mAh



Built-in Apex Locator



# Novinky Eighteeth

## E-Value

Bezuhlíkový endo motor s barevným displejem. Rotační, reciprokační a ATC adaptivní pohyb – kontrola torze u rotace, při překročení přejde do reciprokačního pohybu, po uvolnění se vrátí zpět k rotaci. Možnost nasazení kolénka v rozpětí 360°. Bezuhlíkový motor je spolehlivý, odolný a výkonný. Knihovna nástrojů a 10 programů k vlastnímu nastavení. OLED barevný displej, nastavení pro praváky i leváky. Dlouhá životnost lithiové baterie s vysokou kapacitou 1900mAh. Bezešvý obal pro snazší čištění. Rozsah otáček 120 až 1000 ot./min. Torze až 4 Ncm.



objednací číslo: 9053038

**19 990 Kč** ~~26 600 Kč~~

## UltraMint PRO EMS

Ultrazvukový přístroj, výkon 25 kHz - 42 kHz, nádobka 900 ml, světelný násadec EMS, autoklávovatelný box na násadec, momentový klíč a 6 koncovek. Součástí balení jsou koncovky G1, G2 a G4 (scaling), P1 a P3 (paro) a E4 (endo). Inteligentní samočištění, chlazení vodou z nádržky nebo napojení hadičkou ke křeslu (hadička je součástí balení), nožní pedál.



Novinka

objednací číslo: 9052612

**19 900 Kč** ~~27 100 Kč~~

# Novinka: E-Xtreme



## Menší, lehčí, tišší.

## Bezdrátový endomotor s rotačním a reciprokačním pohybem



Shlédněte video Eighteeth Wireless Endo Motor E-xtreme pohledem Dr. Riccardo Toniniho ze Style Italiano Endodontic


### E-Xtreme

Úzké kolénko s miniaturní hlavičkou, možnost nasazení v rozpětí 360°. Ergonomický tvar pro maximální komfort a mobilitu. Nízká hmotnost snižuje únavu rukou. Tišší chod díky inovativnímu motoru se sníženým přenosem hluku zevnitř. Displej lze přetočit podle toho, zda s motorem pracuje pravák či levák.

Paměť **M0** pro reciprokační pohyb s 5 možnostmi volby rozsahu:

(1) fwd 30° rev 150°, (2) fwd 150° rev 30°,  
(3) fwd 180° rev 30°, (4) fwd 210° rev 30°  
nebo (5) fwd 250° rev 30°.

Paměť **M1 - M9** pro individuální nastavení rotačního pohybu nebo volbu z knihovny nástrojů.  
Hmotnost 99 g, torze 0,5 – 4,0 Ncm a otáčky 120 – 650 ot./min



objednáací číslo: 9051205

**17 900 Kč** ~~19 200 Kč~~

### Ultra X

Ultrazvukový přístroj na aktivaci výplachu, frekvence 45Khz, 2 intenzity nastavení, hmotnost pouze 95 g, výkonná baterie 1500 mAh, vydrží 4,5 hodiny ve spuštěném režimu, pokud se baterie vybije, lze pracovat s připojeným síťovým kabelem. Balení obsahuje přístroj, stojánek, síťový kabel, 2x zlatou, 2x modrou a 2x stříbrnou koncovku, utahovací klíč a ochranný obal.

Tři koncovky:

**X Gold** – super výkon

**X Blue** – lze předechnout

**X Silver** – měkká a flexibilní.



obj. číslo	příslušenství	běžná cena
6251041	Koncovka Silver, 21 mm, 2 ks	<b>700 Kč</b>
6251042	Koncovka Gold, 18 mm, 2 ks	<b>700 Kč</b>
6251043	Koncovka Blue, 18 mm, 2 ks	<b>700 Kč</b>
6204002	Pevný izolační návlek, 1 ks	<b>260 Kč</b>

objednáací číslo: 9039513

**14 200 Kč** ~~15 602 Kč~~



# 3D obturace



## Fast Fill

Bezdrátový obturační přístroj – 3D plnění teplou gutaperčou. Doba nahřívání na 200 °C pouze 20 s, kompletní dobítí baterie do 4 hodin. Balení obsahuje přístroj, dokovací stanici, 2x jehly Silver Tube (23G a 25G), pár kusů peletek jako vzorek a šestihranný klíč na čištění přístroje a na předehnutí jehly.



### Fast Fill jehly

Autoklávovatelné stříbrné jehly na vícenásobné použití  
Plynulé vytlačení gutaperči do kořenového kanálku  
360° otáčení jehly pro snadnou manipulaci v jakémkoliv úhlu  
Snadná údržba a výměna



### Motorizované vytlačení gutaperči

Zaručuje plynulé vytlačení s volbou požadované rychlosti  
Zamezuje vytváření mikropár a zajišťuje homogenní obturaci  
Eliminuje únavu rukou oproti ručnímu vytlačení



### Přehledný displej

Tři individuálně nastavitelné paměti T1-T3  
Teplotní rozsah 100°C - 200°C  
Rychlost vytlačení – Low (nízká), Medium (střední), High (vysoká)  
Indikátor zbývající gutaperči



### Intuitivní design

Elegantní a ergonomický násadec  
Tlačítko pro spuštění vytlačení gutaperči  
LED indikátor připraveno k použití



### Výkonná baterie

2600 mAh Lithium baterie s dlouhou výdrží  
V případě slabé baterie lze přístroj použít se síťovým adaptérem.

## Videonávody

Výměna jehly (sestavení).



Výměna jehly (demontáž).



23 Gauge Large



25 Gauge Small



obj. číslo	příslušenství	běžná cena	akční cena
9051052	Fast Fill Bending Tool	520 Kč	<b>480 Kč</b>
9050338	Silver Tube 25G s objímkou, černá, 1 ks	1 200 Kč	<b>990 Kč</b>
9050339	Silver Tube 23G s objímkou, natural, 1 ks	1 200 Kč	<b>990 Kč</b>
9050336	Silver Tube 25G, černá, 1 ks	310 Kč	<b>280 Kč</b>
9050337	Silver Tube 23G, natural, 1 ks	310 Kč	<b>280 Kč</b>
9050807	Silver Tube 25G, černá flexibilní, 2 ks	620 Kč	<b>560 Kč</b>
9051019	Silver Tube 23G natural flexibilní, 2 ks	620 Kč	<b>560 Kč</b>

objednací číslo: 9050052

**17 990 Kč** ~~23 300 Kč~~



## Gutta Percha Obturator

Gutaperčové peletky. Balení obsahuje 100 ks Medium.



objednací číslo: 9050274

**590 Kč** ~~690 Kč~~

Poradíme Vám s výběrem.

Přístroje přivezeme předvést do Vaší ordinace.

[endodoncie@dentamed.cz](mailto:endodoncie@dentamed.cz)

# Eighteeth za příjemné ceny



## Fast Pack PRO

Bezdrátový obturační přístroj – horký plugger. Nahřívání na 300 °C za 0,2 s, chlazení za 2 s. Nepřetržitý provoz 4 hod při 250 °C, plné nabití za 2 hodiny. Balení Fast Pack obsahuje přístroj, 1 kus od každé velikosti horkého pluggeru (celkem 3 ks) a dokovací stanici.

Horké plugger pro Fast Pack a Fast Pack PRO nejsou kompatibilní.



### Teplotní rozpětí

Široké rozpětí od 95 °C do 300 °C  
5 pamětí pro nastavení teploty a doby nahřátí v závislosti na použitém obturačním materiálu nebo účelu použití.



### Nahřívá se pouze hrot

Nahřívá se pouze 4-6mm hrotu koncovky, proto není potřeba izolační návlek  
Zbytek koncovky je izolovaný, nenahřívá se – tím chrání měkké tkáně před popálením



### Kontrolované nahřívání

Rychlé nahřátí – prevence poškození periodontální ligamenty  
Rychlé zchlazení – zajistí, že se gutaperča nenalepí na koncovku a nedojde k jejímu vytažení



### Ergonomie

360° start/stop tlačítko umožňuje spustit přístroj v jakémkoliv úhlu  
Nastavení displeje pro praváky nebo leváky  
Pohodlné držení násadce, nízká hmotnost



### Výkonná baterie

2600 mAh Lithium baterie s dlouhou výdrží  
V případě slabé baterie lze přístroj použít se síťovým adaptérem.



Small



Medium



Large



objednáací číslo: 9052569

**15 990 Kč** ~~22 200 Kč~~

obj. číslo	příslušenství	běžná cena	běžná cena
9039481	Fast Pack horký plugger S 40/.025, černý, 1 ks	1 330 Kč	<b>990 Kč</b>
9039482	Fast Pack horký plugger M 50/.05, žlutý, 1 ks	1 330 Kč	<b>990 Kč</b>
9039483	Fast Pack horký plugger L 60/.06, modrý, 1 ks	1 330 Kč	<b>990 Kč</b>
9052870	Fast Pack PRO horký plugger S 40/.025, černý, 1 ks	1 330 Kč	<b>990 Kč</b>
9052871	Fast Pack PRO horký plugger M 50/.05, žlutý, 1 ks	1 330 Kč	<b>990 Kč</b>
9052872	Fast Pack PRO horký plugger L 60/.06, modrý, 1 ks	1 330 Kč	<b>990 Kč</b>

## Kofferdamové tipy a triky



1  
Pro cervikální utěsnění je nutné invertovat blánu do sulku. Čím je blána silnější, tím více se sama do sulku sklápí díky vlastnímu prnutí.



2  
Blánu lze invertovat i pomocí hladítka a jemného proudu vzduchu.



3  
Inverze pomocí zubní nitě jde vždy po kraji blány, nejprve na jedné straně a pak u protilehlého zuby.



4  
Použití lubrikantu OptiLube usnadní sklouznutí blány po zubu.



5  
Ligatura pomocí zubní nitě je vhodnou retencí zvláště u baňatých zubů. Doporučuje se voskovaná nit, uzly budou lépe držet.



6  
Pomocí špachtle Heidemann zasunete nit až do sulku a utáhnete prvním uzlem. Druhým uzlem ligaturu zajistíte.

## Údržba instrumentária



1  
Klouby usazovacích a děrovacích kleští, stejně jako kolečko s otvory u děrovacích kleští, se musí pravidelně mazat např. silikonovým olejem.



2  
Bez pravidelného mazání začnou nástroje reznout a nebudou fungovat správně.



3  
Spony nesmí být skladovány v napětí. Ideální je umístit je na správnou velikost na podložce.



4  
Spony nesmí dlouho ležet v dezinfekci, hrozí jejich prasknutí.



5  
Nenapínáte spony příliš, jde to snadno, ale překročíte limit elasticity a sponu zničíte. Roztaženou sponu již nelze vrátit do původního tvaru, hrozí fraktura.



6  
Pokud sterilizujete spony v sáčku, označte si na sáček velikost pro budoucí snadší rozpoznání.



# Kofferdam chrání měkké tkáně

## Hygenic Fiesta

Osvědčený základní set

Matné spony s barevným kódováním. Set s křídélky obsahuje spony 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A a 14A. Set bez křidélek obsahuje spony W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, W14A a W56. Oba sety jsou s nerezovou podložkou.

**COLTENE**

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
	Spona, 1 kus	565 Kč	<b>460 Kč</b>
9004019	Set, s křídélky	5 243 Kč	<b>3 990 Kč</b>
9040430	Set, bez křidélek	5 243 Kč	<b>3 990 Kč</b>



## Cervikální spona 214

Speciální spona pro ošetření krčkové části, retrakce gingivy. Jediná spona, kde lze čelisti nastavit do rozdílné výšky.



objednací číslo: 0122149

**1 990 Kč** ~~2 400 Kč~~

**HÄGER  
WERKEN**

## Hygenic Brinker spony

Brinker spony na retrakci gingivy. B1 (9030778 dolní moláry), B2 (9030779 horní moláry vlevo), B3 (9030780 horní moláry vpravo), B4 (9024577 premoláry), B5 (0813175), B6 (0813176) na kavity tř. V u všech zubů.

**Velmi dobrý pomocník na retrakci, ale samy neudrží tah blány, je třeba vždy blánu upevnit pomocí klasických spon na vedlejších zubech.**

**COLTENE**

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
viz text	Spona, 1 kus	493 Kč	<b>410 Kč</b>
9030527	Set, 6 spon	2 564 Kč	<b>2 200 Kč</b>



B1



B2



B3



B4



B5



B6

## Soft Clamp plastové spony

Soft-Clamps plastové univerzální spony. Balení obsahuje 5 ks.



obj. číslo: 0025155

**1 169 Kč** ~~1 359 Kč~~

**Kerr**

## Hu-Friedy Satin Steel

Starter Kit obsahuje 7 spon velikosti 9, 00, 2, 7, 8, 8A a 14A a brožuru.

obj. číslo: 0115007

**3 009 Kč** ~~4 005 Kč~~



## Hu-Friedy Satin Steel

Frontální: 00, 6, 9, 9S, 212, 212SA.  
Premoláry: 0, 1, 1A, 2, 2A, 2AS, W2, 27N, 29, 209.  
Moláry: 3, W3, 4, W4, 5, 7, 7A, W7, 8, 8A, 8AD, W8A, 10, 11, 12A, 13A, 14, 14A, W14A, 18, 24, 25, 26, 26N, 27, 28, 30, 31, 56, 56S, 201, 205.

**Hu-Friedy**

uved'te velikost

**540 Kč** ~~651 Kč~~



## Hu-Friedy Black version

Černé spony redukují odlesky, stejné velikosti jako Satin Steel.

Frontální: 00, 6, 9, 9S, 212, 212SA.  
Premoláry: 0, 1, 1A, 2, 2A, 2AS, W2, 27N, 29, 209.  
Moláry: 3, W3, 4, W4, 5, 7, 7A, W7, 8, 8A, 8AD, W8A, 10, 11, 12A, 13A, 14, 14A, W14A, 18, 24, 25, 26, 26N, 27, 28, 30, 31, 56, 56S, 201, 205.

**Hu-Friedy**

uved'te velikost

**680 Kč** ~~750 Kč~~



5




13A

# Kofferdam zajistí suché

## Vision XLayer spony

XLayer značí nanotechnologicky ošetřený povrch. Díky tomu jsou spony antireflexní, snadno se čistí od materiálových reziduí, jsou rezistentní vůči chemickým složkám, např. při bělení.



obj. č.: 9038696-700

**620 Kč** ~~810 Kč~~

## Fit kofferdam spony

Frontální 9, 210, 211, 212. Premoláry 0, 00, 206, 207, 208, 209, 2, 2A, W2A, 22, 27, 29. Moláry 5, 7, 7A, 56, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 15, 18, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 51, 138, 139, W8A. Retrakční 3, 4, 8, 8A, 14, 14A.



**HÄGER  
WERKEN**

uved'te velikost

**399 Kč** ~~494 Kč~~

## Fit kofferdam kleště na spony

Ivory

Balení obsahuje 1 ks.



obj. číslo: 0022129

**1 100 Kč** ~~1 283 Kč~~

## ASA kleště na spony

Brewer

Balení obsahuje 1 ks.



**ASA DENIAL**

obj. číslo: 9004732

**1 310 Kč** ~~1 914 Kč~~

## Maillefer kleště na spony

Stoke

Balení obsahuje 1 ks. **Nejsnazší uvolnění kleští ze spony (MUDr. Ivan Martin, ml.).**



**Dentsply  
Sirona  
Endodontics**

obj. číslo: 9033386

**2 220 Kč** ~~2 613 Kč~~

Usazovací kleště mají dlouhou životnost.

Vyberte si proto ty, které Vám nejlépe padnou do ruky.

Rádi vám je přivezeme ukázat.

## Fit kofferdam děrovací kleště

Fit kofferdam děrovací sedmiděrové kleště typu Ainsworth.



**HÄGER  
WERKEN**

obj. číslo: 0022132

**2 460 Kč** ~~3 019 Kč~~

## Kovový rámeček

**MAILLEFER**

Balení obsahuje 1 ks. Dva trny v rohu rámečku.




obj. číslo: 9033385

**1 200 Kč** ~~1 364 Kč~~

**Dentsply  
Sirona  
Endodontics**

## Rámeček Fit kofferdam

Balení 1 ks. Zvolte rozměr velký 108 × 95 mm nebo dětský 80 × 75 mm.



**HÄGER  
WERKEN**

obj. číslo balení běžná cena akční cena

0022136 Rámeček velký 820 Kč **720 Kč**

0022137 Rámeček dětský 795 Kč **680 Kč**

## Rámeček Fit kofferdam

Plastový odklápěcí rámeček. Balení obsahuje 1 ks.



obj. číslo: 0022145

**1 100 Kč** ~~1 316 Kč~~

**HÄGER  
WERKEN**

## Rámeček Ostby

Balení obsahuje 1 ks. Vhodný pro techniku rámeček v rámečku.



obj. číslo: 9008432

**590 Kč** ~~669 Kč~~

**ASA DENIAL**


# a přehledné pracovní pole

## Šablona KKD

Plastová, děrovaná. Balení obsahuje 1 ks.

obj. číslo: 9040512

**300 Kč** ~~324 Kč~~



## Šablona Cerkamed + zdarma značkovací pero

Univerzální šablona pro opakované použití.



obj. číslo: 9038039

**290 Kč** ~~326 Kč~~



## Vision šablona

Šablona z nerezové oceli. Šablona přesně pasuje z dolního do horního rohu a zaručuje tím vystředění naznačené čelisti. Balení obsahuje 1 ks.



obj. číslo: 9038694

**1 590 Kč** ~~1 863 Kč~~



## Rubber Dam Liquid - tekutý kofferdam

Světlem tuhnoucí, určený na ochranu gingivy např. při bělení, pískování, leptání a na utěsnění kofferdamových blán. Obsah balení 1,2 ml nebo 4x 1,2 ml (9033030).



obj. číslo	balení	běžná cena	cena
9033141	1,2 ml	281 Kč	<b>240 Kč</b>
9033030	4x 1,2 ml	984 Kč	<b>840 Kč</b>



## DamFix latex

Stabilizační vlákno pro kofferdam. Délka 4 m. Barva žlutá (1,5 mm) a oranžová (2 mm).



obj. číslo: 903174X

**590 Kč** ~~669 Kč~~



## Oraseal Caulking a Putty

Oraseal Caulking je speciální těsnicí materiál na bázi celulosy. Je určený k úpravě netěsností kofferdamu, adhezuje i k vlhké kofferdamové bláně, k měkkým i tvrdým tkáním, nevadí přítomnost slin. Oraseal Putty je tužší konzistence a slouží jako block out materiál. Balení set: 2x 1,2ml Caulking, 2x 1,2ml Putty, 20x kanyla. Balení Refill obsahuje 4x 1,2ml Caulking nebo Putty.

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0076222	Set	1 462 Kč	<b>1 440 Kč</b>
0076223	Refill Caulking	1 056 Kč	<b>1 040 Kč</b>
0076224	Refill Putty	1 056 Kč	<b>1 040 Kč</b>



## Hygenic Wedjets

Stabilizační vlákno, délka 2,1 m. **Latex** extra tenké modré (0035123), tenké žluté (0035117), silné oranžové (0035118). **Non latex**: tenké světle zelené (9020391), silné aqua modré (9020392).

**COLTENE**



**760 Kč** ~~849 Kč~~

## Nůžky Metzenbaum

Speciální nůžky pro rozstříhnutí blány např. v interdentalním prostoru. Zaoblené hroty, bez rizika poranění pacienta. Balení obsahuje 1 ks.



obj. číslo: 9031734

**360 Kč** ~~420 Kč~~



## Hladítko Heidemann

Balení obsahuje 1 ks.



obj. číslo: 9031711

**360 Kč** ~~420 Kč~~



## Rubber Dam ubrousky pod kofferdam

Absorbují vlhkost, chrání citlivou pleť. 36 ks.

obj. číslo: 9036568

**210 Kč** ~~249 Kč~~



# Lze použít silnější roztok NaOCl

## Hygenic Elasti Dam

Nepudrované, velmi elastické, modré nebo zelené o rozměru 15,2 x 15,2 cm. Balení obsahuje 36 ks.



**COLTENE**

balení	běžná cena	akční cena
Střední, 36 ks	854 Kč	<b>690 Kč</b>
Silné, 36 ks	947 Kč	<b>760 Kč</b>

## Hygenic Fiesta

Koferdamové fólie, sortiment fialové, modré a růžové, s ovocnou vůní. Rozměr 15,2x15,2 cm.



**COLTENE**

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0035121	Tenké, 36 ks	638 Kč	<b>560 Kč</b>
0035106	Střední, 36 ks	792 Kč	<b>660 Kč</b>
0035122	Silné, 36 ks	823 Kč	<b>710 Kč</b>

## Roeko Flexi Dam

Non latex

Non latex blány, odolné proti roztržení, nepudrované, elastické. Rozměry 15 x 15 cm.




**COLTENE**

obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
0063130	Fialové, 30 ks	1 409 Kč	<b>1 090 Kč</b>
0063132	Modré, 30 ks	1 409 Kč	<b>1 090 Kč</b>

## KKD Sympatic Dam Premium Lila

Non latex

Non latex blány, které se vizuálně i svými vlastnostmi podobají blánám latexovým. Velmi elastické, nepudrované. Balení 15 nebo 30 ks. Barva lila.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
9038606	Lila, 15 ks	897 Kč	<b>730 Kč</b>
57057B	Lila, 30 ks	1 400 Kč	<b>1 755 Kč</b>

## Rubber Dam

Blány zelené s vůní máty – střední (9033009), silné (9033010), modré bez vůně – střední (9033011), silné (9033012). Černé s vůní máty – střední (9037464). Balení obsahuje 36 ks.



obj. číslo: viz text

**349 Kč** ~~434 Kč~~

od 5 balení

**330 Kč** ~~420 Kč~~

od 10 balení

**290 Kč** ~~420 Kč~~

## Hygenic Flexi Dam non latex

Non latex

Velmi pevné non latex blány, nepudrované, bez vůně. Rozměry 15,2 x 15,2 cm.



**COLTENE**

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9002822	Fialové, 30 ks	1 420 Kč	<b>1 160 Kč</b>
9040543	Zelené, 30 ks	1 420 Kč	<b>1 160 Kč</b>

Kompletní sortiment blán najdete na [www.dentamed.cz](http://www.dentamed.cz)

# Blány KKD

KENTZLER  
KASCHNER  
DENTAL

Nová barva SILK - BLUE



## KKD Sympatic Dam Premium

100% přírodní latexové blány  
Bez pudru  
Nízký obsah proteinů  
Snesou vysoké zatížení a jsou velmi odolné proti prasknutí  
Pevnost v tahu 24 MPa (min.)  
Obsah proteinů < 50 mikrogramů na dm<sup>2</sup>  
Zbytkový pudr < 2 miligramy na 1 blánu

15 x 15 cm	thin - tenké	medium - střední	heavy - silné
	36 ks	36 ks	36 ks
silk - blue	xxx	9039910	xxx
black - černé	xxx	9037284	57106
blue - modré	9036860	9037088	9037128
green - zelené	9037126	9037080	9037127
běžná cena	<b>557 Kč</b>	<b>558 Kč</b>	<b>620 Kč</b>
cena od 3 balení	<b>520 Kč</b>	<b>550 Kč</b>	<b>574 Kč</b>
cena od 5 balení	<b>495 Kč</b>	<b>520 Kč</b>	<b>544 Kč</b>
cena od 10 balení	<b>460 Kč</b>	<b>490 Kč</b>	<b>510 Kč</b>



Mint

Bez vůně

Mint

Spearmint

# Na kavitu

## Start-X **MAILLEFER**



Ultrazvukové koncovky určené pro opracování kavity, na vyhledávání a opracování vchodu do kořenového kanálku.

- č. 1 na opracování stěn kavity
- č. 2 na vyhledání a přístup do kanálku MB2
- č. 3 na kalcifik. kanálky, k odstranění kořen. čepů
- č. 4 na odstranění kovových kořenových čepů
- č. 5 na opracování dna kavity



9028355 (Sat.) / 9027224 (EMS)

Start-X, 1 ks

**17 900 Kč** ~~19 976 Kč~~

**3 880 Kč** ~~4 405 Kč~~

## Endo Access Bur **MAILLEFER**

FG - diamantový vrtáček k otevření a preparaci pulpální dutiny, vysoká zrnitost. Průměr 1,1 mm (0188800), 1,5 mm (0188801) nebo 1,8 mm (0188802). Balení 1 ks.



obj. číslo: A0164

**240 Kč** ~~265 Kč~~



## Diamendo **MAILLEFER**

K preparaci kavity, nesypaná hladká špička. Odstraňuje převisy a umožňuje vytvoření přímého vstupu do kanálku. Délka 21 mm (0188805) nebo 25 mm (0188806). Balení 1 ks.



obj. číslo: A0165

**260 Kč** ~~294 Kč~~



## Endo-Z **MAILLEFER**

Tvrdokovový vrtáček o délce 21 a 25 mm do červeného kolénka, případně do turbinky. Na opracování stěn kavity. Zaoblený neaktivní hrot, dlouhá životnost.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
E0152	Endo-Z, 5 ks	1 687 Kč	<b>1 499 Kč</b>
E0152	Endo-Z, 1 ks	376 Kč	<b>340 Kč</b>



## Transmetal

Cylindrický rozřezávač kovových korunek. Verze do turbinky v délce 19 nebo 25 mm. Velikost 012. Balení obsahuje 5 ks.



objednací číslo: E0153

**1 100 Kč** ~~+284 Kč~~



## Munce Discovery Burs

Mini vrtáčky na velmi tenkém, přesto stabilním dřívku. Kalibrovane a barevně kódované. Vhodné pro odstranění světlovodných čepů. Balení 6 ks.



obj. číslo: 90364XX

**3 460 Kč** ~~3 870 Kč~~

## Excavabur **MAILLEFER**

Tvrdokovová kulička na opracování kavity, skvěle odstraňuje změkklý, infikovaný dentin, zachová zdravý dentin. Velikost ISO 010 - 027. Balení po 5 ks.



obj. číslo: E123A

**799 Kč** ~~892 Kč~~



## Canal Detector

Pro vyhledání k.k. Odstraňte dentin v místech, kde kořenový kanálek očekáváte, kápněte 1-3 kapky, počkejte 5-10 vteřin, vypláchněte a osušte. Místa, kde přípravek penetroval hlouběji, indikují vchod do k.k. Obsah balení 2 ml.



obj. číslo: 9032998

**299 Kč** ~~357 Kč~~

# Iniciální zprůchodnění / Glide Path

## C+Files

MAILLEFER

Ruční nástroj pro iniciální zprůchodnění a k vyhledání vstupu a sondáži přímé části k.k. Špička nástroje s pyramidálním aktivním hrotem je odolnější proti ohnutí. Velikosti 006, 008, 010, 015, 020, sortiment 008-015, délka 18, 21 a 25 mm. Balení obsahuje 6 ks. **Akční cena platí od 5 balení, při koupi 1 balení je akční cena 460 Kč.**

Dentsply  
Sirona  
Endodontics



obj. č.: A012X (C+Files)

**440 Kč** ~~510 Kč~~

## VDW Sterile C-Pilot

Ruční nástroje pro iniciální zprůchodnění s vysokou pevností v ohybu, vhodné pro kalcifikované a silně zakřivené kanálky. Neaktivní vodící hrot. Velikosti 06; 08; 10; 12, 5; 15. Délka 19, 21 a 25 mm. Balení obsahuje 6 ks. **Akční cena platí od 5 balení, při koupi 1 balení je akční cena 430 Kč.**

VDW® Endo  
Easy  
Efficient



uved'te velikost

**420 Kč** ~~477 Kč~~

## ProGlider

MAILLEFER

Rotační strojové kořenové nástroje na preflaring kořenového kanálku. Velikost 016/02 progresivní kónus. 3 různé délky: 21, 25, 31 mm; 11 mm úchyt z pozlacené mosazi. Baleno ve sterilním blistru á 3 nebo 6 ks.



Dentsply  
Sirona  
Endodontics

A0926 (ProGlider, 6 ks)

A0923 (ProGlider, 3 ks)

**2 910 Kč** ~~3 303 Kč~~

**1 560 Kč** ~~1 770 Kč~~

## PathFile

Rotační strojový NiTi systém pro iniciální zprůchodnění kořenového kanálku Velikost 013, 016 a 019, sortiment 013-019. Délka 21, 25 a 31 mm. Balení 6 ks.

Dentsply  
Sirona  
Endodontics

MAILLEFER

obj. č.: A0015 (PathFile)

**2 060 Kč** ~~2 283 Kč~~



## WaveOne Gold Glider

MAILLEFER

NiTi slitina Gold, velikost 15/.02, délka 21 mm 3 ks (9036758), 25 mm 3 ks (9036759), 31 mm 3 ks (9036760), 21 mm 6 ks (9036761), 25 mm 6 ks (9036762), 31 mm 6 ks (9036763).



Dentsply  
Sirona  
Endodontics

6 ks

3 ks

**3 160 Kč** ~~3 515 Kč~~

**1 600 Kč** ~~1 780 Kč~~

## R-Pilot

NiTi slitina M-Wire, 12/.04 v délkách 21 (9036176), 25 (9036177) nebo 31 (9036178) mm. Balení 6 ks.



VDW® Endo  
Easy  
Efficient

6 ks

**2 990 Kč** ~~3 345 Kč~~

## Traverse

Traverse Orifice opener 25/.08 17 mm na úpravu vchodu do kořenového kanálku, Traverse Glide Path 13/.06 a 18/.06, délka 21, 25 nebo 31 mm. Balení 4 ks. **Akční cena platí do vyprodání zásob.**



Kerr  
ENDODONTICS

uved'te vel.: 9039 58X

**1 390 Kč** ~~1 912 Kč~~



Preflaring šetří Vaše  
preparační nástroje  
a minimalizuje riziko  
jejich zalomení.

# Rotační NiTi modrá...


VDW.ROTATE™



## VDW.Rotate

VDW.ROTATE™

Posun rotační preparace na další úroveň. Univerzální – základní sequence obsahuje 3 nástroje (15/.04, 20/.05 a pro standardní kanálky 25/.06 nebo pro úzké a zakřivené kanálky 25/.04). Systém je doplněn o další řadu nástrojů na velké kanálky (30/.04, 35/.04, 40/.04, 50/.04, 60/.04, 30/.06, 35/.06, 40/.06) a o nástroj na reendodoncii (25/.05). Účinný odnos detritu – adaptovaný S průřez má dostatek prostoru na odnos detritu. Respektuje anatomii kořenového kanálku – teplem upravená slitina zvyšuje flexibilitu nástroje, aniž by snižovala jeho řeznou účinnost. Systém obsahuje i gutaperčové čepy (25/.04 a 25/.06) a papírové čepy (25/.04 a 25/.06). Délky 21, 25 a 31 mm. Lze použít i obturátory Gutta Fusion. Sortiment 3 ks obsahuje 15/.04, 20/.05 a 25/.06. Délka 21, 25 nebo 31mm.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena	od 5 balení
903871X	Gutaperčové čepy, 60 ks	604 Kč	<b>520 Kč</b>	<b>490 Kč</b>
903871X	Papírové čepy, 180 ks	848 Kč	<b>770 Kč</b>	<b>730 Kč</b>
uv. velikost	Nástroje, 6 ks	2 005 Kč	<b>1 830 Kč</b>	<b>1 730 Kč</b>

**VDW®** Endo Easy Efficient

## VDW.Rotate System Kit 30

Balení obsahuje 15/.04 (6 ks), 20/.05 (6 ks), 25/.06 (6 ks), 25/.04 (6 ks), reendo nástroj (6 ks), papírové čepy (180 ks), gutaperčové čepy (60 ks) a zkušební zub (1 ks).

Výhodné startovací balení



objednací číslo: 9039673

**8 990 Kč** ~~10 343 Kč~~

**VDW®** Endo Easy Efficient

## VDW.Rotate Retreatment

Nástroj na reendodoncii 25/.05. Balení 6 ks.



**VDW®** Endo Easy Efficient

objednací číslo: 9039696


**1 830 Kč** ~~2 005 Kč~~



# ... je dobrá


## Reciproc Blue

Speciálním tepelným opracováním je dosaženo nejen modré barvy nástroje, ale i vyšší flexibility, která pomáhá i lepšímu vycentrování nástroje v kořenovém kanálku. Nástroj lze mírně předehnout, pro zakřivený kanálek nebo nutnost „obejít“ překážku (schůdek, zalomený nástroj). A z Reciproců zůstaly vlastnosti jako reciprokační pohyb, průřez tvaru S, rezná účinnost a efektivita při opracování MB2. Velikosti R25, R40, R50. Délka 21, 25 a 31 mm. Balení 6 ks.



balení	běžná cena	akční cena	cena od 5 bal.	cena od 10 bal.
Nástroje, 6 ks	3 831 Kč	<b>3 448 Kč</b>	<b>3 100 Kč</b>	<b>2 890 Kč</b>
Gutaperčové čepy, 60 ks	618 Kč	<b>560 Kč</b>	<b>530 Kč</b>	-
Papírové čepy, 180 ks	885 Kč	<b>800 Kč</b>	<b>770 Kč</b>	-
Gutta Fusion obturátor, 6 ks	1 128 Kč	<b>1 030 Kč</b>	-	-
Gutta Fusion obturátor, 30 ks	5 085 Kč	<b>4 600 Kč</b>	-	-

**VDW**® Endo Easy Efficient



## VDW.FLO Endo organizer

Multifunkční přihrádka pro přehledné uložení nástrojů a příslušenství. Rozměry 390 × 300 × 38 mm.

**Obsah balení:** 1× organizer, 44× předtištěné nálepky, 44× prázdné nálepky, 14× silikonová zarážka, 1× příklad konfigurace.

**VDW**® Endo Easy Efficient



objednací č.: 9050247

**1 540 Kč** +783 Kč

# NiTi miniinvazivní preparace

**Dentsply  
Sirona**  
Endodontics

**MAILLEFER**

## TruNatomy

### Miniinvazivní systém

NiTi systém, který tvoří TruNatomy Orifice Modifier (20/08 variabilní, 16 mm) – nástroj na úpravu vchodu do kořenového kanálku, TruNatomy Glider (17/02 variabilní) na iniciální zprůchodnění a 3 velikosti preparačních nástrojů: Small (20/04 variabilní), Prime (26/04 variabilní) a Medium (36/03 variabilní). Nástroje jsou méně invazivní, šetří dentin a respektují přirozenou anatomii k.k. Délka nástrojů 21, 25 nebo 31 mm. Ucelený systém dotváří odpovídající velikosti papírových a gutaperčových čepů a flexibilní polymerová výplachová kanyla.

Akční balíček 3 balení nástrojů  
a 3 ks a 1 balení sortiment 5 ks.

**Akční cena 4 197 Kč / 6 537 Kč**  
sortiment 5 ks obdržíte přímo od výrobce

### Nový NiTi systém TruNatom nabízí:

- Zvýšená účinnost (v porovnání s ProTaper Next)
- Více místa pro odnos detritu
- Zaměření na anatomii kořenového kanálku
- Zachování dentinu, který zajišťuje pevnost zubu

### Ucelený systém pro všechny kroky nutné k ošetření kořenového kanálku:

- Nástroje na GlidePath
- Nástroje na preparaci
- Odpovídající papírové čepy
- Odpovídající gutaperčové čepy
- Odpovídající výplachová jehla



balení	běžná cena	akční cena
Modifier, Glider, sekvence (3 ks)	1 527 Kč	<b>1 399 Kč</b>
Small, Prime, Medium (3 ks)	1 546 Kč	<b>1 399 Kč</b>
Nástroje, 5 ks (sortiment)	2 545 Kč	<b>2 340 Kč</b>
Gutaperčové čepy Conform Fit, 60 ks	580 Kč	<b>530 Kč</b>
Papírové čepy, 180 ks	920 Kč	<b>830 Kč</b>
Výplachová plastová kanyla ML, 40 ks	2 128 Kč	<b>1 890 Kč</b>
Výplachová plastová kanyla ML, 5 ks	343 Kč	<b>310 Kč</b>

### Nástroje:

#### Příprava vchodu do kořenového kanálku

TruNatomy Orifice Modifier 20/08 variabilní kónus  
GlidePath – příprava pro preparační nástroje  
TruNatomy Glider 17/02 variabilní kónus

#### Preparační nástroje

TruNatomy Small 20/04 variabilní kónus  
TruNatomy Prime 26/04 variabilní kónus  
TruNatomy Medium 36/03 variabilní kónus



## TruNatomy Solution Kit

**Výhodné startovací balení - set obsahuje:** 5x TruNatomy sekvence (3 ks), 2x TruNatomy Orifice Modifier (3 ks), 2x TruNatomy Glider (3 ks), TruNatomy Small (3 ks), 2x TruNatomy Prime (3 ks), TruNatomy papírové čepy (180 ks), TruNatomy gutaperčové čepy (60 ks) a 11x TruNatomy irigační jehla (1 ks).



objednací číslo: 9039807

**15 370 Kč** ~~17 956 Kč~~

# Nejprodávanější rotační NiTi



**MAILLEFER**

**Dentsply  
Sirona**  
Endodontics

## ProTaper Next

Rotační NiTi systém s unikátním nevystředěným obdélníkovým průřezem, který dává nástroji "hadovitý" posun do kanálku. Více prostoru pro odnos detritu. Rotační pohyb (300 ot./min.,  $\geq 2$  Ncm) není potřeba speciální motor. Variabilní kónus, kratší (11 mm) úchyt pro lepší přístup do postranního úseku. Na většinu preparací stačí dva nástroje. M-Wire slitina je flexibilní, odolnější proti únavě materiálu a zkracuje čas opracování. Doporučuje se použití 2 nástrojů PathFile nebo 1 ProGlider pro tzv. preflaring.

**Nástrojem X1** se nejprve "okartáčuje" vchod do kořenového kanálku, aby se zajistil přímý vstup a pokračuje se v preparaci.

**Nástrojem X2** je možné preparaci dokončit, rozšíření apikální části bude na ISO 025 v 6% kónusu. Nástroje nechte v kanálku pracovat na maximálně 3 lehké pohyby dovnitř a ven, pak nástroj očistěte a před znovuzavedením kanálek důkladně vypláchněte. Baleno sterilně po 3 nebo 6 kusech.



Nástroj XA na úpravu vchodu do kořenového kanálku



ProTaper Next X1



ProTaper Next X2




ProTaper Next X3



ProTaper Next X4



ProTaper Next X5



Akční balíček 3 balení nástrojů á 3 ks a 1 balení sortiment 3 ks.

**Akční cena**  
**4 470 Kč / 6 376 Kč**  
sortiment 3 ks obdržíte přímo od výrobce


obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena	akční cena od 5 balení
A0800	6 ks	3 575 Kč	3 088 Kč	<b>2 870 Kč</b>
A0803	3 ks	1 788 Kč	1 575 Kč	<b>1 440 Kč</b>

obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
A0220	Gutaperčové čepy X2, X3 nebo sortiment a X4-X5, 60 ks	580 Kč	<b>520 Kč</b>
A022Q	Papírové čepy X2, X3 nebo sortiment a X4-X5, 180 ks	884 Kč	<b>760 Kč</b>
A1803B	GuttaCore Pink pro PTN, velikosti X2, X3, X4, X5, 6 ks	1 129 Kč	<b>980 Kč</b>
A1803P	GuttaCore Pink pro PTN, velikosti X2, X3, X4, 30 ks	5 396 Kč	<b>4 660 Kč</b>
9035085	Nástroj XA, 3 ks	705 Kč	<b>660 Kč</b>

# Rotační NiTi

## ProTaper Gold

Klasický oblíbený ProTaper, vyrobený z nové slitiny Gold. Získává tím další vlastnosti jako např. možnost mírného předehtnutí nástroje, zvyšuje se flexibilita a odolnost proti zalomení. Pro lepší zorné pole se zkrátil dřík z původních 13 mm na 11 mm. Velikosti SX-F5, délka 21, 25 a 31 mm. Balení 6 ks. Kompletní systém ProTaper Gold obsahuje sterilní papírové čepy 180 ks, jednotlivé velikosti F1-F5 nebo sortiment F1-F5, gutaperčové čepy 60 ks jednotlivé velikosti F1-F5 nebo sortiment F1-F5 a Thermafil obturátory 6 ks nebo 30 ks, jednotlivé velikosti F1-F5.



Akční balíček 3 balení nástrojů  
á 6 ks a 1 balení sortiment 6 ks.


**Akční cena: 5 580 Kč / 7 960 Kč**  
sortiment 6 ks obdržíte přímo od výrobce

obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
A0409G	Sortiment SX-F3, 6 ks	2 168 Kč	<b>1 790 Kč</b>
A0410G	SX/S1/S2, 6 ks	2 168 Kč	<b>1 790 Kč</b>
A0411G	F1/F2/F3/F4/F5, 6 ks	2 168 Kč	<b>1 790 Kč</b>
A241W	Papírové čepy, 180 ks	842 Kč	<b>690 Kč</b>
9039177-81	Gutaperč. čepy Conform Fit, 60 ks	580 Kč	<b>490 Kč</b>
A1411B	Thermafil obturátory, 6 ks	887 Kč	<b>790 Kč</b>
A1411P	Thermafil obturátory, 30 ks	4 343 Kč	<b>3 600 Kč</b>

## WaveOne Gold

**MAILLEFER**

Tepelně upravená NiTi slitina Gold má vysokou rezistenci proti únavě materiálu a dovoluje nástroj mírně předehtnout. Nová NiTi slitina gold má o 50 % vyšší rezistenci proti únavě materiálu. Nižší riziko screwing efektu. U většiny klinických případů postačí použití jednoho nástroje - Primary. Nástroje mají vyšší reznou účinnost díky unikátnímu průřezu a tím je zkrácena doba preparace. K dostání ve 4 velikostech a 3 délkách (21, 25 a 31 mm).



Akční balíček 3 balení nástrojů  
á 3 ks a 1 balení sortiment 4 ks.

**Akční cena: 4 770 Kč / 6 870 Kč**  
sortiment 4 ks obdržíte přímo od výrobce

obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
A0753	WaveOne Gold, 3 ks	1 874 Kč	<b>1 590 Kč</b>
A0756	WaveOne Gold, 6 ks	3 718 Kč	<b>2 990 Kč</b>
A0754	WaveOne Gold sortiment, 4 ks	2 556 Kč	<b>2 100 Kč</b>
A175W	Papírové čepy, 180 ks	915 Kč	<b>760 Kč</b>
9039081,173-176	Gutaperčové čepy Conform Fit, 60 ks	580 Kč	<b>470 Kč</b>
	GuttaCore pro WaveOne Gold, 5 ks	936 Kč	<b>790 Kč</b>
	GuttaCore pro WaveOne Gold, 25 ks	4 142 Kč	<b>3 700 Kč</b>
	GuttaCore pro WaveOne Gold, Verifier, 6 ks	912 Kč	<b>790 Kč</b>

wave•one<sup>®</sup>  
GOLD

Dentsply  
Sirona  
Endodontics

# Speciální slitiny

## HyFlex EDM

Rotační. Electrical Discharge Machining znamená obrábění elektrickým výbojem. Nástroje tím získávají vyšší pevnost a odolnost proti zalomení a přitom jsou flexibilní. 400 otáček za minutu, max. torze 2,5 Ncm, délka 21 nebo 25 mm. Balení obsahuje 3 ks.

Úprava vchodu: 25/.12 (15mm).

Glidepath: 10/.05.

Preparace: 25/ s tímto nástroje lze zvládnout většinu případů, 20/.05

Finishing: 40/.04, 50/.03 a 60/.02.

Sety: Simple ( 9032969) 25/.12, 10/.05 a 25/.

Medium (60022278) 10/.05, 20/.05 a 25/.

Finishing (9032970) 40/.04, 50/.03 a 60/.02.

HyFlex EDM

Gutapečové čepy

**1 460 Kč** ~~1 698 Kč~~

**720 Kč** ~~802 Kč~~

**COLTENE**



## HyFlex CM

Rotační. NiTi slitina, lze předehtnout, teplem se vrátí do původního stavu. Pokud se nevrátí, nelze znovu použít. Úprava vchodu: 25/.08 19mm. Preparace: 15/.04, 20/.04, 25/.04, 30/.04, 35/.04, 40/.04, 45/.04, 50/.04, 60/.04, 20/.06, 25/.06, 30/.06, 35/.06, 40/.06, 20/.06 X-tra spirals a 25/.06 X-tra spirals. 500 otáček za minutu, max. torze 2,5 Ncm. Délka 21, 25 nebo 31 mm. Balení 6 kusů

Sety: Sortiment 25 mm (9028885) 20/.04, 25/.04, 30/.04, 40/.04, 20/.06 a 25/.08

Crown-Down S (9038233) 25/.08, 35/.04, 30/.04, 25/.04, 20/.04 a 15/.04.

Crown-Down M (60018693) 25/.08, 60/.04, 50/.04, 45/.04, 40/.04 a 35/.4

Crown-Down L (9037229) 25/.08, 40/.06, 35/.06, 30/.06, 25/.06 a 20/.06.

Nástroje a sety

Gutapečové čepy

**2 340 Kč** ~~2 595 Kč~~

**720 Kč** ~~802 Kč~~

**COLTENE**



## HyFlex Remover

Nástroj jedné velikosti na reendodoncii, velikost 30/.07, 400-800 ot./min., max. torze 2,5 Ncm. Délka 19 mm nebo 23 mm. Balení 5 ks.

**COLTENE**



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
9051067	HyFlex Remover, 19 mm, 5 ks	1 725 Kč	<b>1 560 Kč</b>
9051066	HyFlex Remover, 23 mm, 5 ks	1 725 Kč	<b>1 560 Kč</b>

## Unicone Plus

Recipokační systém. Díky speciální slitině lze nástroje předehtnout.



Velikosti: 20/.06, 25/.06, 35/.06, 40/.06, 35/.04 a 40/.04.

Unicone GP 15/.04. Balení obsahuje 6 ks.

Set I: 20/.06, 25/.06, 40/.06 (3 ks).

Set II: 35/.06, 35/.04, 40/.04 (3 ks).

Set III: W-File 010 25mm, GP 15/.04, 25/.06, 40/.04 (4 ks).



## HyFlex Endo Organizer

Sterilizovatelný plastový stojánek na nástroje.

**COLTENE**



obj. číslo: 9036721

**590 Kč** ~~967 Kč~~



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
903965X	Nástroj, 1 ks	467 Kč	<b>420 Kč</b>
9039651	Set I	1 401 Kč	<b>1 290 Kč</b>
9039652	Set II	1 401 Kč	<b>1 290 Kč</b>
9039653	Set III	1 462 Kč	<b>1 310 Kč</b>

# Reendodoncie

## ProTaper Reendodoncie

Speciální nástroje na reendodoncii. D1 30/.09 16 mm má aktivní hrot pro lepší penetraci do výplňového materiálu. D2 25/.08 18 mm a D3 20/.07 22 mm mají neaktivní špičku. Balení 6 ks.



balení	běžná cena	akční cena
A1410, A1412	2 405 Kč	1 900 Kč

Dentsply  
Sirona  
Endodontics

**MAILLEFER**

## VDW.Rotate Retreatment

**VDW** Endo  
Easy  
Efficient

Nástroj na reendodoncii 25/.05. Balení 6 ks.



obj. číslo: 9039696

**1 830 Kč** ~~2 005 Kč~~

## MTwo Reendodoncie

Nástroje R15/.05 a R25/.05 s aktivní špičkou pro odstranění starých výplní. Balení 6 ks. Sortiment 3x R15 a 3x R25. Délka 21 mm.



**VDW** Endo  
Easy  
Efficient

balení	běž. cena	akč. cena
6 ks	2 168 Kč	1 790 Kč

## HyFlex Remover

Rotační. NiTi slitina, lze předechnout, teplem se vrátí do původního stavu. Pokud se nevrátí, nelze znovu použít. Více informací na straně 30.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
9051067	19 mm, 5 ks	1 725 Kč	1 560 Kč
9051066	23 mm, 5 ks	1 725 Kč	1 560 Kč

## GuttaSolv

Rozpouštědlo gutaperčových výplní. Obsah balení 13 ml.



objednací číslo: 0056615

**1 290 Kč** ~~1 665 Kč~~

## Eucalyptol

100% eukalyptový olej k rozpouštění gutaperčových výplní. Obsah balení 10 ml a 3 aplikační pipety.



obj. číslo: 9032995

**230 Kč** ~~256 Kč~~



## Citric Acid 40%

40% roztok kyseliny citronové. Baktericidní. Vhodný na reendodoncii.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9032986	200 g	281 Kč	260 Kč
9036585	400 g	491 Kč	440 Kč

## Endosolv

Obsahuje tetrachloretylen, změkčuje zink-oxidové výplně. Obsah balení 13 ml.




objednací číslo: 9035839

**1 390 Kč** ~~1 604 Kč~~



## Orange Guttane

100% pomerančový olej, rozpouští gutaperčové čepy při reendodoncii. Je přírodní, netoxický. Obsah balení 10 ml a 3 pipety.



obj. číslo: 9036640

**590 Kč** ~~696 Kč~~

Nejrychlejší  
rozpouštědlo  
gutaperčových  
čepů

# Pomůcky pro preparaci

## ERGO by Justool

Autoklávatelná silikonová pomůcka, kterou tým Style Italiano navrhl s ohledem na ergonomii a účelnost při endodontickém ošetření. Ergo je rozdělena na 2 části. Menší, modrá, je určena pro ruční kořenové nástroje, šedá je určena pro odložení a očistu rotačních nástrojů. Na boku je 5 otvorů na rotační nástroje, které umožní ošetřujícímu připravit si preferovanou sekvenci nástrojů. Na okraji Erga je měrka na nástroje a čepy. **Starter kit** obsahuje 1× Ergo náramek, 3 ks modrých houbiček, 3 ks šedých houbiček. Balení náhradních houbiček obsahuje 24 + 24 ks.



Kit: 9038539

Houbičky: 9038540

**1 700 Kč** ~~2 171 Kč~~

**999 Kč** ~~1 321 Kč~~

justool

## Pulp spray

Chladící sprej na test vitality. Příchuť máta nebo pomeranč. Balení obsahuje 200 g.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9035455	Máta, 200 ml	211 Kč	<b>180 Kč</b>
9035456	Pomeranč, 200 ml	211 Kč	<b>180 Kč</b>

## Silikonové kroužky

Kroužky pro rozlišení nástrojů. Dostupné barvy: bílá, černá, červená, fialová, modrá, zelená nebo žlutá.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
uveďte barvu	20 ks	140 Kč	<b>120 Kč</b>
uveďte barvu	100 ks	420 Kč	<b>380 Kč</b>

## File Hand Grip

Plastový mandrel na rotační nástroje. Balení obsahuje 4 ks.

**DiaDent**



obj. číslo: 9050990

**140 Kč** ~~190 Kč~~

## MicroOpener

Ruční pilník na plastovém držátku pro práci v postranním úseku. Balení obsahuje 3 ks.

Dentsply Sirona Endodontics



objednávací číslo: 9027880

**1 340 Kč** ~~1 404 Kč~~

## ProTaper Sequencer

Žlutý (9026518) nebo černý (0488653) sterilizovatelný stojánek na nástroje.



obj. číslo viz text

**690 Kč** ~~779 Kč~~

Dentsply Sirona Endodontics

## M+W Endo Messblock

Pro nastavení endodontických nástrojů, papírových a gutaperčových čepů. rozměry 103 x 25 x 32 mm. Autoklávatelné do 134 °C. 1 ks.



obj. číslo: 0400680

**335 Kč**

**M+W Dental**  
staráme se o vás

## Interim stand

Stojánek s houbičkou sterilizovatelný do 250 °C.

VDW Endo Easy Efficient



obj. číslo	balení	cena	akční cena
0658696	Interim stand	598 Kč	<b>540 Kč</b>
0658697	Náhr. houbičky, 55 ks	429 Kč	<b>390 Kč</b>

## Clin Grip

K rychlému odkládání kořenových nástrojů. Je možné naplnění dezinfekčním roztokem, autoklavovatelné, vyrobeno z hliníku.

M+W Dental staráme se o vás



obj. číslo: 0198633

**390 Kč** ~~447 Kč~~

## M+W náhradní houbičky

Výška 1 cm, Ø 5 cm, vhodné pro Clean Stand, 25 ks (0198634), výška 0,5 cm, Ø 5 cm, vhodné pro Clin Grip a Interim-Stand, 50 ks (0198629), výška 1 cm, Ø 6,5 cm, vhodné pro Twin Bloc, 25 ks (0198628).



obj. číslo: viz text

**299 Kč**

**M+W Dental**  
staráme se o vás

# Výplachové kanyy

## Endo Top

Výplachové jehly s bočním otvorem, velikost 30G (0,3 × 25 mm), balení po 20 ks, 50 ks nebo 100 ks.




obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9033105	20 ks	485 Kč	<b>440 Kč</b>
9033796	50 ks	805 Kč	<b>690 Kč</b>
9033000	100 ks	1 341 Kč	<b>990 Kč</b>

## IrriFlex

Flexibilní výplachové kanyy z polypropylenu. Velikost 30G, kónus .04 a délka 27 mm. Kalibrace 18, 19, 20 a 22 mm. Ideální do zakřivených kořenových kanálků. Doporučuje se s 5ml stříkačkami. Dr. Tonini doporučuje použít stop terčík.



obj. číslo	počet	běžná cena	cena
9038804	20 ks	1 200 Kč	<b>1 080 Kč</b>
9038805	40 ks	2 290 Kč	<b>1 740 Kč</b>



## CanalPro Side-Port

Výplachové kanyly s bočním otvorem a zaobleným hrotem. Balení 100 ks.




**COLTENE**

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9029851	30 G	3 728 Kč	<b>3 100 Kč</b>
9029958	27 G	3 192 Kč	<b>2 690 Kč</b>

## Navitip Sideport

Kanylky se dvěma bočními otvory a zaobleným hrotem 31G 20 ks nebo 50 ks 21mm (žluté) nebo 27 mm (zelené), 29G 20 ks 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (světle modré) nebo 27 mm (světle zelené).



**ULTRADENT**

balení	běžná cena	akční cena
20 ks	1 583 Kč	<b>1 400 Kč</b>
50 ks	3 634 Kč	<b>3 050 Kč</b>

## Navitip

Ohebné kanylky s měkkým zaobleným koncem pro snazší orientaci v kanálku. K dispozici dva průměry - 30G (průměr 0,3 mm), 29G (0,33 mm), čtyři délky - bílá (17 mm), žlutá (21 mm), modrá (25 mm), zelená (27 mm).



**ULTRADENT**

balení	běžná cena	akční cena
20 ks	1 583 Kč	<b>1 330 Kč</b>
50 ks	3 471 Kč	<b>2 910 Kč</b>

## CanalPro Slotted-End

Výplachové kanyly se seříznutým koncem. Balení 100 ks.



**COLTENE**

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9029971	30 G	1 472 Kč	<b>1 260 Kč</b>
9029995	27 G	1 204 Kč	<b>999 Kč</b>

## Elastické aplikátory

Elastický aplikátor se dvěma bočními otvory 27G zahnutý, 20 ks.



obj. číslo: 9039410

**430 Kč** 504 Kč

## M+W výplachové kanyly

Tupé ohebné výplachové kanyly pro Luer lock stříkačky, sterilně balené 100 ks.



**M+W Dental**


obj. číslo	balení	cena
0059506	0,3 × 23 mm, žluté	<b>432 Kč</b>
0059507	0,4 × 23 mm, šedé	<b>360 Kč</b>
0059508	0,5 × 38 mm, oranžové	<b>296 Kč</b>



# Výplachy – příslušenství

## Endo Aspirator PRO

Endo aspirátor z německé nerezové oceli, lze autoklávovat, magnetické přichycení k unitu, použití s elastickými aplikátory. Balení 1x aspirátor, 10 ks elastických aplikátorů pro úzké kanálky, 5x Luer Lock hadice, 3x adaptér na savku, 1x čistící tyčinka.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9039977	Endo Aspirator Pro	2 810 Kč	<b>2 300 Kč</b>
	Náhradní hadičky, 5 ks	315 Kč	

Novinka

## CanalPro barevné stříkačky

CanalPro barevné stříkačky pro různé výplachové roztoky. Balení obsahuje 50 ks.



5 ml

**399 Kč** ~~473 Kč~~

10 ml

**490 Kč** ~~576 Kč~~

COLTENE

## Endo Aspirator

Aspirátor pro odsátí roztoků z kořenového kanálku, nasazuje se na savku. Šetří čas a papírové čepy.



obj. číslo	balení	cena
9033008	1 ks	<b>115 Kč</b>
9036469	5 ks	<b>447 Kč</b>

## Elastické aplikátory

Flexibilní aplikátory. Zakřivení usnadní přesnou aplikaci do kořenového kanálku.



obj. číslo	balení	cena
9033254	10 ks	<b>153 Kč</b>
9034266	20 ks	<b>287 Kč</b>

## Endo Aspirator Smart System

Novinka

Samostatný endo aspirátor bez připojení na savku. Sada obsahuje přístroj, 2x dlouhou hadičku, 2x krátkou hadičku, 2x adaptér na lahev, 2x lahev, 10x kanylu, nerezový aspirátor Endo Aspirator Pro, stojánek, čistící kartáček na Endo Aspirator Pro, dobíjecí micro USB kabel a náhradní díly (9x vnitřní filtr a 2x O-kroužek).



objednací číslo: 9051551

**6 400 Kč** ~~7 599 Kč~~



## Elastické aplikátory

Nové plastové elastické aplikátory luer lock. Pro aplikaci výplachů, gelů, past. Velikosti: 27G zahnutý délka 41 mm Ø 0,4-0,2mm, 27G rovný délka 41 mm Ø 0,4-0,2mm, 25G zahnutý délka 56 mm Ø 0,5-0,3mm, 25G zahnutý délka 41 mm Ø 0,5-0,3mm, 22G zakřivený délka 32,3 mm Ø 0,7-0,5mm, 21G zahnutý délka 56 mm Ø 0,8-0,6mm. Balení 20 ks.



obj. číslo	balení	běžná cena	cena
9039488	27G zahnutý	504 Kč	<b>440 Kč</b>
9039487	27G rovný	504 Kč	<b>440 Kč</b>
9039489	25G dlouhý zahnutý	504 Kč	<b>440 Kč</b>
9039490	25G zahnutý	504 Kč	<b>440 Kč</b>
9039491	22G zahnutý	504 Kč	<b>440 Kč</b>
9039492	21G dlouhý zahnutý	504 Kč	<b>440 Kč</b>

# Výplachy – stabilní v koncentraci

## Chloraxid 2%

NaOCl 2% baktericidní roztok.



obj. číslo	balení	cena
9033133	200 g	128 Kč
9032982	400 g	236 Kč

## Chloraxid 2% Extra

NaOCl 2% se stabilizátory a modifikátory povrchového napětí.



obj. číslo	balení	cena
9033135	200 g	173 Kč
9033136	400 g	300 Kč

## Chloraxid 5,25%

NaOCl 5,25% baktericidní roztok, doporučuje se používat s kofferdammem.



obj. číslo	balení	cena
9033134	200 g	134 Kč
9032983	400 g	249 Kč

## Chloraxid 5,25% Extra

NaOCl 5,25% se stabilizátory a modifikátory povrchového napětí.



obj. číslo	balení	cena
9033137	200 g	204 Kč
9032984	400 g	364 Kč

## R4+

### Výplachový roztok CHX 2%

Obohacený o modifikátor povrchového napětí. 100 ml



objednací číslo: 9050991

**2 100 Kč** ~~2 6490 Kč~~

## Parcan N

### Výplachový roztok

NaOCl 3%

250 ml



obj. číslo: 9051033

**760 Kč** ~~883 Kč~~



NaOCl – dobrý antibakteriální účinek, rozpouští nekrotické i vitální tkáň, účinnost se zvyšuje zahříváním. Neodstraňuje smear layer!

# ...a medicínsky čist 

## CanalPro EDTA 17%

Tekut  17% CanalPro EDTA (Ph 8,5) pro o etření kořenov ho kan lku, zvyšuje  iinek dezinfekčních roztoků, zlepřuje adhezi kořenov ch v plňov ch materi lů. Odstraňuje smear layer.



**COLTENE**

obj. �slo	n�zev	běžn� cena	akční cena
9032781	500 ml	2 492 K�	<b>2 100 K�</b>
9040552	100 ml	741 K�	<b>640 K�</b>

## Calasept EDTA 17%

Tekut  17% EDTA se snadn m nabíráním roztoku díky uz v ru luer lock na lahvi. Obsah balení 100 ml.



**DIRECTA**  
directadental.com

obj.  slo: 9036618  
**950 K ** ~~1 009 K ~~

## EDTA

– odstraňuje smear layer, změkčuje stěny kořenov ho kan lku. Mal  antibakteri ln   iinek, nerozpouřt  tk ně!

## Endo Solution EDTA 17%

Tekut  17% EDTA rozpouřt  smear layer. Balení obsahuje 50 ml nebo 120 ml.



obj. �slo	balení	cena
9033138	50 ml	<b>236 K�</b>
9032987	120 ml	<b>415 K�</b>
9036597	200 g	<b>568 K�</b>

## Endo Solution Premium EDTA 17%

Tekut  17% EDTA obsahuje modifik tory povrchov ho napět . Rozpouřt  smear layer. Balení obsahuje 120 ml.



obj.  slo: 9032988  
**420 K ** ~~607 K ~~



## Endo Prep gel

15% EDTA gel.



obj. �slo	balení	cena
9033114	2 ml	<b>166 K�</b>
9033124	5 ml	<b>357 K�</b>
9033045	10 ml	<b>568 K�</b>

## EndoPrep cream

15% EDTA v kr mov  konzistenci pro snadn  v pl chnut  z k.k.



obj. �slo	balení	cena
9036586	2 ml	<b>223 K�</b>
9033658	5 ml	<b>518 K�</b>
9036587	10 ml	<b>906 K�</b>
	3x 10 ml	<b>2 305 K�</b>

## FileCare EDTA gel

Lubrikační EDTA prostředek. Ulehčuje odstranění debris z kořenov ho kan lku a řetř kořenov  rozřřovače. Umořňuje tubul rn  penetrace medikamentů a v plňov ch materi lů.



**VDW** Endo Easy Efficient

obj. �slo	balení	běžn� cena	akční cena
0858648	2x 3 ml	1 078 K�	<b>980 K�</b>
0858649	5x 3 ml	2 161 K�	<b>1 960 K�</b>

## Chlorhexidin

– dobr  antibakteri ln  a antimykotick  (Candida Albicans, Enterococcus faecalis)  iinek. Nerozpouřt  tk ně, neodstraňuje smear layer!

## CanalPro CHX 2%

2% roztok chlorhexidin glukon tu.  inn  na mykozy a E. faecalis.



**COLTENE**

obj. �slo	n�zev	běžn� cena	akční cena
9040553	500 ml	1 904 K�	<b>1 630 K�</b>
60019659	100 ml	679 K�	<b>590 K�</b>

## Calasept CHX 2% tekutina

Chlorhexidin 2% roztok, snadn  nabírání díky uz v ru luer lock na lahvi. Obsah balení 100 g.



**DIRECTA**  
directadental.com

obj.  slo: 9036619  
**551 K **

## Gluco-Chex 2%

Fungicidn  2% chlorhexidin,  inn  na Enterococcus faecalis a Candida Albicans.



obj. �slo	balení	běžn� cena	akční cena
9032985	200 g	332 K�	<b>290 K�</b>
9036590	400 g	549 K�	<b>480 K�</b>
9033139	Gel, 5 ml	268 K�	<b>240 K�</b>
9033115	Gel, 10 ml	338 K�	<b>310 K�</b>

# Sonická aktivace výplachu


## EDDY®



### Speciální polymerové koncovky na sonickou aktivaci výplachu

**Acoustic streaming** lze definovat jako velmi rychlý kruhový nebo vířivý pohyb roztoku kolem vibrující koncovky.

**Kavitace** – vytváří se rostoucí bubliny, které při dosažení kritického bodu implodují (interní kolaps) se souběžným uvolněním rázové vlny a obrovské síly s vakuovým efektem.



#### Bezpečné



Vyrobena z bezpečného a flexibilního polymeru. Na rozdíl od rigidních výplachových kanyl a UZ koncovek se snadno dostává přes zakřivení a zachovává přirozenou anatomii k.k.

- Měkký polymer chrání před poškozením stěn kanálku
- Spolehlivě odstraňuje zbytky tkáně a detritu
- Dostává se blíže k apexu než kovové kanyly nebo UZ koncovky
- Nízké riziko zalomení hrotu

#### Efektivní



Vibrace 5000-6000 Hz vyvolává 3D pohyb roztoku. Polymerová koncovka velmi efektivně osciluje ve výplachovém roztoku a spouští dva čisticí faktory: kavitaci a acoustic streaming

- 3D aktivace tlačí roztok do laterálních kanálků
- Díky oscilaci hrotu koncovky se účinně vypláchnou i apikální část k.k.
- Fyzikální účinky, které zvyšují čisticí efekt

#### Klinicky ověřené



Výzkum\* prokázal nejen, že sonická aktivace pomáhá při odstranění detritu a dosáhne i na místa, která nebylo možné opracovat mechanicky. Také prokázal, že použití koncovek EDDY v kombinaci s aircalarem při 6000 Hz je stejně účinné nebo i lepší než pasivní aktivace ultrazvukem.

\* Canal cleanliness using different irrigation activation systems: a SEM evaluation. Urban K., Donnermeyer D., Schäfer E., Bürklein S., Department of Operative Dentistry, University of Münster, Germany. Clin Oral Investing, Feb. 2016.



MDDr. Jan Petřík

Eddy systém pro aktivaci výplachových roztoků jsem si velice oblíbil pro jeho vysokou účinnost a flexibilitu. Materiál z polyamidu minimalizuje rizika spojené s užitím kovových instrumentů a umožňuje tak klidnější průběh ošetření.

# Aktivace výplachu



## EDDY sterilní koncovky

Balení 10ks sterilních koncovek nebo 100 Plus kit (120 ks).

obj. číslo: 0134800

**1 560 Kč** + 833 Kč

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0134800	10 ks	1 840 Kč	<b>1 690 Kč</b>
9037324	120 ks	18 397 Kč	<b>14 900 Kč</b>



## Proxeo ZE-55 Air Scaler

Nesvětelný airscaler bez regulace, frekvence 6 kHz. Nasazuje se přímo na vzduchovou hadici (Midwest 4děřový). V balení jsou 2 profylaktické koncovky 1AU.



Přímo na hadici



objednací číslo: 9021658

**12 600 Kč** + 7203 Kč

## Proxeo ZA-55 LM světelné

Světelný airscaler s regulací výkonu, frekvence 6 kHz. Součástí balení jsou koncovky 1AU, 2AU, 3AU a 1AP.

objednací číslo: 9052904

**37 963 Kč** + 44 680 Kč



## Proxeo ZA-55 nsvětelné

Airscaler bez regulace, frekvence 6 kHz s připojením na RotoQuick (9014999) nebo Multiflex (9038204). Součástí balení jsou koncovky 1AU, 2AU, 3AU a 1AP.

objednací číslo viz text

**27 160 Kč** + 30 181 Kč



## Endoactivator

**MAILLEFER**

Bezdrátový ruční přístroj (pracuje na baterie AA) pro aktivaci výplachového roztoku v kořenovém kanálu během endodontického ošetření. Má tvar kolénkového násadce, umožňuje snadší přístup do postranního úseku. Tři rychlosti - vysoká, střední, pomalá, sonický motor.



modrá = 035      červená = 025      žlutá = 015

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9027409	Set	17 505 Kč	<b>14 990 Kč</b>
9027225	Přístroj	10 929 Kč	<b>9 800 Kč</b>
902812X	Koncovky, 25 ks	1 948 Kč	<b>1 790 Kč</b>
0188025	Ochranný obal, 100 ks	836 Kč	<b>790 Kč</b>

Dentsply  
Sirona  
Endodontics

## Irri S

UZ koncovka pro pasivní aktivaci výplachového roztoku, nepreparuje dentin. Velikosti 25/21 mm (0058018) a 25/25 mm (0058019). Bez kleštiny. Balení 4 ks.

VDW® Endo Easy Efficient

objednací číslo viz text

**3 490 Kč** + 3 743 Kč



# MAP Systém – přesná aplikace



Produits Dentaires SA  
Vevey . Switzerland



MAP Systém umožňuje aplikovat MTA a jiné reparační materiály beze ztrát a s naprostou přesností. Úspora materiálu až 30 %.

## MAP one

MAPSYSTEM

Ekonomická varianta s nejvíce používanou NiTi koncovkou - NiTi Memory Shape Needle červená.



objednací číslo: 9034441

**7 400 Kč** ~~9 254 Kč~~

## MAP Intro Kit

MAPSYSTEM

Optimální kit 3 koncovek pro uživatele, kteří hledají flexibilitu a přesnost. Obsahuje NiTi Memory Shape Needle (No0, No1 a No2), plastové píсты (8x No0, 8x No1 a 8x No2), čistící kyrety (No0, No1 a No2), klíč, silikonové stopky (No0, No1 a No2), aplikační stříkačku z nerezové oceli, nerezový kalíšek na míchání MTA a sterilizovatelný hliníkový box o rozměru 185 x 95 x 30 mm.



obj. číslo: 9036574

**17 200 Kč** ~~20 674 Kč~~

## MAP Universal Kit

MAPSYSTEM

Kompletní set 5 koncovek pro uživatele, kteří potřebují více možností, jak aplikovat. Obsahuje NiTi Memory Shape Needle (No0, No1 a No2), Classic Needle (No0 a No1), plastové píсты (16x No0, 16x No1 a 8x No2), čistící kyrety (No0, No1 a No2), klíč, silikonové stopky (No0, No1 a No2), nerezový kalíšek na míchání MTA, aplikační stříkačku z nerezové oceli a sterilizovatelný hliníkový box 185 x 145 x 30 mm.



obj. číslo: 9036575

**21 990 Kč** ~~26 320 Kč~~

## MAP Surgical Kit

MAPSYSTEM

Specifický set 4 retrográdních a 2 NiTi koncovek pro specialisty na chirurgii. Obsahuje Surgery Needle (No0 pravá, No0 levá, No1 pravá a No1 levá), NiTi Memory Shape Needle (No0 a No1), plastové píсты (24x No0 a 24x No1), čistící kyrety (No0 a No1), klíč, silikonové stopky (No0 a No1), aplikační stříkačku z nerezové oceli, nerezový kalíšek na míchání MTA a sterilizovatelný hliníkový box o rozměru 185 x 145 x 30 mm.



obj. číslo: 9036576

**26 500 Kč** ~~29 457 Kč~~

## MAP silikonové stopky + klíč

Klíč a silikonové stopky (cca 50 ks). Žluté 9036401, červené 9035753, modré 9036581. **Tip:** Nasadíte několik stopek na aplikační jehlu. Po nabrání MTA stáhnete stopku pomocí klíče, tím očistíte vnější povrch jehly a můžete aplikovat bez potřísnění stěn kavity nebo kanálku.



viz text

**770 Kč** ~~910 Kč~~

## MAP nerezový kalíšek

Malý nerezový kalíšek pro namíchání MTA, 1 ks. **Za akční cenu nabízíme posledních 12 ks.**

obj. číslo: 9037172

**424 Kč** ~~1 536 Kč~~



## Oral-B Super Floss

Oral-B®

Na pročištění koncovek.

Speciální zubní vlákno ve 3 segmentech = 10cm zaváděcí díl, 12cm vláknitý díl, 40cm nevoskované zubní vlákno.

**Akční cena platí od 2 kusů.**

obj. č.: 0098890

**90 Kč** ~~140 Kč~~



# MAP Systém




Produits Dentaires SA  
Vevey . Switzerland



## MAP Surgery

Balení obsahuje koncovku včetně 8 plastových pístů a 1 čistící kyrety.



## MAP SYSTEM

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
20225	N° 0 žlutá, pravá	4 393 Kč	<b>3 960 Kč</b>
20226	N° 0 žlutá, levá	4 393 Kč	<b>3 960 Kč</b>
20227	N° 1 červená, pravá	4 393 Kč	<b>3 960 Kč</b>
20228	N° 1 červená, levá	4 393 Kč	<b>3 960 Kč</b>

## MAP Hooked

**Nové provedení.** Koncovky na retrogradní aplikaci. Balení obsahuje koncovku včetně 8 plastových pístů a 1 čistící kyrety.

20263 N° 0 Ø 0,9 mm žlutá  
20264 N° 1 Ø 1,1 mm červená  
20265 N° 2 Ø 1,3 mm modrá




obj. č.: viz text

**3 960 Kč** ~~4 393 Kč~~

## MAP NiTi Memory Shape

Balení obsahuje koncovku včetně 8 plastových pístů a 1 čistící kyrety. Koncovku lze tvarovat.




## MAP SYSTEM

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
20210	N° 0 Ø 0,90 mm, žlutá	4 987 Kč	<b>4 480 Kč</b>
20211	N° 1 Ø 1,10 mm, červená	4 987 Kč	<b>4 480 Kč</b>
20212	N° 2 Ø 1,30 mm, modrá	4 987 Kč	<b>4 480 Kč</b>

## MAP Classic

Balení obsahuje koncovku včetně 8 plastových pístů a 1 čistící kyrety.




## MAP SYSTEM

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
20220	N° 0 Ø 0,90 mm, žlutá	4 235 Kč	<b>3 810 Kč</b>
20221	N° 1 Ø 1,10 mm, červená	4 235 Kč	<b>3 810 Kč</b>

## MAP plastové písty

Balení obsahuje 16 ks plastových pístů.



## MAP SYSTEM

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
20200	N° 0 žlutý	1 008 Kč	<b>910 Kč</b>
20201	N° 1 červený	1 008 Kč	<b>910 Kč</b>
20202	N° 2 modrý	1 008 Kč	<b>910 Kč</b>

# MTA mineral trioxid agregát

## Pro Root MTA

**MAILLEFER**

**Zlatý standard** mezi MTA. Prášek a tekutina (tekutinu lze nahradit sterilní vodou).  
Balení: 4 × 0,5g nebo 10 × 0,5g  
Pracovní čas: 5 minut  
Primární tuhnutí: 2 hodiny 45 minut  
Finální tuhnutí: do 24 hodin  
Opákní složka: oxid bizmutu



obj. číslo	balení	běžná cena	cena
9031878	4 × 0,5 g	6 044 Kč	<b>4 990 Kč</b>
9031879	10 × 0,5 g	13 723 Kč	<b>11 100 Kč</b>

## MTAFlow

Tekuté MTA pro aplikaci kanylou. Tekutosti je dosaženo velmi jemným mletím. Prášek se míchá s gelem (nelze nahradit). Balení: MTA 2g, gel 2 ml.  
Pracovní čas: 15 minut  
Primární tuhnutí: 5 minut po aplikaci\*  
Finální tuhnutí: do 24 hodin  
\* po 5ti minutách se již nevymyje, primární tuhnutí probíhá max. 2 hodiny  
Opákní složka: oxid bizmutu



objednací číslo: 9038050

**4 150 Kč** ~~4 953 Kč~~

## Dia-Root Bio MTA

Reparační materiál pro kořenové kanálky (perforace, resorpce, apexifikace atd.).  
Je biokompatibilní a podporuje hojení.  
• Vysoká biokompatibilita  
• Vynikající těsnící schopnost  
• Bílá barva, vhodná pro frontální zuby  
• Antibakteriální účinek pH 12  
• Snadná manipulace  
• Nevymývá se

Balení obsahuje 0,5 g MTA prášku, míchací podložku a špachtli.



obj. číslo: 9050710

**990 Kč** ~~1 100 Kč~~

## Nástroje pro aplikaci MTA+

Obsah balení 2 ks.



obj. číslo: 9032993

**1 200 Kč** ~~1 469 Kč~~



## DiaDent

## MTA White PD

**Bílé MTA** od výrobce MAP Systému. Prášek a tekutina (tekutinu lze nahradit sterilní vodou) pH 10 ihned po namíchání, během 3 h vystoupá až na pH 12 (vysoce zásadité). Balení: 4 × 0,14 g.  
Pracovní čas: 6 – 10 min.  
Primární tuhnutí: 15 min.  
Finální tuhnutí: do 24 h  
Opákní složka: tetraoxowolframan (nezabarvuje)



objednací číslo: 9034946

**1 100 Kč** ~~1 223 Kč~~

## MTA Angelus

Bílé MTA, míchá se se sterilní vodou. Balení 1g.  
Primární tuhnutí: 15 minut  
Finální tuhnutí: do 24 hodin



obj. číslo: 9032897

**1 502 Kč**



# Biokompatibilní a hojivé MTA

## Medcem Pure Portland Cement

Čisté MTA bez jakýchkoliv aditiv, excelentní barevná stabilita. Doporučované pro endodoncii dočasných zubů, pro všechny indikace MTA, včetně frontálních zubů, protože nezabarvuje. RTG opacita je jen mírně vyšší než u dentinu. 1 kapsle obsahuje cca 0,35 g, míchá se s destilovanou vodou a vystačí na 2-3 aplikace.



balení	cena
10 kapslí	2 105 Kč
40 kapslí	6 043 Kč
Prášek 7g	4 433 Kč



Prof. Dr. Matthias Zehnder  
Head of the Division of Endodontology, Clinic of Conservative and Preventive Dentistry, University of Zurich

## Medcem MTA

MTA s přísadkou RTG kontrastního média. Určený pro všechny indikace MTA včetně frontálních zubů. 1 kapsle obsahuje cca 0,35 g, míchá se s destilovanou vodou a vystačí na 2-3 aplikace.



balení	cena
10 kapslí	3 800 Kč
40 kapslí	11 000 Kč
Prášek 7g	7 199 Kč



### Medcem MTA

„Vital Pulp treatment, perforation repair, apical surgery. Choose the Swiss Gold Standard“

„Přímé překrytí pulpy, uzavření perforací, apikální chirurgie. Zvolte švýcarský Zlatý standard.“

## MTA+

Reparační materiál na bázi mineral trioxide agregat – oxid vápenatý, hlinitý a železitý. Používá se na přímé překrytí pulpy, resorpce, furkace, via falsa atd. Bílé MTA, prášek+tekutina, pracovat s namíchaným MTA lze max. 10 min. doba tuhnutí cca 3 hod.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9032991	Mini, 3x 0,14 g + tekutina	711 Kč	<b>610 Kč</b>
9033016	Standard, 6x 0,14 g + tekutina	1 208 Kč	<b>1 030 Kč</b>
9033142	Maxi, 10x 0,14 g + tekutina	1 524 Kč	<b>1 296 Kč</b>
9032992	Pro, 10x 0,14 g + tekutina + Matrix	2 100 Kč	<b>1 785 Kč</b>

## Bio MTA+

Reparační biomateriál. Tekutinu používejte vždy jen originální, obsahuje katalyzátor vápníku. Namíchanou hmotu (konzistence putty) zpracujte do 4 min., doba tuhnutí cca 2 hod.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9036136	Bio MTA+ Mini 3x 0,14 g + 1 ml	904 Kč	<b>770 Kč</b>
9035739	Bio MTA+ Standard 6x 0,14 g + 1 ml	1 371 Kč	<b>1 170 Kč</b>
9036583	Bio MTA+ Maxi 10x 0,14 g + 2 ml	1 754 Kč	<b>1 490 Kč</b>
9036584	Bio MTA+ Pro 10x 0,14 g + matrix + 2 ml	2 130 Kč	<b>1 820 Kč</b>

# Biosealery


## AH Plus Bioceramic Sealer

Biokeramický sealer ve stříkačce 3g, 5 skladovacích uzávěrů. **Starter Kit** obsahuje biokeramický sealer ve stříkačce 3g, 20× náhradní kanylu 24G a 5× skladovací uzávěr.

Novinka

Dentsply  
Sirona

MAILLEFER



obj. číslo	příslušenství	zaváděcí cena	akční cena
9052864	Starter Kit: 1× sealer v 3g stříkačce, 20× aplikační kanyla a 5× skladovací uzávěr	3 655 Kč	<b>3 100 Kč</b>
9052862	Refill: 3g sealer ve stříkačce a 5× sklad. uzávěr	2 999 Kč	<b>2 700 Kč</b>
9052863	Kanyly, 20 ks	935 Kč	<b>860 Kč</b>

## Dia-Root Bio Sealer

Biokeramický sealer na bázi MTA, vysoké pH 12 pro antibakteriální účinek, vhodný pro všechny obturační techniky s použitím gutaperčových čepů.

- Vysoká radioopacita 8,1 mm
- Vynikající těsnost, velmi nízká rozpustnost 0,95 %
- Nevymývá se
- Flow konzistence umožňuje zatékání materiálu i u komplikovaných kořenových systémů
- Předmíchaný, snadná, pohodlná a rychlá aplikace
- Doba tuhnutí 6 hodin
- Bismuth oxid jako radioopákní činidlo

Balení obsahuje 2g stříkačku, 20 ks jednorázových aplikačních koncovek, 20ks Endo stop terčků a silikonový kryt na stříkačku pro opakované použití.

objednávací číslo: 9050711

**1 520 Kč** ~~2 590 Kč~~

Dia Dent



# podporují hojení


## Biodentine

Bioaktivní cement, který má stejné mechanické vlastnosti jako dentin, může ho tedy nahradit v korunkové i kořenové části. Balení: 15 kapslí prášek + 15 lahviček tekutina nebo 5 kapslí prášek + 5 kapslí tekutina.

**Prášek - trifosforečnan silikát, tekutina - chlorid vápenatý a pomocné složky. Indikace: perforace kořene, vnější i vnitřní resorpce, apexifikace, retrográdní plnění, překrytí pulpy, pulpotomie, náhrada dentinu (sendvičová technika).**



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9026171	15x 0,7 g	7 602 Kč	<b>6 390 Kč</b>
9032594	5x 0,7 g	2 954 Kč	<b>2 620 Kč</b>



## GuttaFlow Bioseal



Bioaktivní sealer. Zaplňuje a navíc léčí. Při kontaktu s tekutinami se uvolní přírodní složky, jako jsou vápník a křemičitany a aktivují se biochemické procesy pro regeneraci k.k. Po vytvrnutí se na povrchu tvoří krystaly hydroxyapatitu, který je nejvýznamnější složkou tvrdých tkání, a tím dochází k vynikající adhezi a stimulaci přirozených spouštěčů regenerace tvrdých tkání. Spolehlivé 3D plnění k.k. za studena, složení je silikonový sealer (nesmršťuje se, naopak se rozpíná o 0,2%) a prášková gutaperča. Čas pro zpracování 5 minut, doba tuhnutí 12-16 minut.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9034902	1x stříkačka 5ml + 12x míchací koncovky	5 243 Kč	<b>4 700 Kč</b>
9038378	1x stříkačka 5ml	5 243 Kč	<b>4 260 Kč</b>
9036389	míchací koncovky, 24 ks	1 153 Kč	<b>980 Kč</b>

## Well-Root PT

Calcium-silikátová pasta typu Putty v komplich po 0,25g. Bez míchání, při tuhnutí nektrahuje. Vhodná na přímé překrytí pulpy, opravu perforací a retrográdní plnění. Balení 10x 0,25 g.

**VERICOM**

objednávací číslo: 9039996

**3 420 Kč** ~~3 520 Kč~~



## Well-Root ST

Calcium-silikátová pasta ve stříkačce. Tuhnutí max. 2,5 hodiny, vysoká zatékavost, vysoké pH 12 i po 7 dnech, velká pevnost 60 Mpa, opákní složka oxid zirkoničitý, při tuhnutí expanduje o 0,05 %, po otevření uchovávejte v originálním sáčku v lednici. Balení: stříkačka 2g.

**Well-Root™ ST**  
**VERICOM**

objednávací číslo: 9039995


**2 490 Kč** ~~2 690 Kč~~



# BioRoot™ RCS Succeed.

## Už žádné kompromisy!

- dlouhodobý úspěch
- jednoduchá technika



BioRoot™ RCS nabízí jednoduchou a rychlou techniku pro dlouhodobé definitivní zaplnění kořenových kanálků.

S BioRoot™ RCS jsou klinické a procedurální požadavky splněny:

- Dlouhodobé laterální i apikální utěsnění
- Zamezení bakteriální reinfekce
- Jednoduché a časově úsporné zpracování a aplikace
- Finančně úsporné

BioRoot™ RCS zvyšuje standard endodontické obturace a optimalizuje čas pacienta, strávený na křesle.



# Bioaktivní sealer pro definitivní kořenové výplně.

- hydrofilní - velmi dobře těsní ve vlhkém prostředí
- vynikající adheze k dentinu
- stimuluje periapikální hojení a regeneraci tvrdých tkání
- čistý křemičitan vápenatý = žádné smršťování při tuhnutí
- výborná zatékavost - utěsní i laterální kanálky
- antibakteriální pH > 11 = alkalické prostředí
- za studena - technika jednoho čepu nebo laterální kondenzace  
pracovní čas 10 minut, doba tuhnutí cca 4 hodiny



**Balení prášek 15 g  
a 35× 0,2 ml pipet  
s tekutinou**

**Akční cena: 5 990 Kč**  
Běžná cena: 6 790 Kč

Více na [dentamed.cz](http://dentamed.cz),  
u vašeho obchodního zástupce  
nebo **endo specialisty**



# Provizorní kořenové výplně

## Calasept

Hydroxid vápenatý ve stříkačce s kovovými aplikačními jehlami. Vysoký obsah kalcia >41 % (pH 12,4), dlouhodobá účinnost a vysoká efektivita. Přímá, rychlá a snadná aplikace. Balení obsahuje Calasept 4x 1,5 ml, 20 jehel nebo 2x 1,5 ml, 10 jehel.

**DIRECTA**  
directadental.com

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9036614	Calasept, 4x 1,5 ml	1 388 Kč	<b>1 249 Kč</b>
9036615	Calasept, 2x 1,5 ml	759 Kč	<b>690 Kč</b>



## Calasept Plus

Hydroxid vápenatý ve stříkačce s elastickými plastovými aplikačními kanyly. Vysoký obsah kalcia >41 % (pH 12,4), dlouhodobá účinnost a vysoká efektivita. Přímá, rychlá a snadná aplikace. Balení obsahuje Calasept Plus 4x 1,5 ml a 20 kanyl.

**DIRECTA**  
directadental.com

obj. číslo: 9036617
<b>1 440 Kč</b> <del>1 603 Kč</del>



## Calcipast

Hydroxid vápenatý v pastě, obohacený o barium sulfát. Použití jako přímé či nepřímé překrytí pulpy a jako dočasná výplň kořenového kanálku. Má baktericidní účinky, stimuluje hojení a tvorbu nového dentinu pomocí odontoblastů, uklidňuje záněty, zabraňuje penetraci exudátů.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
stříkačka	2,1 g	549 Kč	<b>490 Kč</b>
9033120	Mega pack, 4x 2,1 g	1 827 Kč	<b>1 590 Kč</b>




## Hydrocal

Hydroxid vápenatý v prášku. Obsah balení 10 g.



obj. číslo: 9032996

**230 Kč**



## Iodoform

Iodoform působí mírně anesteticky, vysušuje exsudáty, působí hemostaticky, nedráždí periapikální tkáň. Iodoform sám o sobě nemá antiseptické vlastnosti, pouze při kontaktu s tkáněmi, zejména se serózním nebo hnisavým sekretem, podléhá postupnému rozkladu za uvolňování volného jódu. Přímíchá se do hydroxidu vápenatého. Balení obsahuje 30 g.



obj. číslo: 9039640

**730 Kč** ~~862 Kč~~



## Calasept Temp

Samotuhnoucí, radioopákní provizorní výplň. Okamžité použití, není třeba míchat. Vysoká adheze k dentinu. Balení obsahuje 2x 30 g.

**DIRECTA**  
directadental.com

obj. číslo: 1280000

**760 Kč** ~~837 Kč~~



## Elastické aplikátory

Flexibilní aplikátory. Zakřivení usnadní přesnou aplikaci do kořenového kanálku.



obj. číslo	balení	cena
9033254	10 ks	<b>153 Kč</b>
9034266	20 ks	<b>287 Kč</b>

# Definitivní kořenové výplně

## 2Seal easymiX

Epoxid

RTG kontrastní sealer na bázi epoxidové pryskyřice, v praktické aplikační formě, duální stříkačka. Starter kit obsahuje 1x stříkačka 15g, 20 míchacích kanyl, míchací bloček, Mixing Syringe obsahuje 2x stříkačku 15g, Mixing Tips obsahuje 40 míchacích kanyl.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0058131	Starter Kit	3 462 Kč	<b>3 100 Kč</b>
0058133	2x15 g	5 072 Kč	<b>4 560 Kč</b>
0058134	kanyly, 40 ks	1 530 Kč	<b>1 380 Kč</b>

VDW® Endo Easy Efficient

## 2Seal

Epoxid

Sealer kořenových kanálků na epoxid-amin-polymerové bázi s minimálním smrštěním, dlouhodobou dimenzní stálostí a hustotou. Rentgenopákní. Obsah: 4 ml pasty A, 4 ml pasty B.



obj. číslo: 0058130

**3 020 Kč** ~~3 469 Kč~~

VDW® Endo Easy Efficient

## AH Plus JET

Epoxid

Endodontická epoxidová pasta pro plnění kořenových kanálků s minimální rozpustností, vysokou stabilitou, v praktické aplikační formě z dvojité stříkačky. Balení obsahuje 15g stříkačku, 20x míchací kanyly a 20x intraorální kanyly.

Dentsply Sirona Endodontics



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0088340	Starter Kit	3 484 Kč	<b>3 100 Kč</b>
0088341	2x15 g	5 182 Kč	<b>4 560 Kč</b>
0088342	kanyly, 40 ks	1 581 Kč	<b>1 380 Kč</b>

## AH Plus

Epoxid

Zdokonalená verze osvědčeného AH 26. Forma pasta-pasta se snáze zpracovává. 4 ml pasta A, 4 ml pasta B.



obj. číslo: 0088316

**3 240 Kč** ~~3 724 Kč~~

Dentsply Sirona Endodontics

## AH Plus Cleaner

Tekutina na odstranění přebytku AH Plus ze stěn kavity, pro lepší adhezi výplňových materiálů. Obsah balení 5 ml.

Dentsply Sirona Endodontics



obj. číslo: 9027643

**599 Kč** ~~640 Kč~~

## Syntex

Epoxid

Epoxidamin sealer ve stříkačce 10 g pro definitivní výplně k.k.



obj. číslo	balení	cena
9032989	1 ks	<b>1 501 Kč</b>
9036588	Míchací kanyly, 5 ks	<b>195 Kč</b>

## Sealapex

Kořenová výplňová pasta na bázi kalciumhydroxidu bez eugenolu pro dobrý apikální závěr. V kořenovém kanálku vytvrdne již za 1 hod. Obsah: 12 g pasta báze, 12 g katalyzátor. Akční cena je platná do 31. 3. 2021.



obj. číslo: 0036325

**960 Kč** ~~1 034 Kč~~

Epoxid s hydroxidem vápenatým

## Endomethasone N

Pasta na zinkoxid-eugenolové bázi pro plnění kořenových kanálků, bez obsahu formaldehydu, rentgenoktrastní. Obsah: 14 g prášek, 10 ml tekutina.

Zinkoxid eugenol



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0056319	Set	2 850 Kč	<b>2 490 Kč</b>
9050054	Prášek, 42 g	4 110 Kč	<b>3 590 Kč</b>
0056315	Prášek, 14 g	2 210 Kč	<b>1 926 Kč</b>
0056317	Tekutina, 10 ml	950 Kč	<b>840 Kč</b>

## GuttaFlow 2 Automix

Silikon

Plnění kořenových kanálků tekutou gutaperčou za studena. Kombinace silikonového sealeru a práškové gutaperči. Balení Set 5ml stříkačka, 12x míchací kanyla, refill 1x 5ml stříkačka, míchací kanyly 24 ks.

COLTENE



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9028914	Set	3 213 Kč	<b>2 960 Kč</b>
9036108	Refill	2 708 Kč	<b>2 320 Kč</b>
9029984	Míchací kanyly	1 410 Kč	<b>1 260 Kč</b>

## EssenSeal

Síla tea tree oleje. Zink-oxid eugenolový cement v kombinaci s esenciálním tea tree olejem. Díky velmi jemnému mletí na malé částičky je EssenSeal tixotropní a má ideální konzistenci k pokrytí stěn k.k. pro rychlé a snadné zavedení master čepu. Pracovní čas je 60 minut a doba tuhnutí méně než 3 hodiny. Balení 15g prášku, 10ml tekutiny a dávkovací lžička.

Produkt Dentatus SA Vevey, Switzerland

obj. číslo: 10246

**2 990 Kč** ~~3 337 Kč~~




# Obturační systémy – obturátory

## GuttaCore pro ProTaper Next

**MAILLEFER**

Obturátory s jádrem z upravené gutaperči, velikosti pro nástroje ProTaper Next.



Dentsply Sirona Endodontics

obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
A1803B	Pink pro PTN, 1 blistr (á 6 čepů), vel. X2, X3, X4, X5	1 129 Kč	<b>980 Kč</b>
A1803P	Pink, 5x 5 blistrů (á 6 čepů), vel. X2, X3, X4	5 394 Kč	<b>4 700 Kč</b>

## GuttaCore obturátory

**MAILLEFER**

GuttaCore obturátory s jádrem z upravené gutaperči. Velikost 20-40, (5x 6 čepů).




obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
A1703B	Pink, 1 blistr	1 102 Kč	<b>990 Kč</b>
A1703P	Pink, 5x 6 ks	5 264 Kč	<b>4 700 Kč</b>

Dentsply Sirona Endodontics

## GuttaCore pro WaveOne Gold

**MAILLEFER**

K systému WaveOne Gold nově obturátory GuttaCore místo původního Thermoafilu. Balení obsahuje 5 ks + 1 ks Verifier nebo 5x 5+1.



balení	běžná cena	akční cena
6 ks	936 Kč	<b>860 Kč</b>
25 ks	4 140 Kč	<b>3 740 Kč</b>

Dentsply Sirona Endodontics

## Thermaprep

**MAILLEFER**

Obturační píčka. U obturátorů s plastovým nosičem se volí ze tří teplotních nastavení dle velikosti čepu, u GuttaCore je nutné nahřívát vždy jen na nejnižší teplotu bez ohledu na velikost čepu.



Dentsply Sirona Endodontics

objednací číslo: 9027610

**14 880 Kč** ~~17 554 Kč~~

## GuttaFusion obturátory

**VDW** Endo Easy Efficient

Obturátory s jádrem z upravené gutaperči. Prohlubně na úchyty usnadňují uchycení pomocí pinzety. Velikost 20-55 (6 ks), 20-40 (30 ks).



balení	běžná cena	akční cena
6 kusů	1 132 Kč	<b>990 Kč</b>
30 kusů	5 100 Kč	<b>4 600 Kč</b>

## Guttafusion pro Reciproc

**VDW** Endo Easy Efficient

Obturátory s jádrem z upravené gutaperči, velikosti pro systém Reciproc. Balení 6 ks V04 1531000 xxx (doplňte R25 025, R40 040, R50 050) nebo 5 x 6 ks R25 V04 1532000 xxx (R25 025, R40 040, R50 050).



balení	běžná cena	akční cena
6 ks	1 132 Kč	<b>990 Kč</b>
5 x 6 ks	5 100 Kč	<b>4 600 Kč</b>



# Obturační systémy a příslušenství

## Elements IC

Bezdrátový obturační přístroj, indukční nabíjení, pohodlný úchop a výborné vyvážení. DownPack: nastavení teploty 140 - 400 °C, na 200°C se zahřeje za méně než 0,5 s, 360° aktivační kroužek. BackFill: indikátor plnosti cartridge, topný článek je chráněn izolací aerogelu, nastavitelná rychlost vytlačení gutaperči, nastavitelná teplota od 100°C do 230°C, aktivační prstenec 360°.



**Kerr**

### Akce 1:

Elements IC + 2 balení cartridge **79 790 Kč**

### Akce 2:

Elements IC + 3 balení cartridge + 1 sada horkých pluggerů + 3 ks Buchanan ruční plugger **82 938 Kč**

## Gutta Smart

Bezdrátový obturační přístroj. Gutaperča v kartuších má nové složení, které umožňuje práci při nižších teplotách, velikosti 20G 0,8 mm, 23G 0,6 mm a 25G 0,5 mm. Horký plugger Small 40/.025, Medium 50/.05 a Large 60/.06.

**Dentsply Sirona**



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9039060	Gutta Smart	68 170 Kč	<b>59 990 Kč</b>
9039228	Horký plugger Small - černý	3 037 Kč	<b>2 740 Kč</b>
9039229	Horký plugger Medium - žlutý	3 037 Kč	<b>2 740 Kč</b>
9039230	Horký plugger Large - modrý	3 037 Kč	<b>2 740 Kč</b>
9039231	Cartridge 20G	1 763 Kč	<b>1 590 Kč</b>
9039232	Cartridge 23G	1 763 Kč	<b>1 590 Kč</b>
9039233	Cartridge 25G	1 763 Kč	<b>1 590 Kč</b>

## Cartridge pro Elements Obturation Unit a pro Elements Free i pro Elements IC

Nové cartridge pro Elements: matice - bronz, jehla - měď, pozlacené. Stejně množství GP v jedné cartridge. Delší jehla o 5 mm. Zlepšená účinnost vytlačování. Flexibilnější jehla, ohyb možný 12-14x. Větší matice, plně chrání topnou část jednotky.

23G medium body - středně zatěkává  
23G heavy body - méně zatěkává  
25G light body - více zatěkává



**Kerr**



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
972-2500	23G medium	2 183 Kč	<b>1 990 Kč</b>
972-2502	23G heavz	2 183 Kč	<b>1 990 Kč</b>
972-2501	25G light	2 183 Kč	<b>1 990 Kč</b>

## Buchanan plugger

Horké plugger do Elements a ElementsFree / Elements IC

**Kerr**



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9024914	XF .04, extra fine, 1 ks	3 040 Kč	<b>2 790 Kč</b>
9024915	F .06, fine, 1 ks	3 040 Kč	<b>2 790 Kč</b>
9024916	FM .08, fine medium, 1 ks	3 040 Kč	<b>2 790 Kč</b>
9024917	M .10, medium, 1 ks	3 040 Kč	<b>2 790 Kč</b>
9024918	ML.12, medium large, 1 ks	3 040 Kč	<b>2 790 Kč</b>
	Sada, 5 ks	11 367 Kč	<b>10 290 Kč</b>

# Ruční pluggery

## Buchanan ruční plugger

**Kerr**


Ruční plugger pro techniku plnění teplou gutaperčou.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9024818	č. 0, (ISO 25 / 75), žlutý	2 764 Kč	<b>2 400 Kč</b>
9024817	č. 1 (ISO 40 / 80), červený	2 764 Kč	<b>2 400 Kč</b>
9024816	č. 2 (ISO 70 / 130), modrý	2 764 Kč	<b>2 400 Kč</b>

## Buchanan MIE plugger

Pluggery dle dr. Buchananana - miniinvazivní přístup. **Akční ceny platí pouze do vyprodání zásob.**



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9050013	vel. 1, 20/30	3 040 Kč	<b>1 920 Kč</b>
9050014	vel. 2, 40/50	3 040 Kč	<b>1 920 Kč</b>
9050015	vel. 3, 60/70	3 040 Kč	<b>1 920 Kč</b>
9050016	vel. 4, 80/90	3 040 Kč	<b>1 920 Kč</b>
9050017	vel. 5, 110/130	3 040 Kč	<b>1 920 Kč</b>

## Plugger Dr. Machtou A289S

**MAILLEFER**

Ruční plugger pro techniku plnění teplou gutaperčou.




obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0913311	vel. 0, NiTi (0,4 mm)	1 410 Kč	<b>1 290 Kč</b>
9028414	vel. 1/2 (0,5 mm, 0,6 mm)	1 188 Kč	<b>1 100 Kč</b>
9024415	vel. 3/4 (0,8 mm, 1,0 mm)	1 188 Kč	<b>1 100 Kč</b>

## BeeFill Machtou pluggery

**VDW** Endo Easy Efficient

Ruční pluggery pro techniku plnění teplou gutaperčou.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0313700	vel. 0, NiTi (0,4 mm)	1 109 Kč	<b>1 040 Kč</b>
0458634	vel. 1/2 (0,5 mm, 0,6 mm)	1 023 Kč	<b>940 Kč</b>
0458635	vel. 3/4 (0,8 mm, 1,0 mm)	1 023 Kč	<b>940 Kč</b>

## GP pluggery

Z nerezové oceli, žlutý 0,6 mm (9037466), červený 0,8 mm (9037467), modrý 1,0 mm (9037468), zelený 1,2 mm (9037469). Sortiment (9037470).



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
viz text	Plugger, 1 ks	1 118 Kč	<b>840 Kč</b>
9037470	Set, 4 kusy	3 832 Kč	<b>2 719 Kč</b>

## BeeFill Cartridge

Kartuše pro použití s obturačním přístrojem BeeFill.

**VDW** Endo Easy Efficient



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0458636	25G, 0,45 mm, 10 ks	1 903 Kč	<b>1 720 Kč</b>
0458632	23G, 0,6 mm, 10 ks	1 903 Kč	<b>1 720 Kč</b>
0458633	20G, 0,8 mm, 10 ks	1 903 Kč	<b>1 720 Kč</b>

## BeeFill horké pluggery

BeeFill plugger ISO 40/.03 standard černý, BeeFill plugger ISO 50/.05 soft žlutý, BeeFill plugger ISO 60/.06 soft modrý.

**VDW** Endo Easy Efficient



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0558601	Standard, černý	3 547 Kč	<b>3 200 Kč</b>
0558602	Soft, žlutý	3 547 Kč	<b>3 200 Kč</b>
0558603	Soft, modrý	3 547 Kč	<b>3 200 Kč</b>

# Hi Rem+ & Over Post+

## Hi Rem+ & Over Post+

### Active Adhesion Systém

Biomimetický matrix, který zlepšuje vazbu mezi čepem a samoadhezivním cementem díky chemické interakci zvyšující retenční sílu.

- + o 70 % zvýšené zdrsňení povrchu čepu
- + vyšší radioopacita
- + vysoce translucenční
- + kónicko-cylindrický průřez



balení Hi-Rem+	běžná cena	akční cena
SKRHP Hi-Rem+ Starter Kit ( 9 čepů + 3 vrtáčky)	4 480 Kč	
RHP600 Hi-Rem+, 10 čepů, vel. 0	3 740 Kč	<b>3 200 Kč</b>
RHP601 Hi-Rem+, 10 čepů, vel. 1	3 740 Kč	<b>3 200 Kč</b>
RHP602 Hi-Rem+, 10 čepů, vel. 2	3 740 Kč	<b>3 200 Kč</b>
RHP603 Hi-Rem+, 10 čepů, vel. 3	3 740 Kč	<b>3 200 Kč</b>

balení Over Post+	běžná cena	akční cena
SKPP Over Post+ Starter Kit (9 čepů + 3 vrtáčky)	4 110 Kč	
PP700 Over Post+, 10 čepů, vel. 0	3 360 Kč	<b>2 890 Kč</b>
PP701 Over Post+, 10 čepů, vel. 1	3 360 Kč	<b>2 890 Kč</b>
PP702 Over Post+, 10 čepů, vel. 2	3 360 Kč	<b>2 890 Kč</b>
PP703 Over Post+, 10 čepů, vel. 3	3 360 Kč	<b>2 890 Kč</b>

Při nákupu 5 balení Hi-Rem+ nebo 6 balení Over Post+ získáte **zdarma OverCem Universal 9,5 g** (9050349) a míchací koncovky.



# OverCem

**OverCEM SA**  
Dual-Curing Self-Adhesive Resin Cement

**overfibers**  
improve your performance

## OverCem

Duálně tuhnoucí samoadhezivní pryskyřičný fixační cement.

### Samoadhezivní, inovativní receptura

Vynikající a dlouhodobá vazba

### Silná vazba

Výborné mechanické vlastnosti

### Duálně tuhnoucí

Zaručuje vysokou účinnost polymerizace

### Míchací koncovky T-Mixer

Menší velikost šetří až 30% materiálu

### Víceúčelový fixační materiál

Kořenové čepy, kompozit, zirkon, keramika, kov, lithium disilikát



Při nákupu 10 balení čepů á 10 ks získáte zdarma OverCem Universal 9,5 g (9050349) a míchací koncovky

obj. číslo	sety	běžná cena	akční cena	při nákupu 4 bal. čepů
9050351	<b>OverCem Starter Kit:</b> 1× 9,5g translucent, 1× 9,5g universal, 1× 9,5g opaque, 24× T-Mixer regular, 15× T-Mixer Wide + 15× Endo Tip	7 762 Kč	6 990 Kč	5 990 Kč
9050352	<b>OverCem Translucent Kit:</b> 3× 9,5g translucent, 24× T-Mixer regular, 15× T-Mixer Wide + 15× Endo Tip	7 762 Kč	6 990 Kč	5 990 Kč
9050353	<b>OverCem Universal Kit:</b> 3× 9,5g universal, 24× T-Mixer regular, 15× T-Mixer Wide + 15× Endo Tip	7 762 Kč	6 990 Kč	5 990 Kč
9050354	<b>OverCem Opaque Kit:</b> 3× 9,5g opaque, 24× T-Mixer regular, 15× T-Mixer Wide + 15× Endo Tip	7 762 Kč	6 990 Kč	5 990 Kč



obj. číslo	refill	běžná cena	akční cena	při nákupu 4 bal. čepů
9050348	OverCem Translucent 9,5g + koncovky – 1× 9,5g translucent, 8× T-Mixer regular, 5× T-Mixer Wide + 5× Endo Tip	3 163 Kč	2 890 Kč	2 200 Kč
9050349	OverCem Universal 9,5g + koncovky – 1× 9,5g universal, 8× T-Mixer regular, 5× T-Mixer Wide + 5× Endo Tip	3 163 Kč	2 890 Kč	2 200 Kč
9050350	OverCem Opaque 9,5g + koncovky – 1× 9,5g opaque, 8× T-Mixer regular, 5× T-Mixer Wide + 5× Endo Tip	3 163 Kč	2 890 Kč	2 200 Kč



obj. číslo	míchací kanyly	běžná cena	akční cena
9050361	T-Mixer Regular, 25 ks	1 089 Kč	980 Kč
9050362	T-Mixer Wide + Endo Tip, 15 + 15 ks	907 Kč	790 Kč



obj. číslo	sety s čepy	běžná cena	akční cena
9050357	<b>OverCem Hi-Rem+:</b> 1× 9,5g translucent, 8× T-Mixer Regular, 5× T-Mixer Wide + 5× Endo Tip, 20 ks čepy Hi-Rem+ (5× od každé velikosti) a 4 ks vrtáčky (1× od každé velikosti)	9 073 Kč	8 200 Kč
9050358	<b>OverCem Hi-Rem prosthetic:</b> 1× 9,5g translucent, 8× T-Mixer Regular, 5× T-Mixer Wide + 5× Endo Tip, 20 ks čepy Hi-Rem prosthetic (5× od každé velikosti) a 4 ks vrtáčky (1× od každé velikosti)	5 910 Kč	5 320 Kč
9050359	<b>OverCem OverPost+:</b> 1× 9,5g translucent, 8× T-Mixer Regular, 5× T-Mixer Wide + 5× Endo Tip, 20 ks čepy OverPost+ (5× od každé velikosti) a 4 ks vrtáčky (1× od každé velikosti)	8 440 Kč	7 600 Kč
9050360	<b>OverCem OverPost prosthetic:</b> 1× 9,5g translucent, 8× T-Mixer Regular, 5× T-Mixer Wide + 5× Endo Tip, 20 ks čepy OverPost prosthetic (5× od každé velikosti) a 4 ks vrtáčky (1× od každé velikosti)	5 630 Kč	5 100 Kč



# Overfibers - Over Post



## Polygon Over Post

Oválný tvar, ideální pro jednokořenové premo-láry, špičáky a řezáky s nekruhovým průřezem kanálku. Velikosti 0 Ø hrotu 0,8 mm, 01 Ø hrotu 0,9 mm, 02 Ø hrotu 1,1 mm a 03 Ø hrotu 1,2 mm. Délka 19 mm.



obj. číslo	balení	cena	akč. cena
SKPYOP	Set (3x 3 + 3 vrt.)	1 999 Kč	<b>1 790 Kč</b>
PYOP00	● čepy vel. 0, 10 ks	1 519 Kč	-
PYOP01	● čepy vel. 1, 10 ks	1 519 Kč	-
PYOP02	● čepy vel. 2, 10 ks	1 519 Kč	-
PYOP03	● čepy vel. 3, 10 ks	1 519 Kč	-
PYD01-03	vrtáček, 1 ks	399 Kč	<b>299 Kč</b>

## Prosthetic Over Post

Kónicko-cylindrický tvar pro dostavby se zcela nebo téměř chybějící korunkovou částí. Zajišťují maximální stabilitu u vchodu do kořenového kanálku díky širokému průměru v koronální části a úzkému v části apikální. Velikosti 0 Ø 0,7 mm .04, 1 Ø 0,8mm .05, 2 Ø 0,8mm .06, 3 Ø 0,9 .08, 4 Ø 1,1mm .08. Délka 19 mm.



obj. číslo	balení	cena	akč. cena
SKPOP	Set (3x 1,2,3 + 3 vrt.)	1 899 Kč	<b>1 690 Kč</b>
POP100	● čepy vel. 0, 10 ks	1 369 Kč	-
POP101	● čepy vel. 1, 10 ks	1 369 Kč	-
POP102	● čepy vel. 2, 10 ks	1 369 Kč	-
POP103	● čepy vel. 3, 10 ks	1 369 Kč	-
POP104	● čepy vel. 4, 10 ks	1 369 Kč	-
PD01-03	vrtáček, 1 ks	399 Kč	<b>299 Kč</b>

## Endodontic Over Post

Pro zuby s částečně zachovalou korunkovou částí, po ošetření NiTi nástroji. Nejširší bod je umístěn do ústí z k.k., Kónicky tvarovaná horní část čepu zabraňuje kontaktu při zavádění čepů do více kanálků v jednom zubu. Vel. 0 Ø 0,56 mm .04, 1 Ø 0,65 mm .06, 2 Ø 0,72 mm .08, 3 Ø 0,88 mm .08, 4 Ø 1,04 mm .08. Délka 19 mm.



obj. číslo	balení	cena	akč. cena
SKEOP	Set (3x 1,2,3 + 3 vrt.)	1 899 Kč	<b>1 690 Kč</b>
EOP200	● čepy vel. 0, 10 ks	1 369 Kč	-
EOP201	● čepy vel. 1, 10 ks	1 369 Kč	-
EOP202	● čepy vel. 2, 10 ks	1 369 Kč	-
EOP203	● čepy vel. 3, 10 ks	1 369 Kč	-
EOP204	● čepy vel. 4, 10 ks	1 369 Kč	-
ED201-3	vrtáček, 1 ks	399 Kč	<b>299 Kč</b>

## Hi-Rem Polygon Post

Oválný tvar, ideální pro jednokořenové premo-láry, špičáky a řezáky s nekruhovým průřezem. Navíc mají středovou osu z měkkého modrého polymeru, to usnadňuje případné odstranění čepu. Velikosti 01 Ø hrotu 0,8 mm, 02 Ø hrotu 1,1 mm a 03 Ø hrotu 1,2 mm. Délka 19 mm.



obj. číslo	balení	cena	akč. cena
9033179	Set (3x 3 + 3 vrt.)	2 199 Kč	<b>1 990 Kč</b>
RPYOP01	● čepy vel. 1, 10 ks	1 719 Kč	-
RPYOP02	● čepy vel. 2, 10 ks	1 719 Kč	-
RPYOP03	● čepy vel. 3, 10 ks	1 719 Kč	-
PYD01-03	vrtáček, 1 ks	399 Kč	<b>299 Kč</b>

## Hi-Rem Prosthetic Post

Kónicko-cylindrický tvar pro dostavby se zcela nebo téměř chybějící korunkovou částí. Zajišťují maximální stabilitu u vchodu do k.k. díky širokému průměru v koronální části a úzkému v části apikální. Navíc mají středovou osu z měkkého modrého polymeru, to usnadňuje případné odstranění čepu. Velikosti 0 Ø 0,7 mm .04, 1 Ø 0,8 mm .05, 2 Ø 0,8 mm .06, 4 Ø 0,9 mm .08.



obj. číslo	balení	cena	akč. cena
SKRPOP	Set	2 099 Kč	<b>1 790 Kč</b>
RPOP101	● čepy vel. 1, 10 ks	1 569 Kč	-
RPOP102	● čepy vel. 2, 10 ks	1 569 Kč	-
RPOP103	● čepy vel. 3, 10 ks	1 569 Kč	-
PD100-3	vrtáček, 1 ks	399 Kč	<b>299 Kč</b>

## Hi-Rem Endodontic Post

Pro zuby s částečně zachovanou korunkovou částí. Nejširší bod je umístěn do ústí z k.k. Zúžení v horní části čepu zabraňuje kontaktu při více čepch v jednom zubu. Navíc mají středovou osu z měkkého modrého polymeru, to usnadňuje případné odstranění čepu. Velikosti 1 Ø 0,72 mm, 2 Ø 0,88 mm, 3 Ø 1,04 mm. Délka 19 mm.



obj. číslo	balení	cena	akč. cena
SKREOP	Set (3x 3 + 3 vrt.)	2 099 Kč	<b>1 990 Kč</b>
REOP201	● čepy vel. 1, 10 ks	1 569 Kč	-
REOP202	● čepy vel. 2, 10 ks	1 569 Kč	-
REOP203	● čepy vel. 3, 10 ks	1 569 Kč	-
HED201-3	vrtáček, 1 ks	399 Kč	<b>299 Kč</b>

# Klíč k zachování více dentinu

Kořenové čepy DT Light a DT Illusion XRO se po inovaci vrátily na trh

Všechny D.T. Light čepy mají specifický a inovativní tvar Double Taper, tedy dvojitý kónus. Tento tvar odpovídá morfologii kořene po provedeném endodontickém ošetření. To znamená menší odstranění dentinu ve srovnání s čepy s jedním kónusem. D.T.Light čepy mají vysokou klinickou účinnost in vivo, která byla prokázána ve více než 100 studiích.

- + **Dvojitý kónus** šetří dentin, preparace je méně invazivní
- + **Křemíková vlákna** mají vyšší pevnost v tahu než skleněná vlákna
- + **Nové čepy** mají vynikající světelnou propustnost a výbornou adhezi s fixačními materiály



## DT Light

Kořenové čepy z křemíkových vláken a kompozitní matrix.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9051136	Vel. 0, černé, 10 ks	4 094 Kč	<b>3 460 Kč</b>
9051137	Vel. 1, červené, 10 ks	4 094 Kč	<b>3 460 Kč</b>
9051138	Vel. 2, žluté, 10 ks	4 094 Kč	<b>3 460 Kč</b>
9051139	Vel. 3, modré, 10 ks	4 094 Kč	<b>3 460 Kč</b>

## DT Illusion XRO

Kořenové čepy z průsvitných vláken X-RO, zalitých v barevné epoxyvinylesterové matrix, která se v ústech také změní na průsvitnou.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9051132	Vel. 0, černé, 10 ks	4 276 Kč	<b>3 660 Kč</b>
9051133	Vel. 1, červené, 10 ks	4 276 Kč	<b>3 660 Kč</b>
9051134	Vel. 2, žluté, 10 ks	4 276 Kč	<b>3 660 Kč</b>
9051135	Vel. 3, modré, 10 ks	4 276 Kč	<b>3 660 Kč</b>

## DT Finition Drill

Finishing vrtáčky různých velikostí pro DT Light a DT Illusion kořenové čepy.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9051140	Universal, vel. 0, 1 ks	704 Kč	<b>600 Kč</b>
9051141	Finition, vel. 1, 1 ks	801 Kč	<b>720 Kč</b>
9051142	Finition, vel. 2, 1 ks	801 Kč	<b>720 Kč</b>
9051143	Finition, vel. 3, 1 ks	801 Kč	<b>720 Kč</b>



## Proxeo Ultra

Nový univerzální ultrazvukový přístroj s možností dokoupení násadců pro EMS a Mectron nebo pro NSK a Satelec. Velký zásobník na chladící kapalinu 750 ml. Nový ergonomicky tvarovaný světelný násadec, dostupný se 3 různými závity:

W&H Quick – NOVINKA utažení hrotu pouze jednou otáčkou

W&H Satelec kompatibilní

W&H EMS kompatibilní



EMS a Mectron    NSK a Satelec    W+H Q-Link



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9039276	Proxeo Ultra	59 774 Kč	<b>49 985 Kč</b>
9039277	Násadec EMS	19 271 Kč	<b>15 875 Kč</b>
9039278	Násadec Satelec	19 271 Kč	<b>15 875 Kč</b>

## Koncovka 1E

Neřezný nástroj pro efektivní aktivní oplach v systému kořenového kanálku.



obj. číslo: 0636790

**3 627 Kč**

## Koncovka 2E

Koncovka pro laterální tepelné kondenzace gutaperčou.



obj. číslo: 06368000

**2 778 Kč**

## Koncovka 3E

Pro odstraňování zlomených nástrojů v kořenovém kanálku.



obj. číslo: 06368100

**3 627 Kč**

## Koncovka 4E

Pro preparaci spodiny kavity pulpy.



obj. číslo: 07812300

**3 926 Kč**

## Koncovka 5E

Vibrační instrument pro odstraňování čepů kořenového kanálku.



obj. číslo: 07812500

**3 627 Kč**

## Koncovka 6E

Pro odstraňování výplní kořenových kanálků a kalcifikovaných kořenových kanálků.



obj. číslo: 07812200

**3 627 Kč**



# Speciální nástroj na zalomené fragmenty

## BTR Pen:

- komfortní a ergonomické pero s drážkami pro jistější uchopení
- vyrobeno z velmi kvalitní chirurgické nerezové oceli
- univerzální velikost
- určeno pro opakované použití
- lze sterilizovat v autoklávu

## Výměná kanyla s lasem z nitinolu:

- kombinace tenké a velmi elastické jehly 0,3 mm s lasem z nitinolu
- snazší zavedení do úzkých a zakřivených kanálků
- tvarová paměť
- maximální odolnost v tahu
- biokompatibilní, odolnost proti korozi

## Pružina:

- plná kontrola napětí smyčky - optimalizovaný parametr elasticity
- záruka lehkého a bezpečného pohybu
- nastavení pružnosti pružiny





# BTR Pen a Terauchi

## BTR Pen set

Set na odstranění zalomených nástrojů.



obj. číslo: 9038720

**18 900 Kč** ~~25 546 Kč~~



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9038721	BTR Pen kanyly 0,3 mm, 5 ks	1 597 Kč	<b>1 330 Kč</b>
9039408	BTR Pen kanyly 0,4 mm, 5 ks	2 107 Kč	<b>1 740 Kč</b>
9039409	BTR Pen kanyly 0,5 mm, 5 ks	2 363 Kč	<b>1 970 Kč</b>

## Terauchi File Retrieval

### Ultrazvuková koncovka 12 o'clock

Koncovku lze předechnout.



obj. číslo	balení	cena
9038612	Satelec uchycení	<b>3 902 Kč</b>
9036694	EMS uchycení	<b>3 902 Kč</b>

### Ultrazvuková koncovka 6 o'clock

Koncovku lze předechnout.



obj. číslo	balení	cena
9036695	Satelec uchycení	<b>3 902 Kč</b>
9038613	EMS uchycení	<b>3 902 Kč</b>

### Ultrazvuková koncovka S rovná

Koncovku lze předechnout.



obj. číslo	balení	cena
9036693	Satelec uchycení	<b>3 902 Kč</b>
9037531	EMS uchycení	<b>3 902 Kč</b>

### Micro explorer ME

Nástroj na penetraci do gutaperči. Velmi tenký a ostrý.



obj. číslo: 9036697

**1 966 Kč**

### Nástroj na odstranění gutaperči GPR

Jemný háček na zachycení a vytažení gutaperči.



obj. číslo: 9036696

**1 966 Kč**

### Modifikovaný Gates Glidden 3

Vytvoření cesty k zalomenému fragmentu. 1000 ot./min.




obj. číslo: 9036691

**1 059 Kč**

### Microtrephine

Vytvoří přístupový žlábek kolem vrcholu zalomeného nástroje. 300 ot./min. levotočivě.



obj. číslo: 9036692

**2 571 Kč**

### Yoshi Loop

Plastové pero s tenkou kanylou s protaženým drátěným okem (z titanu) pro zachycení a vytažení zalomeného nástroje.



obj. číslo: 9036350

**4 084 Kč**

### Terauchi kit

Kompletní set.



obj. číslo	balení	cena
9036349	E-Thread Satelec	<b>30 099 Kč</b>
9036731	M-Thread EMS	<b>30 099 Kč</b>

# Apikální chirurgie

## Endo zrcátko 3mm

Micro zrcátko se závitem pro uchycení do běžných držátek.

**ASA DENTAL**

objednací číslo: 9034474

**3 100 Kč** ~~3 701 Kč~~



## Endo zrcátko 5mm

Micro zrcátko se závitem pro uchycení do běžných držátek.

**ASA DENTAL**

objednací číslo: 9038213

**3 100 Kč** ~~3 701 Kč~~



## Endo zrcátko 9x3 mm

Micro zrcátko se závitem pro uchycení do běžných držátek.

**ASA DENTAL**

objednací číslo: 9034475

**3 480 Kč** ~~4 164 Kč~~



## Endo zrcátko 7x2 mm

Micro zrcátko se závitem pro uchycení do běžných držátek.

**ASA DENTAL**

objednací číslo: 2240-3

**3 480 Kč** ~~4 164 Kč~~



## Micro Mirror round 3mm

Micro zrcátko s uchycením pouze do Hu-Friedy držátka.

**Hu-Friedy**

obj. číslo: 9050296

**3 468 Kč**



## Micro Mirror 7x2 mm

Flexibilní chirurgické zrcátko k uchycení pouze do Hu-Friedy držátka.

**Hu-Friedy**

obj. číslo: 9051306

**4 027 Kč**



## Velvart Endo MS plugger

**Hu-Friedy**

kód: 9039924

**2 372 Kč**



## Khayat Apical plugger

**Hu-Friedy**

kód: 9051545

**2 372 Kč**



## Khayat Endodontic filler

**Hu-Friedy**

kód: 9052458

**1 424 Kč**



## Microsurgical Scalpel Blade / Mirror handle

kód: SHDPV

**6 121 Kč**



**Hu-Friedy**

## Endodontic explorer

**Hu-Friedy**

16/176: 9039923

**1 322 Kč**



16/17: 9051546

**1 268 Kč**

## Cawood Minnesota retractor

**Hu-Friedy**

kód: 0118789

**1 322 Kč**



# Piezomed

## Největší síla v kostní chirurgii

Piezomed přináší všechny výhody inovativní ultrazvukové technologie až ke konečkům vašich prstů: Vysokofrekvenční mikrovibrace umožňují řezání s neuvěřitelnou přesností. Navíc díky takzvanému kavitačnímu efektu nedochází ke znečištění místa chirurgického zákroku krví.



### Minimálně invazivní, maximálně účinné - Ultrazvuková technologie v orální chirurgii

Piezomed usnadňuje každodenní práci chirurgům a implantologům: díky inovativní ultrazvukové technologii odstraňuje substance s vysokou přesností. Přičemž okolní měkké tkáně zůstávají neporušené.

Výrazné ulehčení pro pacienty:  
méně bolesti, rychlejší hojení!

### Hlavní výhody ve zkratce

**Jako první na světě** disponuje automatickou detekcí nástroje

**Tři individuální nastavení** provozních režimů

Krátkodobé **zvýšení výkonu o 20 %** díky funkci Boost

Účinné chlazení díky výstupu spreje v blízkosti pracovní oblasti nástroje.

Násadec s objímkou pro LED osvětlení a kabelem lze termodezinfikovat a sterilizovat.

**Inovativní LED kroužek** pro bezstínové světlo zajišťující ideální osvětlení místa ošetření.

Díky instrumentům **pracovní flexibilita a individualizace** pro orální chirurgii.

objednací číslo: 9037965

**163 023 Kč** ~~218 916 Kč~~

Balení obsahuje řídicí jednotku, nožní ovládání, násadec s kabelem o délce 1,8 m včetně klipů na uchycení hadičky, sadu výplachových hadiček, síťový kabel, držák násadce, stojánek na roztok, momentový klíč na upnutí a uvolnění nástrojů, sterilizační kazetu a set koncovek BONE pro kostní chirurgii.

### Koncovky EX na extrakci

Set obsahuje nerezový stojánek a koncovky EX1 (9051548), EX2 (9051549).



balení	běžná cena	akční cena
Set 9030786	9 187 Kč	<b>8 300 Kč</b>
Koncovky EX1 nebo EX2	4 625 Kč	<b>4 200 Kč</b>

### Koncovky pro retro- grádní endodoncii

Set obsahuje nerezový stojánek a koncovky R1D (05975200), R2RD (0599000), R2LD (05999400), R3D (05998800), R4RD (06005000), R4LD (06004700).



balení	běžná cena	akční cena
Set 9038367	23 312 Kč	<b>20 990 Kč</b>
Koncovky R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD nebo R4LD	3 839 Kč	<b>3 460 Kč</b>

### Koncovky Bone pro kostní chirurgii

Set obsahuje nerezový stojánek a koncovky B1 (05530100), B2R (06958600), B2L (05544400), B3 (05542100), B4 (05543800), B5 (05534500). Pouze jednotlivě lze koupit B6 (07022500) a B7 (07022600).



balení	běžná cena	akční cena
Set 9030785	26 699 Kč	<b>26 800 Kč</b>
Koncovky B1, B2R nebo B2L	5 420 Kč	<b>4 900 Kč</b>
Koncovky B3, B4 nebo B5	4 715 Kč	<b>4 300 Kč</b>
Koncovky B6 nebo B7	6 009 Kč	<b>5 490 Kč</b>


### Koncovky pro parodontologii

Set obsahuje nerezový stojánek a koncovky P1 (06067700), P2RD (06061700), P2LD (06061800).



balení	běžná cena	akční cena
Set 07173400	13 900 Kč	<b>12 600 Kč</b>
Koncovky P1	3 912 Kč	<b>3 600 Kč</b>
Koncovky P2RD nebo P2LD	4 715 Kč	<b>4 300 Kč</b>

# Celý endotým se na Vás těší na DentaDnu!



**Večerní program  
v Chateau St. Havel**

Od 20 h catering na téma Cesta kolem světa, skvělý DJ a bohatý doprovodný program (2 900 Kč / osoba)

Ubytování lze objednat na [chateauhotel.cz](http://chateauhotel.cz)

Vše, co potřebujete vědět pro Vaši **moderní** ordinaci a laboratoř

Přijďte a zeptejte se nás

## DentaDen

Budova Dentamed, pátek, 6. května, 10-19 h



Dentamed



dentunit  
dobrý zubař ví