

Akční nabídka

pro zubní techniky

Platnost do
31. srpna 2022

2022
01

Vše pro Vaši moderní laboratoř

 Dentamed

Dentamed (ČR), spol. s r.o.
Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3
+420 266 007 111 / laborator@dentamed.cz
dentamed.cz



Abyste na Vaší práci lépe viděli

Lupové brýle Brilliance

Optika Schott s 3× zvětšením
Bez potřeby individuálního měření

17 900 Kč / ~~19 900 Kč~~
akční cena platí do 31. srpna 2022

Barevné provedení
rámečků



zvětšení	pracovní vzdálenost	zorné pole	hloubka pole	hmotnost
3.0 ×	350 mm	68 mm	≥ 90 mm	71 g
	400 mm	76 mm	≥ 100 mm	71 g
	450 mm	84 mm	≥ 115 mm	71 g
	500 mm	92 mm	≥ 135 mm	71 g



Dentamed

Martina Grabmüllerová
odborný poradce

+420 604 289 410
martina.grabmullerova@dentamed.cz

Nakupujte za nízké ceny

IPS e.max press

5 ks. Lithium disilikátová sklokeramika v různých translucencích. (HT, LT, MO, MT, HO).



uved'te translucenci a odstín

od 2 690 Kč ~~3 175 Kč~~ **ivoclar**

Více na straně 16

GC Initial LiSi Press

5×3 g. Lithium disilikátové keramické presovací ingoty v různých translucencích (HT, LT, MT, MO).



uved'te translucenci a odstín

od 1 990 Kč ~~2 862 Kč~~ **GC**

Více na straně 18

SuperPeg II

12 ml. Pasta pro fixaci korunek, můstků a fazet při pálení keramiky.



0011980

od 520 Kč ~~744 Kč~~

Více na straně 19

SR Nexco Paste

2,5 g. Světle tuhnoucí kompozitum s mikro-opálovými plnidly. Pro náhrady s i bez kovové konstrukce.



uved'te typ a odstín

od 529 Kč ~~652 Kč~~ **ivoclar**

Více na straně 20

Zetalabor

2,6 kg. Kondenzační silikonová hmota na přelitky i do tlakového polymerátoru a na vykrytí mezizubních prostor při kyvetaci protéz. 85 Shore A.



9012939

1 350 Kč ~~1 669 Kč~~ **Zhermack**
Dental

Více na straně 23

Gingifast Rigid

2× 50ml v kartuši, 10 ml separátor, 12 kanyl a špiček. A-silikon na zhotovení gingivální masky (vhodné pro CAD/CAM skenování).



9003340

1 290 Kč ~~1 609 Kč~~ **Zhermack**
Dental

Heraenium Pw

1 kg. Chromkobaltová slitina se sníženou tvrdostí pro fixní protetiku včetně napalování keramiky. Tvrdost: 290. Složení slitiny: Cr 24%, Co 55,2%, W15%, Fe 4%, Si 1%, Mn 0,8%.



9025828

od 6 890 Kč ~~8 120 Kč~~ **KULZER**

Více na straně 15

M+W Chromalloy MG

1 kg. Chromkobaltová slitina pro skelety, velmi dobře leštitelná. Složení: Co 62,5%, Cr 29%, Mo 5,0%. Tvrdost slitiny je 350 (HV10), modul pružnosti 650 MPa, tavicí teplota 1280 až 1360 °C.



0094971

od 4 550 Kč ~~7 141 Kč~~ **M+W Dental**
stardme se o vás

Více na straně 15

Uni. pájka Solder LV

Stříbrná pájka s nízkým bodem tavení (600° C). Pájka ve formě trubičky je uvnitř naplněna pájecí pastou. Obsah 12 ks trubiček o délce 15 cm.

objednací číslo: 9007369

990 Kč ~~1 270 Kč~~



CAD/CAM materiály

IPS e.max ZirCAD

Zirkonové disky dostupné v různých translucencích s pevností 850 - 1200 MPa dle jednotlivého typu.

Akční ceny platí pouze do vyprodání zásob.



ivoclar

objednávací čísla	balení	běžná cena	akční cena
odstín a vel.	MT (A1, A2, A3, C2, D2), 98,5 × 18 mm	5 608 Kč	4 690 Kč
odstín a vel.	MT Multi (A1, A2, A3, D2), 98,5 × 16 mm	7 073 Kč	6 350 Kč
odstín a vel.	MT Multi (A2,A3)...98,5x 20mm	7 775 Kč	6 590 Kč

	teplota 1	teplota 2	rychlost ohřevu	výdrž teploty
Fáze ohřevu	20 °C	900 °C	10 °C/min	-
Fáze výdrže na teplotě	900 °C	900 °C	-	30 min
Fáze ohřevu	900 °C	1500 °C	3,3 °C/min	-
Fáze výdrže na teplotě	1500 °C	1500 °C	-	120 min
Fáze ochlazování	1500 °C	900 °C	10 °C/min	-
Fáze ochlazování	900 °C	300 °C	8,3 °C/min	-
vypnutí				

IPS e.max ZirCAD Prime

IPS e.max ZirCAD Prime je řešením pro všechny indikace ve formě jednoho disku s pevností 1200 MPa, který disponuje inovativní technologií Gradient Technology.

Akční ceny platí pouze do vyprodání zásob.



ivoclar

objednávací čísla	balení	běžná cena	akční cena
uveďte odstín a vel.	A1, A2, A3.5, A3, B1, 98,5 × 16 mm	7 775 Kč	7 280 Kč
uveďte odstín a vel.	A1, A2, D2, 98,5 × 20 mm	8 560 Kč	8 100 Kč

Standardní program pro pece od jiných výrobců

Standardní program pro sinterování korunek / můstků z IPS e.max ZirCAD Prime / MT Multi / MT / LT / M0 do 14 členů a barevně infiltrovaných, vysušených náhrad.

Multilink Hybrid Abutment Refill HO

Samotuhnoucí upevňovací kompozitum pro cementování náhrad z lithium disilikátové sklokeramiky, zirkonu nebo z titanu (např. abutmenty nebo adhezivní konstrukce). Obsah: 9ml automix stříkačka a 15 míchacích kanyl.



ivoclar

objednávací číslo: 9030360

4 754 Kč ~~5 594 Kč~~

Monobond Plus

5 g. Univerzální jednosložkový vazebný prostředek určený k zajištění vazby mezi tmelícími cementy na straně jedné a všemi nepřímými restaurativními materiály na straně druhé.



ivoclar

objednávací číslo: 9023214

2 070 Kč ~~2 354 Kč~~

Telio CAD LT

Disky vyrobené z vysoce zesíťovaného materiálu PMMA, určené pro dlouhodobá provizoria. Pro objednání uveďte požadovaný odstín BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2 nebo D2.



balení	běžná cena	akční cena
98,5 × 16 mm	2 524 Kč	2 390 Kč
98,5 × 20 mm	2 705 Kč	2 550 Kč
98,5 × 25 mm	3 065 Kč	2 850 Kč

ivoclar

Brilliant Crios

Disky o velikosti 98,5 × 14 mm. Zesílený kompozitní materiál vhodný pro pacienty s bruxismem nebo korunky s implantáty.



balení	běžná cena	akční cena
LT (A1, A2, A3, A3.5)	14 620 Kč	10 590 Kč
HT (A1, A2, A3)	14 620 Kč	10 590 Kč

COLTENE

CAD/CAM materiály

Zolid Gen-X

Novinka

Sleva 30 %

Zolid Gen-X je generace DNA Zirkonu s všestrannými možnostmi použití! Má přirozený barevný gradient, který posouvá blok na novou úroveň z hlediska účinnosti a estetiky. Díky pevnosti v ohybu nad 1 000 MPa lze použít na všechny typy indikací.

Ceny do vyprodání zásob.



AMANNGIRRBACH

objednávací čísla	balení	běžná cena	akční cena
uvedte odstín a vel.	98 × 12 mm	6 234 Kč	4 364 Kč
uvedte odstín a vel.	98 × 14 mm	6 607 Kč	4 625 Kč
uvedte odstín a vel.	98 × 16 mm	7 691 Kč	5 394 Kč
uvedte odstín a vel.	98 × 18 mm	8 063 Kč	5 644 Kč
uvedte odstín a vel.	98 × 20 mm	8 809 Kč	6 166 Kč

Ceramill Zolid FX ML

Sleva 30 %

Polychromatický vysoce průsvitný zirkonoxid s integrovaným odstínem a gradientem translucence. Je vhodný pro 3-členné můstky, inlaye a onlaye. Pevnost 700 MPa.

Ceny do vyprodání zásob.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
AM761776	0/A1, 98 × 14	6 979 Kč	4 885 Kč
AM761777	0/A1, 98 × 16	8 063 Kč	5 644 Kč
AM761737	A2/A3 71 S (14)	6 234 Kč	4 363 Kč
AM761781	A2/A3, 98 × 16 N	8 063 Kč	5 644 Kč
AM761782	A2/A3, 98 × 20 N	9 148 Kč	6 404 Kč
AM761785	A3,5/A4, 98 × 16	8 063 Kč	5 644 Kč
AM761793	B2/B3, 98 × 16 N	8 063 Kč	5 644 Kč
AM761808	D2/D3, 98 × 14 N	6 979 Kč	4 885 Kč
AM761809	D2/D3, 98 × 16 N	8 063 Kč	5 644 Kč

AMANNGIRRBACH

Ceramill Zolid HT+ White

Sleva 30 %

Vysoce translucentní zirkonoxid. Vysoká pevnost v ohybu (1100 MPa) s výbornými optickými vlastnostmi. Ve spojení s barvami Ceramill Liquid New Formula lze dosáhnout vynikající estetické výsledky dle VITA A-D vzorníku.

Ceny do vyprodání zásob.



objednávací čísla	balení	běžná cena	akční cena
uvedte velikost	98 × 10 mm	4 777 Kč	3 344 Kč
uvedte velikost	98 × 12 mm	5 489 Kč	3 842 Kč
uvedte velikost	98 × 14 mm	6 065 Kč	4 246 Kč
uvedte velikost	98 × 16 mm	6 607 Kč	4 625 Kč
uvedte velikost	98 × 25 mm	9 148 Kč	6 404 Kč

Ceramill Zolid HT+ PS

Sleva 30 %

Vysoce translucentní předbarvený zirkonoxid. Vysoká pevnost v ohybu (1100 MPa) s výbornými optickými vlastnostmi. **Ceny do vyprodání zásob.**




obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
AM766162	A1, 98 × 20 mm	7 691 Kč	5 384 Kč
AM766167	A2, 98 × 16 mm	6 607 Kč	4 625 Kč
AM766174	A3, 98 × 16 mm	6 607 Kč	4 625 Kč
AM766169	A2, 98 × 20 mm	7 691 Kč	5 384 Kč
AM766176	A3, 98 × 20 mm	7 691 Kč	5 384 Kč
AM766204	B2, 98 × 20 mm	7 691 Kč	5 384 Kč
AM766232	C2, 98 × 20 mm	7 691 Kč	5 384 Kč
AM766253	D2, 98 × 20 mm	7 691 Kč	5 384 Kč

AMANNGIRRBACH

Ceramill Roto RFID

Frézovací nástroje byly vyvinuty speciálně pro opracování zirkonových materiálů Ceramill.



obj. číslo	velikost	běžná cena	akční cena
760663	0,3 mm	2 473 Kč	1 730 Kč
760662	0,6 mm	2 473 Kč	1 730 Kč
760661	1,0 mm	2 473 Kč	1 730 Kč
760660	2,5 mm	2 473 Kč	1 730 Kč

AMANNGIRRBACH

Zolid Green State Finishing Kit

Set je určen pro finalizaci zirkonových prací před sintrováním (např. redukce linie preparace).



obj. číslo: AM875520

3 320 Kč ~~3 693 Kč~~

CAD/CAM materiály i pro ordinace

IPS e.max CAD (Cerec a inLab)

Inovativní lithium disilikátová sklokeramika (LS2) pro použití s CAD/CAM technologiemi. Uvedte typ a odstín.



balení	běžná cena	akční cena
C14/5 HT, LT, MT	4 659 Kč	3 820 Kč
I12/5 HT, LT	4 659 Kč	3 820 Kč
C16/5 LT	6 300 Kč	5 166 Kč
B32/3 LT	8 224 Kč	6 744 Kč
B40/3 HT	8 423 Kč	6 907 Kč

Tyto bločky jsou vhodné pro zhotovení hybridních náhrad se zachováním implantátů na jednotlivých zubech. Uvedte typ a odstín.



ivoclar

balení	běžná cena	akční cena
A14/5 LT (S)	7 809 Kč	6 404 Kč
A14/5 LT (L)	7 809 Kč	6 404 Kč
A16/5 LT (S)	9 368 Kč	7 682 Kč
A16/5 LT (L)	9 368 Kč	7 682 Kč
B40/3 HT	8 423 Kč	6 907 Kč

IPS Empress CAD

Leucitová sklokeramika kombinuje moderní technologii CAD/CAM zpracování s vysoce funkčním celokeramickým materiálem. Uvedte typ a odstín.



ivoclar

balení	běžná cena	akční cena
C14/5 HT, LT	2 441 Kč	1 953 Kč
I12/5 HT, LT	2 441 Kč	1 953 Kč
C14/5 HT, LT	3 159 Kč	2 527 Kč
C14/5 Multi	3 159 Kč	2 527 Kč
I12/5 Multi	3 159 Kč	2 527 Kč
C14L/5 Multi	3 159 Kč	2 527 Kč

GC Initial® LiSi Block pro Cerec

Novinka

Plně krystalizovaný lithium disilikátový blok, který poskytuje optimální fyzikální a estetické vlastnosti bez vypalování. Obsahuje patentovanou technologii mikronizace s vysokou hustotou. To z něj činí ideální řešení šetřící čas pro ošetření v jedné návštěvě. Uvedte typ a odstín: vel.14/5 HT, LT A1, A2, A3, B1.



uvedte typ a odstín

3 030 Kč ~~3 390 Kč~~

GC

G-Cem One

Novinka

4,6 g. Cementování všech typů keramických, pryskyřičných a kovových inlejí, onlejí, korunek a můstků. Finální cementace korunek a můstků na pilířích implantátů. Uvedte odstín: A2, A03, Translucent nebo White opaque. **Akční cena platí do 30.6.2022.**



uvedte odstín

1 700 Kč

GC

GC G-Multi Primer

5 ml. Primer určený k ošetření adhezivního povrchu náhrad ze sklokeramiky, hybridní keramiky. **Akční cena platí do 30.6.2022.**



objednací číslo: 9035338

1 870 Kč ~~2 223 Kč~~

GC

Cerasmart 270 pro Cerec

Absorpční hybridní keramický blok. Vel.12/5 HT, LT nebo vel. 14/5 HT, LT v odstínech A1, A2, A3, A3.5, B1 nebo BL. **Akční cena platí do 30.6.2022.**

GC



balení	běžná cena	akční cena
Vel.12/5 HT, LT	3 887 Kč	2 550 Kč
Vel.14/5 HT, LT	4 243 Kč	2 790 Kč

Optiglaze color

2,6 ml. Světlel tuhnutí materiál pro zvýraznění charakteristik. Předpřipravené nanoofilní zvýrazňovací tekutiny.



uvedte typ a odstín

1 480 Kč ~~1 837 Kč~~

GC

Ceramill A-temp B40

Monochromatický PMMA materiál o pevnosti 135 MPa na dlouhodobá provizoria. Balení 3 bloky o velikosti 40 x 19 mm (B40). V odstínech A1, A2, A3, A3.5, B2, C2.



uvedte typ a odstín

1 898 Kč ~~2 134 Kč~~

AMANN GIRRBACH

Cerec PrimeMill

**Dentsply
Sirona**

Novinka

CEREC Primemill je řešení pro ordinační frézování, které dokáže vyrobit jednoduché náhrady, včetně korunek, inlayů, onlejí a fazet, během jediné návštěvy pacienta. Má také schopnost frézovat abutmenty, chirurgická vodítka, můstky a další vícejednotkové náhrady z široké škály materiálů (např. sklokeramika, lithium disilikát a průsvitný oxid zirkoničitý).



VELKÝ VÝBĚR
MATERIÁLŮ A INDIKACÍ



MOKRÉ I SUCHÉ
FRÉZOVÁNÍ



35 LET NEPŘETRŽITÉ
OPTIMALIZACE CEREC



UŽIVATELSKY SNADNÉ
PRO VAŠÍ PRÁCI



Výhody

Nové 7" dotykové rozhraní je specificky navrženo tak, aby bylo možné delegovat a integrovat. Provádí uživatele celým pracovním postupem, ale také ho vede krok za krokem klíčovými procesy údržby a dalšími rutinními úkoly. Integrovaný skener bločků automaticky naskenuje materiálové bločky s kompatibilními daty matricového kódu. Všechny CEREC Primemill nástroje jsou vybaveny barevně kódovaným RFID čipem, který lze přečíst RFID skenerem za účelem zobrazení informací o stavu nástroje. Uživateli je tak upozorněn, pokud je nutné nástroj vyměnit. To zajišťuje, že jsou všechny nástroje provozovány na optimální úrovni, což v konečném důsledku zvyšuje produktivitu.

Kvalita

Kombinace nové elektroniky, softwaru, motoru a mechanických komponent přispívá k jemnějšímu rozlišení a větší dynamice. Výsledkem jsou skvělé okraje náhrady a detaily povrchu – pro extrémně přesné výsledky.

Tento vysoce spolehlivý nový 0,5mm nástroj zajišťuje prvotřídní výsledky. Přejděte do režimu extra jemného frézování pro větší úroveň detailů s rýhami na okluzi a interdentalními úseky na můstcích.

Rychlost

Nový CEREC Primemill je konstruován pro rychlost a přesnost. Zároveň zdědil osvědčenou sílu svých předchůdců a svůj silný výkon posouvá do zcela nových dimenzí. Nyní můžete vyfrézovat zirkonové náhrady v superrychlém režimu už za cca 5 minut, což představuje zkrácení času zpracování o více než polovinu.

CEREC Primemill má také vylepšený režim rychlého broušení pro vysoce kvalitní sklokeramické náhrady vyrobené v kratší době.

Mnohostrannost

Vítejte ve světě, kde jste rozmazlováni mnoha volbami! Nový CEREC Primemill kombinuje mokré a suché frézování a mokré frézování s nejširším výběrem osvědčených materiálů, jež zajišťují flexibilitu a předvídatelnost, které potřebujete, abyste pacientům nabídli nejlepší možné ošetření.

Vyberte si z celého spektra možností zpracování, včetně suchého a mokrého frézování zirkonu nebo mokrého broušení skla nebo hybridní keramiky.

**Více informací, poradenství,
kalkulace a doporučení**



David Kodálík

Produktový specialista CAD/CAM / david.kodalik@dentamed.cz / +420 725 644 702

Více informací: **David Kodálík** / +420 725 644 702 / david.kodalik@dentamed.cz
nebo na pristroje.dentamed.cz

Ceramill Motion 3


AMANN GIRRBACH



5osá frézovací jednotka Ceramill Motion 3 je průkopníkem ve vlastní výrobě: nejinteligentnější hybridní stroj na světě kombinuje vynikající kvalitu výroby a maximální rozmanitost materiálů a indikací s komplexním digitálním pracovním postupem.



SUCHÉ I MOKRÉ
FRÉZOVÁNÍ



5 OS PRO NEJPŘES-
NĚJŠÍ FRÉZOVÁNÍ



TÉMĚŘ PRO VŠECHNY
MATERIÁLY A INDIKACE



AUTOMATICKÉ
ANALYTICKÉ FUNKCE

Analytické funkce

Ceramill Motion 3 umožňuje uživatelům opět se plně soustředit na svou hlavní činnost a automaticky analyzuje a optimalizuje pracovní postupy díky svým inteligentním analytickým funkcím.

Více informací, poradenství,
kalkulace a doporučení



Novinka / Zaváděcí cena 1 199 990 Kč vč. DPH

Vysoce výkonná 5osá frézovací jednotka pro suché i mokré frézování. Možnost využití při mokrému frézování módu „carving“, díky kterému dochází k menšímu opotřebení nástrojů i rychlejšímu průběhu, který ušetří až 60 % vašeho času.

- ✓ FRÉZOVÁNÍ
„CARVING“
- ✓ RYCHLÁ
NÁVRATNOST
- ✓ ÚSPORA
ČASU
- ✓ MAXIMÁLNÍ
FLEXIBILITA

Důležité funkce

Fréza umožňuje využití širokého indikačního pole protetických materiálů.

Přístroj je vybaven držákem na 6 fréz s automatickou výměnou nástrojů.

Řídicí jednotka je postavena ze silného 750W vřetena Jagerspindle.

All In One řešení bez kompromisů pro ordinace i laboratoře.

Maximální flexibilita pro budoucnost díky vyměnitelným držákům.

Materiály

Zirkony, plasty, vosky, presintrovaný kov (sintron), titanové abutmenty, sklokeramika, lithiumpodisilikáty a hybridní materiály.

David Kodálík

Produktový specialista CAD/CAM

david.kodalik@dentamed.cz

+420 725 644 702

Více informací, poradenství,
kalkulace a doporučení



Nyní v akci za 749 000 Kč vč. DPH

Frézky Ivoclar

PrograMill DRY System Bundle

Speciální balíček za 879 000 Kč

Frézka na suché zpracování zirkonových materiálů, plastů a vosků. S jedinečnou technologií pro upínání disků bez pomoci nástrojů pro jejich jednodušší a rychlou výměnu. Programill Dry disponuje simultánní 5ti osou kinematikou, to znamená plynulý pohyb ve všech osách během frézování, což frézování urychluje a zároveň umožňuje frézovat i složité tvary budoucích náhrad. Do jejího zásobníku pak můžete zařadit až 16 nástrojů a díky tomu automatizovat provoz a snížit dobu frézování. Balíček se vždy skládá z frézky, CAM softwaru, PC a monitoru.

Balíček se vždy skládá z frézky, CAM softwaru, PC a monitoru + další komponenty nutné k provozu frézky.

Více informací, poradenství,
kalkulace a doporučení



Speciální balíček

879 000 Kč +305 059 Kč

ivoclar



PrograMill PM7

Speciální balíček za 2 198 000 Kč

PrograMill PM7 stanovuje nové průmyslové standardy pro digitální produkci v zubní laboratoři. Díky své technologii je tato frézovací jednotka schopná fungovat prakticky nonstop. Silný výkon a dynamika z ní činí špičku. Balíček se vždy skládá z frézky, CAM softwaru, PC a monitoru.

Balíček se vždy skládá z frézky, CAM softwaru, PC a monitoru + další komponenty nutné k provozu frézky.



Více informací, poradenství,
kalkulace a doporučení



Speciální balíček

2 198 000 Kč +586 823 Kč

ivoclar

PrograMill PM3

Speciální balíček za 1 449 800 Kč

Frézka vhodná pro mokré i suché zpracování a nabízí širokou škálu materiálů a indikací. Přesný pětiosý proces frézování je řízen pomocí integrovaného PC s dotykovým displejem. Plně automatická správa materiálů kontroluje, zda nástroje odpovídají příslušné strategii obrábění. Výměna nástroje zajišťuje, že se výroba provádí nezávisle a důsledně. Balíček se vždy skládá z frézky, CAM softwaru, PC a monitoru.

Balíček se vždy skládá z frézky, CAM softwaru, PC a monitoru + další komponenty nutné k provozu frézky.



Více informací, poradenství,
kalkulace a doporučení



Speciální balíček

1 449 800 Kč +764 470 Kč

ivoclar

Laboratorní skenery

PrograScan PS5

Novinka ve speciální balíčku za 450 000 Kč

Všestranný laboratorní skener. Díky přídavné 3. ose zvládá bezproblémové skenování otisků. Je ideálním řešením pro laboratoře, které spoléhají na maximální efektivitu v jejich digitálním procesu. Skenování je snadné díky integrovanému softwaru DentalCAD od exocad. Vysoká spolehlivost procesu Vám uspoří čas a zaručí spolehlivé výsledky.

Všestrannost skeneru PS5:

Skenování otisků s nástavcem na 3. ose (Triple Tray)

Rychlost: zubní oblouk za 16 s

Přesnost: 5µm (dle normy ISO 12836)

Výstup: v reálných barvách

Výstupní formát: .stl / .ply

Speciální nabídka obsahuje kromě skvělé akční ceny také roční podporu zdarma.

Více informací, poradenství,
kalkulace a doporučení



ivoclar



3Shape E3

Žádné poplatky za licence

3D skener vhodný pro práci s implantáty. Zahrnuje všechny funkce skenerů E1 a E2, ale vyniká svou přesností a rychlostí během skenování. Umožňuje skenovat složité případy implantátů a posunout tak vaši práci na další úroveň.

O 20 % rychlejší než dříve, čistá práce a výrazné urychlení procesu výroby a jednoduché skenování celého artikulátoru bez vyjímání destiček



Více informací, poradenství,
kalkulace a doporučení



Již za 499 000 Kč

3shape

Ceramill Map 600

Nyní v akci za 599 000 Kč

Vysoce výkonný skener nabízí inteligenci, efektivitu a maximální přesnost. Skener generuje otevřená data ve formátech .stl nebo .ply. DNA Speed Scanning umožňuje skenování za pouhých 18 s.



Více informací, poradenství,
kalkulace a doporučení



Speciální akce

599 000 Kč

AMANN GIRRBACH

Zhotovení modelu

M+W Artikulační sádra Natur

Novinka

20 kg. Pomocná artikulační sádra se snadnou lomivostí. Pracovní doba 2,5 min a doba tuhnutí je 4,5 min. Je dostupná také v odstínu mint. **Lze použít jako náhradu za Efektor.**



0093928

1 350 Kč ~~2 021 Kč~~

M+W Dental
staráme se o vás

Rapid

SpofaDental
A River Company

25 kg. Modelová alabastrová sádra II. třídy pro přípravu situačních modelů, kyvetování pryskyřičných náhrad voskových modelů a fixaci modelů do artikulátoru.



9008887

579 Kč ~~630 Kč~~

M+W Hartgips

25 kg. Přírodní kamenná sádra III. třídy pro přípravu situačních a pracovních modelů. **Lze použít místo Mramoritu nebo Helioduru.**



M+W Dental
staráme se o vás

obj. číslo	velikost	běžná cena	akční cena
0093922	bílá	1 404 Kč	950 Kč
0093920	modrá	1 404 Kč	950 Kč
0093921	žlutá	1 337 Kč	950 Kč

M+W Ortho-Stone

Syntetická velmi tvrdá sádra III. třídy s vysokým stupněm bělosti. Je určena pro zhotovení pracovních modelů nejen v ortodoncii.



Oblíbené

0093927

1 250 Kč ~~1 610 Kč~~

M+W Dental
staráme se o vás

Moldastone

Světle hnědá tvrdá sádra IV. třídy s tixotropními vlastnostmi pro detailní modely.



KULZER
DENTAL CERAMICS GROUP

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9035729	4,5 kg	547 Kč	490 Kč
0009935	18 kg	2 132 Kč	1 890 Kč

M+W Vytvrzovací roztok na pahýly

5 ml. Roztok pro vytvrzení a uzavření porozit na sádrových modelech. Roztok se rychle vstřebává a proniká do nejspodnějších vrstev. Model stačí pouze jednou natřít.



0200997

348 Kč ~~450 Kč~~

M+W Dental
staráme se o vás

GC Fujirock EP Classic Line

Prvotřídní sádra IV. třídy na dělené modely pro všechny druhy protetiky.



GC

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 2 bal.
0147987	12 kg	2 954 Kč	2 090 Kč	1 950 Kč
0147966	5 kg	1 533 Kč	1 120 Kč	995 Kč

Elite Rock

3 kg. Kvalitní sádra IV. třídy na dělené modely. V odstínech bílá, krémová a stříbrnošedá.

Zhermack
Dental



obj. číslo	velikost	běžná cena	akční cena
9031024	Bílá	567 Kč	425 Kč
9021255	Stříbrnošedá	567 Kč	425 Kč
9018229	Krémová	567 Kč	425 Kč

Elite Master

3 kg. Extra tvrdá světle hnědá sádra IV. třídy **vyztužená pryskyřicí** na fixní protetiku a implantáty.



9033154

495 Kč ~~669 Kč~~

Zhermack
Dental

Zhotovení modelu


Giroform doplňky



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
AM576450	Giroform čepy, 1000 ks	1 118 Kč	995 Kč
AM576720	Giroform destičky, 1000 ks	2 372 Kč	1 950 Kč
AM576710	Giroform destičky s plíškem, 100 ks	3 185 Kč	2 590 Kč

M+W Diamantový disk

Diamantový disk na rozřezávání sádrových modelů o průměru 45 mm.



0300972

995 Kč ~~1 448 Kč~~

M+W Dental
staráme se o vás

M+W LC Löffelplatte Premium

50 ks. Světlel tuhnoucí destičky pro individuální lžice. Lehká vůně máty.



M+W Dental
staráme se o vás

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 2 bal.
0498909	Bílé, transparentní	1 850 Kč	1 390 Kč	1 290 Kč
0498908	Růžové	1 850 Kč	1 390 Kč	1 290 Kč

Tessex

12 ks. Šelakové bazální destičky pro zhotovení individuálních otiskovacích lžic a ke zhotovení skusových šablon.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
9011526	Dolní, AL	243 Kč	198 Kč
9011527	Horní, AL	243 Kč	198 Kč
9011528	Dolní	243 Kč	198 Kč
9011529	Horní	243 Kč	198 Kč

SpofaDental
A Kari Company

M+W Occluspray

75 ml. Okluzní spray bez obsahu freonů, s hnacím prostředkem. Zvláště jemný, barevný film, bez vosku, bez rozpouštědel. Toxikologicky absolutně nezávadný. Vystačí na cca 600 aplikací.



M+W Dental
staráme se o vás

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 3 ks
0000990	Zelený	380 Kč	240 Kč	210 Kč
0000991	Červený	380 Kč	240 Kč	210 Kč

Picosep

30 ml. Izolační roztok pro ponořovací techniku výroby kapniček.



Renfert

0161997

340 Kč ~~376 Kč~~

Okludor Bronze

Jednoduchý bronzový okludor se používá pro zhotovení sólových provizorních náhrad.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 3 ks
9007087	Okludor Bronze	903 Kč	690 Kč	550 Kč

Artikulátor ASA

Jednoduchý artikulátor stříbrné barvy s výměnnými destičkami určený zejména ke stavění chrupu, částečných a totálních náhrad.



ASA DENTAL

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 2 ks
9000417	Artikulátor ASA	1 006 Kč	850 Kč	790 Kč

Modelace

M+W Plotýnkový vosk

Plotýnkový vosk o síle 1,25 mm vynikající kvality s výjimečně dobrým poměrem cena / výkon.

M+W Dental
staráme se o vás



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0000940	500 g	301 Kč	220 Kč
0000941	2500 g	1 134 Kč	880 Kč

Letní plotýnkový vosk

2,5 kg. Růžový plotýnkový vosk letní (tvrdý) o síle 1,5 mm.



0000904
895 Kč 1 310 Kč

Ceradent

1 kg. Měkký modelovací vosk růžové barvy.



9001161
730 Kč 806 Kč

SpofaDental
A Ren Company

M+W Voskové skusové valy

M+W Dental
staráme se o vás

100 ks. Voskové skusové valy ve tvaru podkovy.



obj. číslo	název	běžná c.	akční c.
0098910	Žluté, měkké	824 Kč	620 Kč
0098911	Růžové, tvrdé	824 Kč	620 Kč
0098913	Oranžové, střední	824 Kč	620 Kč

M+W Voskový drát

250 g. Voskový drát vyznačující se optimálním složením čistého přírodního vosku a výjimečnou stabilitou. Průměr 2,5 mm - 5,0 mm, tyrkysový - tvrdý, modrý - středně tvrdý.



02009XX
340 Kč 440 Kč

M+W Dental
staráme se o vás

Geo Expert Gingiva Set

Do vyprodání

2x 40 g. Dle filozofie Augusta Bruguery. Pro modelování umělé dásně ve frontální a distální oblasti. Speciálně pro implantátové suprakonstrukce. Vosky se spalují beze zbytku.



9037069
1 450 Kč 2 195 Kč

Renfert

Geo Crowax

80 g. Univerzální krčkový a vykrvácí vosk je vhodný pro všechny techniky modelace. Spaluje se beze zbytku.



0661995
390 Kč 471 Kč

Renfert

S-U Cervikální vosk

45 g. Měkký krčkový vosk na okraje korunek, inlaye a onlaye. Barva oranžová.



0169937
498 Kč 646 Kč

M+W Lepící vosk

2x 50 g. Lepící vosk s vysokou lepící silou, pro spojení sádky, umělé hmoty nebo kovových částic bez nerovností. Tvrdost a křehkost. Snadno odstranitelný. Červenohnědá barva.



0300936
290 Kč 370 Kč

M+W Dental
staráme se o vás

Hotty LED / Manuál

Nahříváče ponořovacího vosku s LED displejem a nebo s manuální regulací teploty od 60 do 100 °C.



Renfert

LED: 0061934

5 890 Kč ~~8 277 Kč~~

Manuál: 9017494

4 490 Kč ~~6 060 Kč~~

Geo-Dip

200 g. Speciální vosk pro výrobu kapniček metodou ponořování do rozežřátého vosku - žlutý (0261920), oranžový (0261921) nebo zelený (0313633).

obj. číslo viz text

790 Kč ~~959 Kč~~

Renfert



M+W Voskový granulát

300 g. Žlutý vosk pro výrobu kapniček. Bod tuhnutí 70 °C až 71 °C, pracovní teplota 75 °C až 85 °C.



M+W Dental
stardíme se o vás

0300941

650 Kč ~~911 Kč~~



M+W Korunkový vosk

70 g. Korunkový středně tvrdý modelovací vosk. Doporučené pracovní teploty jsou 80-83 °C. Bezezbytku spalitelný.



0300930

280 Kč ~~370 Kč~~

M+W Dental
stardíme se o vás

Geo Crowax

80 g. Organický modelovací vosk vhodný pro všechny techniky modelace. V barvách transp.modrá na presskeramiku (1), béžová opákní (3) a šedá opákní (4).



066199X

390 Kč ~~471 Kč~~

Renfert

NoFlame Plus

Indukční nahříváč nástrojů bez přípojky plynu. Při vložení kovového nástroje do vaničky dojde k automatickému sepnutí ohřevu. Modelovací nástroj je zahřátý během 1 vteřiny. **Platí do vyprodání zásob.**



AM116250

9 990 Kč ~~15 246 Kč~~

AMANN GIRRBACH

SmartWax Duo

Elektrický nůž se 3 nastavitelnými programy pro každý násadec. Balení obsahuje násadec a koncovku ve tvaru jehly s kuličkou.

Cena platí do vyprodání zásob.



AMANN GIRRBACH

obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
AM116270	SmartWax Duo	14 535 Kč	9 990 Kč
AM116280	Druhý násadec	3 354 Kč	2 890 Kč

Waxlectric II

Vyhřívání nůž s elektronicky regulovanou teplotou koncovek. Výkon 10W, min. pracovní teplota 50 °C, max. pracovní teplota 200 °C. Balení obsahuje přístroj, integrovaný držák pro tepelné rukojeti, 2x tepelnou rukojeť, 2x modelovací koncovky.

0461973

11 590 Kč ~~13 333 Kč~~



Renfert

Zatmelování

IPS PressVest Premium

Univerzální zatmelovací hmota pro presovanou keramiku vhodná pro rychlou i konvenční metodu předehřívání.



ivoclar

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0418901	2,5 kg	4 062 Kč	3 390 Kč
9036535	5 kg	7 245 Kč	6 090 Kč
9036536	0,5 l	788 Kč	680 Kč
9037929	1 l	1 413 Kč	1 200 Kč

LiSi Press Vest

Fosfátová zatmelovací hmota pro presování keramických ingotů.

Intro Kit obsahuje 6×100 g a 135ml liquid.

Platí do 30.6.2022.



GC

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9037665	Prášek, 60×100 g	6 212 Kč	4 500 Kč
9037666	Tekutina, 900 ml	1 309 Kč	1 070 Kč
9036512	Intro Kit	1 746 Kč	1 490 Kč

Fujivest Super

Fosfátová bezgrafitová zatmelovací hmota pro fixní protetiku ze všech dentálních slitin.

Kroužek je možno vložit do vyhřáté pece již za 20 min po zatmelení. **Platí do 30.6.2022.**



GC

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0698908	Prášek, 40×150 g (6 kg)	5 339 Kč	4 250 Kč
0698909	Tekutina, 900 ml	1 066 Kč	880 Kč
0698906	Tekutina, 900 ml HE	1 066 Kč	880 Kč

Elite Vest Plus

Bezuhlíková fosfátová zatmelovací hmota pro korunky a můstky. Použitelná na všechny běžné slitiny a presovanou keramiku.



Zhermack
Dental

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9040555	Prášek, 40×160 g	3 040 Kč	2 350 Kč
9040557	Tekutina, 1 l	659 Kč	540 Kč

Sheracast

Velmi jemná univerzální zatmelovací hmota na skelety, fixní náhrady i drahokovy. Pro velmi přesné odlitky s extrémně hladkým povrchem. Ideální pro rychlé i konvenční zahřívání. Lze použít i pro bezkroužkové lití.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9037843	Prášek, 8×2,5 kg (20 kg)	2 800 Kč	2 680 Kč
9051400	Prášek, 50×400 g (20 kg)	2 800 Kč	2 680 Kč
9037844	Expanzní tekutina, 1 l	590 Kč	-

Elite Vest Cast

Bezuhlíková fosfátová zatmelovací hmota na skelety, možnost konvenčního i rychlého vyhřívání.



Zhermack
Dental

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9040556	Prášek, 30×400g	3 040 Kč	2 350 Kč
9040557	Tekutina, 1 l	659 Kč	540 Kč

Silikan

Fosfátová zatmelovací hmota pro techniku vysokotavitelných slitin.



SpofaDental
A Kera Company

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9009141	Silikan, 10 kg	1 523 Kč	1 370 Kč
9009148	Silikan N, 1 l	316 Kč	299 Kč

Durofluid Spray

100 ml. Pomocí Durofluidu se vytvrzují modely ze zatmelovací hmoty. Zajišťuje lepší adhezi voskové modelace.



BEGO

9002311

763 Kč

Kovy a pomůcky

Heraenium Pw

1 kg. Chromkobaltová slitina se sníženou tvrdostí pro fixní protektiku včetně napalování keramiky. Tvrdost: 290. Složení slitiny: Cr 24%, Co 55,2%, W15%, Fe 4%, Si 1%, Mn 0,8%.



objednáací číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 2 balení
9025828	1 kg	8 120 Kč	6 995 Kč	6 890 Kč

M+W Chromalloy MG

1 kg. Chromkobaltová slitina pro skelety, velmi dobře leštitelná. Složení: Co 62,5%, Cr 29%, Mo 5,0%. **Tvrdost slitiny je 350 (HV10)**, modul pružnosti 650 MPa, tavící teplota 1280 - 1360 °C.



Výhodná cena



objednáací číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 2 balení
0094971	1 kg	7 141 Kč	4 990 Kč	4 550 Kč

Univerzální pájka Solder LV

Stříbrná pájka s nízkým bodem tavení (600° C). Pájka ve formě trubičky je uvnitř naplněna pájecí pastou, což umožňuje velmi snadné a jednoduché pájení. Obsah 12 ks trubiček o délce 15 cm.



9007369

990 Kč ~~+270 Kč~~

M+W Korundový písek

Čistý Al_2O_3 korundový bílý písek s vysokou tvrdostí.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
00939XX	Hrúbost 50m 110, 150 nebo 250 µm, 5 kg	753 Kč	550 Kč
00939XX	Hrúbost 50m 110, 150 nebo 250 µm, 25 kg	2 999 Kč	2 856 Kč

Leštící kartáč

12 ks. Kartáč pro leštění chrom-kobaltových slitin za použití leštící pasty. průměr 65 mm.



0513994

1 090 Kč ~~+299 Kč~~

M+W Leštící pasta zelená

350 g. Leštící pasta na chromkobaltové slitiny.




0181904

380 Kč ~~501 Kč~~

Polisoft A

Univerzální disk modré barvy pro předleštění a vysokým vyhlazovacím účinkem. Balení obsahuje 50 ks, 22 x 3 mm.



9007932

895 Kč ~~+063 Kč~~

Econo Cutter

1 ks. Disky s vysokou životností a bezpečným provozem, zesílené skelnými vlákny, průměr 40 x 1,0 mm.



objednáací číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 2 balení
9002321	Econo Cutter	145 Kč	118 Kč	99 Kč

Keramika Ivoclar

Akce platí do 31. července 2022

IPS e.max press

ivoclar

5 ks. Lithium disilikátová sklokeramika v 5ti různých translucencích: (HT, LT, MO, MT, HO).

Akce č. 1: Akční cena platí od 2 balení.

Akce č. 2: Při koupi balíčku 6x IPS e.max Press a IPS PressVEST Premium Powder, 2,5 kg* + IPS PressVEST Premium Liquid 500 ml* získáte 20% slevu tj. za 18 768 Kč.

Zboží označené hvězdičkou zašle společnost Ivoclar.



uved'te transl. a odstín

2 690 Kč ~~3 175 Kč~~

uved'te translucenci a odstín

18 768 Kč ~~23 546 Kč~~

IPS e.max Ceram

Všestranná fazetovací keramika pro náhrady zhotovené z lithium disilikátu nebo zirkonoxidu.

Akce č. 1: Na veškerá doplňková balení 16% sleva.

Akce č. 2: Výměnou za odpovídající produkty od jiného výrobce získáte slevu 30 % na refilly.



ivoclar

IPS Style Ceram

ivoclar

Metalokeramika s obsahem oxyapatitu, která nabízí maximální efektivitu, snadné zpracování a přirozenou estetiku.

Při vrácení odpovídajícího materiálu od jiného výrobce získáte slevu 50 %. Informujte se u svého odborného poradce.



IPS InLine

Fazetovací keramika s obsahem leucitu pro jednovrstvou i konvenční techniku fazetování.



název	běžná cena	akční cena
Deep Dentin, 20 g	995 Kč	835 Kč
Dentin, TI, One, 20 g	947 Kč	790 Kč
Dentin, TI, One, 100 g	4 311 Kč	3 650 Kč
Opaquer, 3 g	973 Kč	820 Kč
Opaquer, 9 g	2 658 Kč	2 220 Kč

IPS Ivocolor

Univerzální glazovací a dobarvovací systém pro pressovanou keramiku, CAD a vrstvenou keramiku a zirkonové materiály.

Zakoupením 2x libovolného odstínu Shade a zároveň

1x Essence získáte 18% slevu na celý balíček.

Essence zasílá přímo společnost Ivoclar.



uved'te typ a odstín

2 662 Kč ~~3 279 Kč~~

ivoclar

Object fix Flow

10 ml. Pomocná vypalovací pasta k podpoře celokeramických náhrad během pálení a krystalizace.

Akční cena platí od 2 balení.



0151913

580 Kč ~~706 Kč~~

ivoclar

Všestranný disk na Premiové úrovni

IPS e.max[®] ZirCAD Prime

- Univerzální řešení s jedním diskem pro širokou škálu požadavků
- Maximální flexibilita a tvůrčí svoboda
- Extrémně vysoká pevnost spojená s výjimečnou estetikou



Keramika GC

GC Initial LiSi Press



5x3 g. První lithium disilikátové keramické presovací ingoty s vysokou pevností v ohybu 508 MPa. K dispozici v typech HT (EXW, BLE, E57, E58, E59) MT (E60, B00, B0, A1-A3, B1, B2, C1, C2, D2) LT (A, B, C, D) MO (0, 1, 2).



objednávací číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 2 balení
uvedte odstín	Initial LiSi Press	2 862 Kč	2 300 Kč	1 990 Kč

GC Initial LiSi

Sleva až 50 %

Vysoce estetická živcová fazetovací keramika, která je přizpůsobena světelné dynamice lithium disilikátových konstrukcí.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
uvedte odstín	Dentin, Enamel, 20 g	1 451 Kč	1 190 Kč
uvedte odstín	INside, FD, 20 g	1 553 Kč	1 250 Kč
9040611	Basic Set	22 513 Kč	11 050 Kč
9040612	Advanced Set	27 212 Kč	13 400 Kč

Initial One SQIN



Novinka

Keramický koncept barev a tvaru pro estetickou realizaci monolitických nebo minimálně buklálně redukovanych zubních konstrukcí vyrobených z oxidu zirkoničitého nebo lithium disilikátu. Umožňuje rychle a snadno dosáhnout vysokých estetických výsledků, srovnatelných s konvenčně vrstvenými náhradami, ale s výrazným časovým ziskem.



obj. číslo	název	akční cena
877098	Initial IQ One SQIN System Set	29 000 Kč
877097	Initial IQ SQIN Shades Set	15 200 Kč

Initial IQ Lustre Pastes One



Nové univerzální 3rozměrné dobarvovací hmoty pro všechny typy keramiky (MC, LF, Zr, Ti, AL, LiSi). Balení obsahuje: 4g odstíny (1x neutrální, 1x světlá, 4x Body, 8x sklovinná), tekutina na ředění a obnovující tekutina, podložka, 2 štětce a DVD.



9024836

20 300 Kč ~~24 007 Kč~~

GC Initial MC



Keramika vhodná pro vypalování na konstrukce z obecných kovů.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
uvedte odstín	Opaker prášek, 20 g	1 309 Kč	1 120 Kč
uvedte odstín	Opaker past, 3 g	954 Kč	790 Kč
uvedte odstín	Dentin, enamel, 20 g	1 127 Kč	920 Kč
uvedte odstín	Dentin, enamel, 50 g	2 253 Kč	1 870 Kč
uvedte odstín	IN, FD, 20 g	1 177 Kč	980 Kč
uvedte odstín	IN, FD, 50 g	2 385 Kč	1 980 Kč

Initial Zr-Fs



Keramika vhodná pro vypalování na zirkonové konstrukce.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
uvedte odstín	Dentin, enamel, 20 g	1 502 Kč	1 230 Kč
uvedte odstín	Dentin, enamel, 50 g	3 136 Kč	2 540 Kč
uvedte odstín	IN, FD, 20 g	1 583 Kč	1 280 Kč
uvedte odstín	IN, FD, 50 g	3 319 Kč	2 680 Kč

Pomůcky pro práci s keramikou

CCC-Bond

20 g. Vazebný prostředek k napařování keramických hmot na nedrahokovové slitiny bez obsahu titanu.



0898959

2 590 Kč ~~3 040 Kč~~

CEKA
PRECILINE

Initial IN-Metalbond



2x 4g stříkačky. Používá se jako přechodná vrstva mezi slitinou a keramikou, při vypalování brání unikajícím oxidům kovu a neutralizuje rozdíly v koeficientech tepelné roztažnosti. Zlepšuje chemickou vazbu na různých typech slitin.



objednávací číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 2 balení
9018036	Initial IN-Metalbond	2 598 Kč	2 150 Kč	2 050 Kč

LiSi Pure

Novinka

75 ml. Transparentní lithiumpodisilikátový povrch ve spreji. Ideální pro všechny náhrady z ZrO₂ a disilikátu. Neuvěřitelně silná vazba s ZrO₂. Odpadá časově náročné leštění a nanášení glazury. Žádné zvýšení skusu díky tenké vrstvě.



9050947

3 350 Kč ~~3 495 Kč~~



Super Peg II

12 ml. Žáruvzdorná pasta pro fixaci keramických prací při vypalování.



objednávací číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 3 balení
0011980	Super Peg II	744 Kč	590 Kč	520 Kč

Pinzeta

Pinzeta pro šetrnou práci se zirkonem. Silikonové úchytky jsou jednotlivě připevnitelné na vnější a vnitřní stranu. Součástí balení je 5 párů náhradních úchytek. Délka 160 mm.



0097927

1 880 Kč ~~2 336 Kč~~

IPS Ceramic Separator

15 ml. Tekutina k izolaci keramické hmoty a sádrového modelu.



0241995

654 Kč ~~761 Kč~~

ivoclar

Texturmarker Set Gold

Zvýrazňovač optických vlastností struktury povrchu náhrady. Obsah: Texturmarker Gold 4g, Primer 20ml, aplikační set.



0898977

1 990 Kč ~~2 801 Kč~~

BENZER - DENTAL AG ZÜRICH

Takanishi



2 ks. Vysoce kvalitní a flexibilní syntetické štětce pro vrstvení keramiky.

obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
0061964	č. 8	1 162 Kč	986 Kč
0061963	č. 6	960 Kč	816 Kč
0061962	č. 5	707 Kč	600 Kč
0061961	č. 4	673 Kč	572 Kč
0061959	č. 2	606 Kč	515 Kč
0061958	č. 1	572 Kč	486 Kč



Kompozitní materiály

GC Gradia Plus



Rtg kontrastní kompozitní světlem polymerující systém nabízí v prostředí dutiny ústní jas, transparentci, sytost barvy a přirozenou opalescenci. Indikace - korunky, inleje, estetické fasety, můstky a implantátové suprastruktury.



název	běžná cena	akční cena
Opaque, 2 ml	1 523 Kč	1 040 Kč
Paste HB, 3,3 ml	1 939 Kč	1 350 Kč
Paste LB, 2 ml / One Body, 2 ml	1 553 Kč	1 080 Kč
Lustre Paint, 0,8 ml	1 705 Kč	1 420 Kč

GC Labolight Duo

Polymerační lampa se dvěma režimy polymerace pro kompozita.

Pokud nakoupíte zvýhodněný Combipack setů 9035746..Gradia Plus Layer Set...32 988 Kč + 9035747..Paint Set...20 808 Kč + 9035748..Accessory Set...18 869 Kč za 48 000 Kč, ušetříte 24 665 Kč a zároveň cena lampy bude 69 000 Kč.

Platí do konce června.



9034366

69 000 Kč ~~99 665 Kč~~



SR Nexco Paste

Sleva 25 %

Světlem tuhnoucí kompozitum s mikro-opalovými plnidly. Jednoduchá a snadná reprodukce odstínů díky toleranci vůči síle vrstvy. **Pro náhrady s i bez kovové konstrukce.**



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
-	Nexco Liner 2ml, Margin 2,5 g	726 Kč	609 Kč
-	Nexco Opaker 2 ml	773 Kč	629 Kč
-	Nexco Paste Dentin, Incizal, 2,5 g	652 Kč	529 Kč
0218901	Nexco Paste Starter Kit	22 582 Kč	16 900 Kč

Výměnná akce

SR Nexco Paste

Získejte slevu 50% na všechna doplňková balení výměnou za odpovídající produkty od jiného výrobce ve stejném množství.

Platí do konce července.



Signum Composite / Ceramis

Signum Composite je světlem tuhnoucí nanohybridní komposit určený na kovové konstrukce. **Signum Ceramis** je rentgenokontrastní světlem tuhnoucí sklokeramický komposit pro bezkovové náhrady.



název	běžná cena	akční cena
Signum Composite Dentin, Margin, Enamel	985 Kč	898 Kč
Signum Composite Opaque F, Cre-Active, 3 g	721 Kč	660 Kč
Signum Ceramis Dentin, Enamel, Margin, 4 g	652 Kč	529 Kč

Speed Labolight

Polymerační lampa pro všechny světlem tuhnoucí materiály. Osm lamp, umístěných okolo otočného talíře a halogenové lampy, přivádí světlo do každého bodu objektu. Vlnové délky jsou v rozsahu 320-550 nm. Ventilátor v zadní části lampy zabraňuje přehřátí.



Speed Labolight

45 000 Kč



C+B materiály

SR Ivocron

PMMA fazetovací materiál pro zhotovování korunek, můstků a provizorií, odstíny dle vzorníku Chromascop. Zpracování je obdobné jako u Superpontu. Polymerace se provádí v tlakové nádobě po dobu 30 minut, při 100 °C a tlaku 2–6 bar.



ivoclar

obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
uveďte odstín	Dentin, Incizal, 100 g	2 009 Kč	1 750 Kč
-	Opaquer, 5 g	534 Kč	465 Kč
0791955	Liquid, 100 ml	2 761 Kč	2 025 Kč
0791956	Opaquer Liquid, 30 ml	744 Kč	650 Kč

Superpont C+B

Korunková pryskyřice pro přímou modelaci provizorních korunek. Polymeruje se v tlakovém přístroji. Opět v prodeji v omezeném výběru odstínů.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
Uveďte odstín	Dentin A1 - D3	269 Kč	240 Kč
Uveďte odstín	Enamel A3.5, B2	269 Kč	240 Kč
9011022	Incize A2	269 Kč	240 Kč
9014580	Transparent	269 Kč	240 Kč
9011027	Superpont C+B tekutina, 250 g	324 Kč	324 Kč

OVS II Opaker

10 ml. C+B pasta-opaker, chemicky tuhnoucí pro překrytí kovových konstrukcí a zároveň zlepšuje vazbu a tudíž bez použití metalprimeru.



Náhrada za Conalor



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
0288943	Růžový (náhrada za Conalor)	1 489 Kč	1 190 Kč
0288940	Bílý	1 489 Kč	1 190 Kč
0088916	Ředidlo	949 Kč	850 Kč

Alloy primer

5 ml. Vazebný prostředek pro zajištění vazby mezi pryskyřicí a kovem.



9035370

1 950 Kč ~~2 207 Kč~~

GC Acrylic Primer

6 ml. Světlem tuhnoucí primer pro vazbu kompozitu na pryskyřici.



9039668

1 800 Kč ~~2 223 Kč~~

Metal Primer Z

5 ml. Dokonalý pro indikace na všechny kovové konstrukce.



9035573

5 070 Kč ~~6 202 Kč~~

Snímací protetika

Meliodent HC / RR

Meliodent HC - teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice bez kadmia.
Meliodent RR - za studena polymerující bezkadmiová pryskyřice na opravy celkových a částečných náhrad. Obsah 1000 g prášku a 500 ml tekutiny.



název	běžná cena	akční cena
Meliodent HC prášek	1 218 Kč	1 070 Kč
Tekutina HC	452 Kč	380 Kč
Meliodent RR prášek	1 715 Kč	1 550 Kč
Tekutina RR	995 Kč	890 Kč

Superacryl Plus

Teplem polymerující síťovaná bazální pryskyřice vyznačující se vysokou pevností v ohybu, pevným spojením s pryskyřičnými zuby, nízkou rozpustností ve vodě a nasákavostí a vysokou barevnou stálostí. Balení prášku obsahuje 500 g v odstínech 0, V, Z, U nebo X, balení tekutiny obsahuje 250 g.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
Uvedte odstín	Superacryl Plus prášek	663 Kč	560 Kč
9010960	Superacryl Plus tekutina	275 Kč	245 Kč

ProBase Hot + Cold

Vysoce kvalitní a stabilní teplem (Hot) a za studena (Cold) polymerující pryskyřice pro celkové a hybridní náhrady.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
0751987	Hot, 2x 500 g, pink	2 225 Kč	1 890 Kč
0751991	Hot tekutina, 0,5 l	988 Kč	839 Kč
0851910	Cold, 2x 500 g, pink	3 415 Kč	2 890 Kč
0851918	Cold tekutina, 0,5 l	1 971 Kč	1 650 Kč

Triplex Hot + Cold

Teplem (Hot) a za studena (Cold) polymerující pryskyřice ke zhotovení bazí snímatelných náhrad.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
9011761	Hot, 2x 500 g, pink	1 345 Kč	1 125 Kč
9011759	Hot tekutina, 0,5 l	693 Kč	580 Kč
9017653	Cold, 2x 500 g, pink	1 971 Kč	1 648 Kč
9011756	Cold tekutina, 0,5 l	1 038 Kč	865 Kč

SR Phonares II

Čtyřvrstvé kompozitní zuby přirozeného tvaru pro frontální i distální úsek, s výjimečnou estetikou a vysokou odolností vůči opotřebení. Kupte si knihu zubů Phonares II a mějte ji vždy po ruce.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
dle tvaru a barvy	SR Phonares II, frontální	1 201 Kč	998 Kč
dle tvaru a barvy	SR Phonares II, distální	946 Kč	800 Kč
9029344	Před. sada Phonares II anterior A2	18 883 Kč	

Pryskyřičné zuby MFT

Trývrstvé pryskyřičné zuby VITA MFT s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi a skvělou estetikou. Stálobarevné, odolné vůči ukládání plaku. Díky skvělé anatomii se hodí jak pro celkové náhrady, tak pro dostavbu zásuvných spojů, teleskopických korunek a částečných náhrad. K dodání ve vzorníku 3D-Master.



uv. tvar a barvu

209 Kč ~~227 Kč~~



Silikony a pomocné materiály

M+W Sioplast Lab

Dvousložkový A-silikon, optimální tvrdost (90 Shore A), jednoduché a snadné míchání (1:1), vysoká tvarová stálost, přesná reprodukce detailů. Obsah 420 ml A, 420 ml B (1,6 kg celkem).



0053245

1 390 Kč ~~1 648 Kč~~

M+W Dental
staráme se o vás

Zetalabor

Oblíbený produkt

Kondenzační silikonová hmota pro laboratorní použití na přelitky i do tlakového polymerátoru a na vykrytí mezizubních prostor při kyvetaci protéz. 85 Shore A.



Zhermack
Dental

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9025094	Zetalabor, 900 ml	629 Kč	510 Kč
9012939	Zetalabor, 2,6 kg	1 669 Kč	1 350 Kč
9025666	Zetalabor, 10 kg	4 789 Kč	3 830 Kč
9004163	Indurent, Catalyst	469 Kč	375 Kč

Elite Double 22 Fast

Univerzální silikonová dublovací hmota oranžové barvy. Výsledná tvrdost je 22 shore A.

Zhermack
Dental



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9002398	2x 1 kg	2 819 Kč	2 480 Kč
9032040	2x 5 kg	10 790 Kč	8 990 Kč

Gingifast Rigid

Zhermack
Dental

A-silikon na zhotovení gingivální masky (vhodné pro CAD/CAM skenování). Obsah 2x 50ml v kartuši, 10ml separátor, 12 míchacích kanyl a špiček.




9003340

1 290 Kč ~~1 609 Kč~~

Zesilovací mřížka

Zesilovací mřížka nerez nebo zlatená o rozměrech 60x54x12 mm.

MEDIN



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9018442	Nerez, 1 ks	93 Kč	82 Kč
9018474	Zlatená, 1 ks	348 Kč	298 Kč

Leštící pasta Ivoclar

100 ml. Univerzální leštící pasta pro leštění dentálních slitin a pryskyřic.



0851945

250 Kč ~~285 Kč~~

ivoclar

M+W Spray na protézy

75 ml. Prostředek pro odstraňování zbytků monomerů ze zubní náhrady, působí dezinfekčně, má příjemnou svěží příchut, působí příjemně při prvním vložení náhrady do úst.

M+W Dental
staráme se o vás



0000923

320 Kč ~~486 Kč~~

Pattern Resin LS

'GC'

Modelovací pryskyřice s mimořádně nízkou kontrakcí na zhotovování všech druhů zásuvných spojů, fixací, implantátových pilířů. Je speciálně vyvinutá pro štetčkovou techniku, beze zbytku spalitelná. Kromě štetčkové metody lze i míchat. Tuhne 6 min.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0398939	1-1 sada, 100 g pr., 105 ml tekutiny	3 136 Kč	2 490 Kč
0398928	Růžový prášek, 100 g	1 786 Kč	1 490 Kč
0698910	Tekutina, 105 ml	1 330 Kč	1 130 Kč

Zásuvné spoje

Revax Standard M2

Extrakoronální zásuvný spoj (RE0185TI) velikosti M2. Je určen zejména do frontálního úseku.

CEKA
PRECI-LINE



9008567

1 950 Kč ~~2 441 Kč~~

Revax Axial M2

Zásuvný spoj pro celkové náhrady, Axial M2 pro lepicí techniku. RE0795TI do pryskyřice, RE0785TI do kovu.



CEKA
PRECI-LINE



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
9008545	do pryskyřice	2 441 Kč	1 950 Kč
9008547	do kovu	2 441 Kč	1 950 Kč

Stiskací knoflík

Stiskací knoflík Standard (RE0031). Balení obsahuje 2 ks.



9010871

1 380 Kč ~~1 635 Kč~~

CEKA
PRECI-LINE

Ceka Site

Anaerobně tuhnoucí dvousložkový kompozit pro fixaci kovových (včetně titanových) retenčních dílů. Eliminuje potřebu pájení, slévání nebo lepení jednotlivých dílů. Obsah balení 2x 2 g báze + katalyzátor, 6 kanyl, 2x kartáček.



9005010

2 450 Kč ~~2 859 Kč~~

Preci-Vertex

Extrakoronální zásuvný spoj ze spalitelné umělé hmoty. Sada obsahuje 6 patric, 6 matric standard a zavaděč matrice.

CEKA
PRECI-LINE




0198948

1 350 Kč ~~1 522 Kč~~

Preci-Clix AP

Axiální kulový attachment pro pryskyřičné kořenové nástavby.



9001220

650 Kč ~~716 Kč~~

CEKA
PRECI-LINE

Preci teflonové matrice

Teflonové matrice použitelné pro Preci Vertex i Horix.

CEKA
PRECI-LINE



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
0198950	Žluté 1802, 6 ks	823 Kč	690 Kč
0198943	Bílé 1805, 6 ks	823 Kč	690 Kč
0698983	Červené 1806, 6 ks	823 Kč	690 Kč
9008045	Žluté 1802, 50 ks	5 487 Kč	4 660 Kč

Preci-Clix matrice

6 ks. Matrice pro axiální a extrakoronární attachmenty Preci-Clix.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0698102	Žluté 1231	732 Kč	620 Kč
0698103	Bílé 1232	732 Kč	620 Kč
0698104	Červené 1233	732 Kč	620 Kč
9027066	Žluté 1231 B, 50 ks	4 877 Kč	3 990 Kč

Hlubokotažné fólie

Bioplast transparent

Poddajná kruhová fólie nejen na sportovní chrániče, ale i na chrániče brady a dublovací formy. Průměr 125 mm.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
0166919	1.5 mm, 10 ks	701 Kč	620 Kč
0166915	2.0 mm, 10 ks	852 Kč	780 Kč
0166916	2.0 mm, 100 ks	7 590 Kč	6 679 Kč
0166917	3.0 mm, 10 ks	1 022 Kč	920 Kč

Krabičky na nosiče

Krabičky na nosiče na bělení a náhrady bez modelů o velikosti 78 × 73 × 30 mm. V odstínech - bílá, modrá, žlutozelená, růžová, zelená.



obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena	od 10 ks
099801X	Krabičky na nosiče	39 Kč	25 Kč	18 Kč

Durasoft PD

10 ks. Fólie s tvrdou a měkkou stranou. Tvrdá strana se pojí s autopolymerátem. Využití na dlahy proti bruxismu. Rozměry 1,8 × 125 mm.



0466937

1 590 Kč ~~1 796 Kč~~

M+W KopiDur

10 ks. Transparentní tvrdá elastická ploténka, spojuje se s autopolymerátem. Využití na nákusné, miniplastové a retenční dlahy, provizorní korunky a můstky, fluoridové a bělicí dlahy. Průměr 120 mm, síla 1,0 mm.

0266965

380 Kč ~~446 Kč~~



Bioplast Bleach

10 ks. Kruhová fólie k výrobě nosičů na bělení. Rozměry 1 × 125 mm.



0166920

490 Kč ~~588 Kč~~



M+W KopiSoft Bleach

10 ks. Elastická folie vhodná speciálně ke zhotovování bělicích dlah. Nespojuje se s akrylátem. Průměr 120 mm, síla 1,0 mm.

0366911

380 Kč ~~485 Kč~~



Vykrývací vosk bílý



50 g. Modelovací a vykrývací vosk s vysokým bodem tání. Určený na vykrytí podsekřivin a vytvoření rezervoáru.



0219905

398 Kč ~~486 Kč~~

LC Block-Out Resin

4 × 1,2ml stříkačky. Světlel tuhnoucí pryskyřice, nízkoviskózní, modře zbarvená. Poskytuje prostor pro rezervoáry gelu v nosičích při bělení.



0076966

898 Kč ~~1 015 Kč~~



Pece na keramiku

Programat P310

Do vyprodání zásob

Uživatelsky přívětivá pec s barevnou dotykovou obrazovkou. Technologie topného tělesa QTK2 zajišťuje homogenní rozložení teploty ve vypalovací komoře, USB připojení, ovládání v češtině.

Součástí balíčku je Vakuová pumpa VP5 v hodnotě 35 463 Kč.



ivoclar

9031419

119 000 Kč ~~137 995 Kč~~

Programat P510

Do vyprodání zásob

Inteligentní pec s infračervenou technologií urychluje proces pálení až o 20%. Nová kamera zaznamenávající teplo automaticky řídí proces předsušení a uzavírání. Ovládá se prostřednictvím velké 7 palcové dotykové obrazovky a klávesnice kryté membránou. Kromě programů Ivoclar je pec vybavena 500 individuálními programy. **Součástí balíčku je Vakuová pumpa VP5 v hodnotě 35 463 Kč.**



9051464

149 000 Kč ~~181 444 Kč~~

ivoclar

Vakuová pumpa VP5

ivoclar

Vysoce výkonná vakuová pumpa VP5 byla vyvinuta speciálně pro keramické a presovací pece Ivoclar. Vysoká hodnota konečného vakua. Extrémně tichý chod.



9032069

35 475 Kč

Vakuová pumpa VP3 easy

ivoclar

Vakuová pumpa VP3 easy ke keramickým pecím P310 a P510.



0751969

23 189 Kč

Kalibrovací tyčinky pro Programat

ivoclar

Kalibrovací tyčinky pro všechny pece Programat kromě P310.



0451999

6 998 Kč ~~7 876 Kč~~

Stříbrné zkušební dráty

ivoclar

5 testovacích stříbrných drátů pro soupravu na kontrolu teploty 2. Pro Programat 310.



9052258

181 Kč

Přístroje

Multivap



Parní čistička s tlakem až 8 bar s průtokovým ohřevem vody, nerezová komora o obsahu 4,8 l. Je určena pro připojení na řád.



9006545

53 900 Kč ~~62 042 Kč~~

Steamer X3

Parní čistička s vodní nádrží 3,7 l. Množství páry je přednastaveno na 4 bary. Hmotnost přístroje je 12,2 kg, rozměry parní čističky jsou 27 × 27 × 46 cm.



AMANN GIRRBACH

AM116910

44 900 Kč ~~60 950 Kč~~



Polyvalent

+ kanystr s hadicí

Přístroj určený pro polymeraci materiálu teplem a tlakem. Na konci pracovního cyklu buď uvolní komora pouze tlak, nebo vypustí vodu z komory. Přístroj je velmi robustní, spolehlivý a má snadnou obsluhu. Tlak max. 10 bar, teplota do 120 °C, objem komory 2,4 l, příkon Polyvalentu je 1 200 W. Napájení 220 V. Rozměr 150 × 120 mm.

Při koupi Polyvalentu získáte kanystr s hadicí (9004488) v hodnotě 3 223 Kč za 1 Kč.



9007947 + 9004488

46 500 Kč ~~55 490 Kč~~

M+W Vapor Boy

Parní čistička o tlaku 0-4 bary, obsah nádrže 3,5 l. Rozměry 29 × 33 × 33 cm.



0000994

28 900 Kč ~~35 997 Kč~~

Iris 2

Kvalitní vakuová míchačka. Výkonný motor společně s vakuovou pumpou umožňují používat míchací nádoby různých velikostí (250, 550 a 750 ml). Obsluha je velmi jednoduchá. Rozměry 300 × 170 × 175 mm, hmotnost 5,6 kg, možnost nastavení času 0-120 min.



9026318

27 950 Kč ~~32 890 Kč~~



Vibrátor Twin Pulsar



Vibrátor s přesnou regulací vibrací s možností přepínání mezi dvěma druhy vibrací. Z boku je vybaven vibrační koulí pro opření kelímku s namíchanou sádrou nebo zatmelovací hmotou, zajistí se tak lepší stékavost materiálu.



9026712

11 990 Kč ~~13 900 Kč~~

#whdentalwerk



wh.com



Prostě perfektní motory.

S jedinečnou
funkcí ofuku
přímo v násadci*



Perfecta 900 K/T

86 190 Kč

Laboratorní motor i turbínka v jednom!

Cena za kompletní sestavu:

- › Vysokorychlostní násadec LA-9
- › Laboratorní násadec LA-66
- › Řídící jednotka

Kolenní nebo stolní ovládání. Interní zásobník vody.
Běžná cena 107 245 Kč.

.....

Perfecta 300

37 790 Kč

Kolenní, nožní nebo stolní ovládání, běžná cena 49 147 Kč
.....

Perfecta 600

49 490 Kč

Kolenní, nožní nebo stolní ovládání, běžná cena 64 221 Kč
.....

*mimo Perfecta 300 a při napojení na tlak. vzduch

Nástroje

Sada nástrojů

Sada obsahuje 10 nástrojů - měрку, peán rovný a zahnutý, rovné nůžky na folie, pájecí pinzetu, pinzetu, nůž na vosk velký a malý a modelovací nástroj LeCron a Zahle.



0081937

1 890 Kč ~~2 150 Kč~~



Kramponové kleště

Oblíbené kramponové kleště Medin délce 135 mm.



9004846

1 315 Kč ~~1 638 Kč~~



Kleště na sádku HSL

Velmi kvalitní kleště na sádku o délce 19 cm.



0398980

1 190 Kč ~~1 455 Kč~~



Modelovací nůž

Modelovací nůž na vosk velký 17,4 cm a malý 13,0 cm.



Nůž na sádku Gritman

Nůž na sádku s otvíračem kyvet o délce 16 cm.



9006805

198 Kč ~~253 Kč~~



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
9006801	Velký modelovací nůž	188 Kč	169 Kč
9006800	Malý modelovací nůž	170 Kč	149 Kč

Ochrana, hygiena a dezinfekce

Modré nitrilové rukavice

200 ks. Jednorázové nesterilní nitrilové rukavice z Nitril-butadienového kaučuku (NBR) od českého výrobce bez latexu, nepudrované, mají manžetu s rolovaným okrajem a konečky prstů s texturovaným povrchem.

Akční cena platí od 2 balení.

905277X

od 326 Kč ~~363 Kč~~



Ústenky

50 ks. Třívrstvé ústenky na gumičku s elastickým páskem. 99% filtrační výkon, bez latexu a skelných vláken, extra dlouhá kovová nosní spona (potažená plastem). **Akční cena platí od 2 balení.**



070052X

od 250 Kč ~~310 Kč~~

M+W Dental
staráme se o vás

Krabičky na modely

Krabička na uskladnění modelů ze 100% recyklovatelného polystyrolu, odolné proti nárazu. Praktický systém označování eliminuje problém odstraňování starých etiket, balení obsahuje štítek. Rozměry: 308 × 85 × 70 mm.

M+W Dental
staráme se o vás

030091X

95 Kč ~~130 Kč~~



M+W Dvojité sáčky

100 ks. Dvojité sáčky pro přepravu otisků a modelů. Hlavní komora je opatřena systémem Snap-Lock a vnější klokaní kapsa slouží pro uložení záznamů a štítků. Tři etikety na poznámky. Rozměry: 180 × 245 mm.



0045996

398 Kč ~~614 Kč~~

M+W Dental
staráme se o vás

MD 520

Roztok k dezinfekci a čištění otisků a protetických prací. Zvlášť krátká doba působení - 5 min v ponořovací lázni. Použitelný pro algináty, silikony, polyeterovou pryž, hydrokoloidy, polysulfidy. Plně virucidní.

DÜRR DENTAL

0013736

1 182 Kč ~~1 392 Kč~~



M+W Ochranný štít

29% sleva

Ochranný štít pro celý obličej. Balení obsahuje 1 rámeček a 10 štítů v barvách transparentní, růžová, nebo zelená.

M+W Dental
staráme se o vás

010007X

598 Kč ~~687 Kč~~



M+W Filtry do odsávání KaVo

5 ks. Sáčkové filtry do odsávání KaVo.

M+W Dental
staráme se o vás

0193920

1 590 Kč ~~1 902 Kč~~



Vak na odsávání Silent

5 ks. Speciální prachový vak, plně syntetický.



0461966

1 798 Kč ~~1 906 Kč~~

Renfert

Sáčky Ceramill Airstream

5 ks. Sáčky do odsávání Ceramill Airstream.



AM178610

3 666 Kč ~~4 167 Kč~~

AMANN GIRRBACH

Odkalovač na sádku

Čtyřkomorový odkalovač sádky, ve kterém dochází k bezpečnému zachycení pevných částic. Průměr odkalovače je 355 mm, výška 355 mm. Odtok je ve výšce 245 mm a vnější průměr odtokové trubice je 50 mm. Obsah 14 l.



obj. číslo	název	běžná cena	akční cena
0498966	Odkalovač na sádku	8 502 Kč	6 950 Kč
0498969	Sáčky do odkalovače, 25 ks	435 Kč	298 Kč

M+W Subibond

Univerzální kyanoakrylátové lepidlo se zvlášť silnou přílnavostí. Lepí sekundovou rychlostí všechny materiály.

M+W Dental
staráme se o vás

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0000905	10 g	122 Kč	85 Kč
0093982	5 g	100 Kč	65 Kč



M+W Chromalloy Elektrolyt

Přípravek k leštění slitin CoCrMo. Dlouho trvanlivý, připravený k použití. Vhodný pro všechny ultrazvukové leštičky.

M+W Dental
staráme se o vás

obj. číslo	balení	běžná cena	akční cena
0000920	1 l	602 Kč	490 Kč
0000958	5 l	2 547 Kč	1 980 Kč



Chytrý nákup

Atlantis mono / stolní verze

Vodní pískovač pro odstraňování materiálu z odlitků bez použití písku pomocí přesného řezání vodním paprskem. Extrémně snížený čas u dekyvetace odlitků a pressované keramiky než při tradičním pískování. Tři úrovně výkonu (nízký, normální, vysoký) lze ovládat nožním pedálem. Snížení provozních nákladů - **10 kg písku vs. 10 l vody**. Respektuje lidské zdraví - žádná prašnost. Požadované připojení: připojení na vodovodní řád, odpad a vstup vzduchu max. 0,6 MPa, vstupní napětí 230 V / 50 Hz / 16 A. **Technická data:** hloubka 530 mm, šířka 520 mm a výška 480 mm.

9033693

78 290 Kč ~~119 000 Kč~~

 **EFFEGI BREGA**



Ministar S IV kpl.

Kompaktní tvarovací přístroj je vhodný pro všechny termo formovací aplikace. Díky zabudované technologii skeneru lze všechna důležitá data fólie, jako je doba ohřevu, teplota a doba chlazení, přenést přímo do přístroje skenováním čárového kódu fólie. Rozměry 50 x 21 x 40 cm, výkon 750 W, pracovní tlak 0,5 - 4,0 bar a hmotnost 9 kg.

0366951

45 000 Kč ~~78 909 Kč~~

 **SCHEU**



Giroform Starter Set

Kompletní příslušenství ke Giroformu pro zhotovení 100 modelů.



AM576702

8 000 Kč ~~13 213 Kč~~

 **AMANN GIRRBACH**

GC Initial LiSi Press

5x3 g. Odstíny: HT-E57, HT-E58, HT-BLELT (A, B, C, D) MO (0, 1, 2).



uved'te odstín

1 500 Kč ~~2 862 Kč~~



GC Initial LiSi Press

5x3 g. Odstíny: MT-A2, MT-C1, MT-D2



uved'te odstín

1 500 Kč ~~2 862 Kč~~



IPS e.max press

5 ks. Odstíny: MO-0, MO-4, HO-0, HT-A4, HT-C1, HT-BL1, HT-BL4



uved'te odstín

1 900 Kč ~~3 175 Kč~~



IPS e.max press

5 ks. Odstíny: LT-BL1, LT-BL3, LT-A4, LT-B4, LT-C4, LT-D4.



uved'te odstín

1 900 Kč ~~3 175 Kč~~



SR Nexco Paste Gingiva Kit

Exp. 20/06 2022



0128929

ivoclar

4 490 Kč 8 054 Kč

SR Nexco Paste opaker C1

Exp. 14/07 2022



0218916

ivoclar

390 Kč 773 Kč

Signum Composite Margin M3 4 g

Exp. 15/07 2022



0128929

KULZER
MITSUBISHI CHEMICALS GROUP

450 Kč 853 Kč

OVS II Opaker ředidlo

Exp. 04/08 2022

Dentsply Sirona

0088916

550 Kč 904 Kč



IPS e.max Ceram ZirLiner č. 3, 5 g

Exp. 21/08 2022

ivoclar

0641960

450 Kč 877 Kč



GC Initial Spectrum Glaze Paste Liquid, 8 ml

Exp. 17/11 2022

GC

9038472

320 Kč 599 Kč



OptiGlaze Color White 2,6 ml

Exp. 18/08 2022

GC

9035696

990 Kč 1 037 Kč



GC Initial MC Paste Opaker Thinner, 8 ml

Exp. 18/10 2022

GC

9017180

390 Kč 639 Kč



Šetřte s námi náklady
své praxe či laboratoře!

Vyjednejte si s námi
individuální podmínky.

Dokážeme vyjít vstříc individuálním
potřebám každého zákazníka

Máme odborníky, kteří Vám
poradí s výběrem

Jsme nejrychlejším dodavatelem
stomatologických materiálů a přístrojů v ČR



Kateřina Vostárková
manažer pro klíčové zákazníky

+420 777 631 973

katerina.vostarkova@dentamed.cz